



Sciende **made** smarter

Használati útmutató – HU

VisualEyes™

Micromedical
by Interacoustics



Interacoustics

Copyright © Interacoustics[®]: Minden jog fenntartva. Az ebben a dokumentumban szereplő információk az Interacoustics[®] tulajdonát képezik. Az ebben a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. E dokumentum semmilyen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen módon az Interacoustics[®] előzetes írásos engedélye nélkül.

A FireWire[®] az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Windows[®] a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	6
1.1	Erről a kézikönyvről.....	6
1.2	Felhasználási javallat.....	6
1.3	Ellenjavallatok.....	7
1.4	A termék leírása.....	8
1.4.1	Kezelőszék nélküli sztenderd konfigurációk.....	8
1.4.2	A forgatószékek sztenderd konfigurációja.....	11
1.4.3	Tartozékok és opcionális alkatrészek.....	14
1.4.4	További alkatrészek a VNG vizsgáló szemüveg típusa alapján.....	15
1.4.5	További alkatrészek forgatószékek szerint.....	15
1.4.6	További tartozékok a bővítő modulok szerint.....	16
1.5	Figyelmeztetések és óvintézkedések.....	18
1.6	A termék eldobása.....	20
1.7	Biztonsági funkciók és panaszkezelés.....	20
1.7.1	Reklamáció/biztonsági jelentés:.....	20
1.7.2	A termék biztonsági funkciói.....	20
1.7.2.1	Minden típusú forgatószék.....	20
1.7.2.2	Orion és System 2000 hátradönthető kezelőszékek.....	20
1.7.2.3	Orion Komprehenzív / Automata forgatószékek.....	20
2	Kicsomagolás és üzembe helyezés.....	22
2.1	Kicsomagolás és szemrevételezés.....	22
2.2	Jelölések és szimbólumok.....	23
2.3	Tudnivalók a telepítés megkezdése előtt.....	25
2.4	PC beállítások.....	25
2.4.1	Energiagazdálkodási beállítások.....	25
2.4.2	PCI Express kártya.....	26
2.4.3	USB csatlakozás.....	27
2.5	A szoftver telepítése.....	27
2.5.1	Demó páciensek.....	29
2.5.2	AVisualEyes™ eltávolítása.....	29
2.6	Hardver komponensek és telepítésük.....	30
2.6.1	VNG és vHIT vizsgáló szemüveg.....	30
2.6.1.1	Oldalra felszerelt vizsgáló szemüveg.....	30
2.6.1.2	Felülre felszerelt vizsgáló szemüveg.....	32
2.6.1.3	Elülső szereléses vizsgáló szemüveg.....	33
2.6.1.4	EyeSeeCam vizsgáló szemüveg.....	34
2.6.2	Külső szobakamera.....	35
2.6.3	Lábkapcsoló és RF távirányító.....	35
2.6.4	Kalorikus irrigátorok (opcionális).....	36
2.6.5	Digitális fénysáv (DLB, opcionális).....	37
2.6.6	VORTEQ™ IMU (opcionális).....	38
2.6.6.1	Optotípus vizsgálatok.....	40
2.6.7	Forgatószék (opcionális).....	40
2.6.7.1	Hátradönthető forgatószék.....	41
2.6.7.2	Komprehenzív és Automata forgatószékek.....	42
2.6.7.3	Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékek opcionális tartozékai.....	45
2.6.7.4	Kezelőszék kalibráció és érvényesítés.....	46
2.6.7.5	További lépések Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékek esetén.....	48
2.6.8	DataLink (opcionális).....	51
2.6.8.1	DataLink telepítése Orion Hátradönthető, System 2000 Hátradönthető vagy System 2000 Komprehenzív kezelőszékekkel kombinációban.....	52
2.6.9	TRV kezelőszék (opcionális).....	53
2.7	A DAQ hardver illesztőprogramok telepítése kezelőszékekhez és DataLink-hez.....	54
2.8	Hardver regisztráció és licenc.....	55
2.9	Megjelenítés konfiguráció.....	57

2.9.1	TV szempontok	57
2.9.2	A Windows kijelző beállításai.....	57
2.9.3	VisualEyes™ szoftver beállítások.....	58
2.9.3.1	Stimulus.....	58
2.9.3.2	Hardver késleltetés.....	60
2.9.3.3	Optotípus vizsgálatok	63
2.10	Nyelv beállítások	64
2.11	Adat és videó tárolás	64
2.11.1	Munkamenet adatok	64
2.11.2	Videó felvételek.....	65
2.11.3	Munkamenet jelentések.....	65
3	Üzemeltetési utasítások	67
3.1	Rendszer első elindítása.....	67
3.2	Fő képernyő	68
3.3	Alapértelmezett rendszerbeállítások.....	70
3.4	Protokoll kezelés	71
3.4.1	Alapértelmezett protokollok a VisualEyes™ rendszerekkel	72
3.4.2	Testreszabott protokollok.....	74
3.5	Páciens előkészítése	75
3.5.1	Ültesse a páciens a hátradönthető kezelőszékbe	76
3.5.2	Ültesse a páciens az Automata forгатásos/Komprehenzív kezelőszékbe	77
3.5.2.1	Ültesse a gyermek páciens az Automata forгатásos/Komprehenzív kezelőszékbe	77
3.5.3	Elektródák felhelyezése és impedancia teszt az ENG értékeléshez.....	77
3.5.4	A vizsgáló szemüveg elhelyezése a páciensen	78
3.6	Szem kép igazítás.....	78
3.6.1	Szem kép beállítás:	79
3.6.2	Fókusz beállítás	79
3.6.3	Szem eszközök menü.....	80
3.7	Kalibrálás	80
3.7.1	Sztenderd kalibrálás	82
3.7.2	Torziós kalibrálás	83
3.7.3	EyeSeeCam kalibrálás	84
3.7.4	ENG kalibrálás és impedancia vizsgálat	86
3.8	A vizsgálati képernyő	88
3.9	A vizsgálatok elvégzése.....	90
3.9.1	VisualEyes™ 505, VisualEyes™ 515 és VisualEyes™ 525	90
3.9.1.1	Video Frenzel.....	90
3.9.1.2	Spontán nisztagmus.....	90
3.9.1.3	Szemmozgás vizsgálatok.....	90
3.9.1.3.1	Tekintés vizsgálat.....	90
3.9.1.3.2	Finom követés	91
3.9.1.3.3	Véletlenszerű szakkád	92
3.9.1.3.4	Saját tempójú szakkád	92
3.9.1.4	Optokinetikus	92
3.9.1.5	Okuláris ellenirányú elfordulás.....	92
3.9.1.6	Dix Hallpike.....	93
3.9.1.7	Pozicionális	93
3.9.1.8	Kalorikus vizsgálat.....	94
3.9.1.9	Forгатószékes vizsgálatok.....	95
3.9.2	VORTEQ™ Assessment	96
3.9.2.1	Statikus vizuális élesség (SVA)	96
3.9.2.2	Vizuális feldolgozási idő vizsgálat	96
3.9.2.3	Nem teljes üzenet:.....	97
3.9.2.4	Dinamikus vizuális élesség (DVA).....	97
3.9.2.5	Tekintet stabilizálás	97
3.9.2.6	Funkcionális video fej-impulzus vizsgálat (fvHIT™).....	98
3.9.2.7	Speciális Dix Hallpike	98
3.9.2.8	Laterális fej billentés.....	98
3.9.3	VORTEQ™ Functional Assessment.....	100
3.9.4	VORTEQ™ Diagnostic	100
3.9.4.1	vHIT VORTEQ™.....	100

3.9.4.2	Aktív fejforgatás	100
3.9.5	EyeSeeCam vHIT	100
3.9.5.1	Laterális VHIT.....	100
3.9.5.2	Bal első jobb hátsó (LARP) / Jobb első bal hátsó (RALP) vHIT.....	101
3.9.5.3	A vizsgálat elvégzése	101
3.10	Vizsgálat áttekintés képernyő.....	107
3.10.1	Szerkesztő eszközök	107
3.11	Korábbi munkamenetek áttekintése	108
3.11.1	Munkamenet áttekintés.....	109
3.12	Páciens videók megtekintése	110
3.13	Kutatási modul.....	111
3.13.1	Nystagmus paraméterek.....	111
3.13.2	Adatok exportálása	111
3.14	Rendszer leállítás	112
4	Ápolás és karbantartás	113
4.1	A VisualEyes™ rendszer tisztítása	113
4.2	Jótállás és szervizelés	113
4.3	Forgó kezelőszék hibaüzenetek	115
4.4	Kamera csatlakozásának a megszüntetése	116
5	Általános műszaki specifikációk	117
5.1	Minimális számítógép követelmények	117
5.2	Standards	117
5.3	Vizsgáló szemüveg	118
5.4	Tartozékok	122
5.5	TRV kezelőszék	124
5.6	Kezelőszékek	125
5.7	Orion Komprehenzív / Automata forgató kezelőszékek tartozékai	127
5.8	Kalorikus irrigátorok	127
5.9	Elektromágneses kompatibilitás (EMC).....	128
6	Visszaru eljárás	133



1 Bevezető

1.1 Erről a kézikönyvről

Ez a kézikönyv a VisualEyes™ 505, VisualEyes™ 515, VisualEyes™ 525, Orion hátradönthető, Orion komprehenzív, Orion automata forgó, és VisualEyes™ EyeSeeCam termékekre vonatkozik 3.2 szoftver verzióval. A termék gyártója:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Dánia

Tel.: +45 6371 3555

E-mail: info@interacoustics.com

Web: <http://www.interacoustics.com/>

Definíciók:

A VisualEyes™ 505, VisualEyes™ 515, VisualEyes™ 525, és VisualEyes™ EyeSeeCam „VisualEyes™ rendszer” néven szerepel a jelen dokumentumban. Amikor a „kezelő”-re utalunk ebben a dokumentumban, ez alatt a rendszert működtető klinikust, technikust vagy képezített személyzetet értjük. A forgatható kezelőszék minden típusú forgatható kezelőszékre vonatkozik, hacsak nincs meghatározva a konkrét típusa. A forgatható kezelőszékekre vonatkozóan a következő rövidítéseket használjuk: hátradönthető (R), automata forgó (AT) és komprehenzív (C).

Használati útmutató/További információ:

A „**Használati útmutató**” tartalmazza a rendszer biztonságos és hatékony működtetéséhez szükséges összes információt, míg a „**További információ**” útmutató is elérhető az érdeklődők számára. A Használati útmutató és a További információ a szoftver súgó menüjében található. A kezelő a gyártó hivatalos weboldalán is megtekintheti ezeket az útmutatókat.

1.2 Felhasználási javallat

A VisualEyes™ rendszert kizárólag képzett személyek, például audiológusok, fül-orr-gégészeti sebészek, orvosok, hallásgondozó szakemberek vagy hasonló szintű oktatásban részesült személyek használhatják. A készüléket nem szabad használni a készülék használatára és a vizsgálati eredmények értelmezésére vonatkozó szükséges ismeretek és képzettség nélkül.

Videonisztagnográfia (VNG):

A VisualEyes™ rendszer információt nyújt a nisztagnográfias vizsgálatokhoz és segít a vesztibuláris rendellenességek diagnosztizálásában és dokumentációjában. A VNG vizsgálat a nisztagnust értékeli kamerával felszerelt vizsgáló szemüveg használatával. A képeket a szoftver kiértékeli, felveszi, megjeleníti és tárolja. Ezután egy képzett orvos az információ használatával diagnosztizálhatja a vesztibuláris rendellenességeket. A videonisztagnográfia célcsoportja az öt éven felüli korosztály.

Elektronisztagnográfia (ENG):

A VisualEyes™ rendszer információt nyújt az elektronisztagnográfias vizsgálatokhoz is és segít a vesztibuláris rendellenességek diagnosztizálásában és dokumentációjában. Az ENG vizsgálat a nisztagnust értékeli elektródák segítségével. A szemmozgás elemzést a szoftverrel lehet megtekinteni, rögzíteni és archiválni. Az ENG vizsgálat célcsoportjába minden korosztály beletartozik.



Videó fej impulzus vizsgálat (vHIT):

A VisualEyes™ EyeSeeCam vHIT az egyensúlyi rendszer teljesítményéről nyújt információt azáltal, hogy objektív méréseket ad a fejfordítás stimulusra adott szemsebesség válaszról, kimutatva a VOR gaint a fej fordításának a síkjában.

A rendszert kizárólag képzett személyek, például audiológusok, fül-orr-gégészeti sebészek, neurológusok, hallásgondozó szakemberek vagy hasonló szintű oktatásban részesült személyek használhatják.

A VisualEyes™ EyeSeeCam 5. életévét betöltött páciensek számára javasolt. A páciensnek fizikailag egészségesnek kell lennie, mivel az eljárások némi fizikai stimulációval / mozgással járnak. A páciensnek szemüveg nélkül kell látnia a célpontot.

1.3 Ellenjavallatok

A VNG és vHIT vizsgálat ellenjavallt olyan pácienseknél, akiknél a következők egyike áll fenn: vakság, orrtörés vagy egyéb arc/fej sérülés, közelmúltban végzett szemműtét vagy tompalátás.

Az ENG vizsgálat ellenjavallt a pacemakerrel vagy egyéb elektromos/mágneses implantátummal rendelkező páciensek esetén, mivel az elektromos készülék megzavarhatja az implantátum működését.

A súlyosan rosszul látó, ptózikus vagy rendellenes pislogással rendelkező páciensek esetében óvatosan kell elvégezni a vizsgálatot, mert ezek az állapotok műtermékekhez vezethetnek. A súlyos hát/nyak problémákkal rendelkező pácienseknél ne végezzen pozicionális és vHIT vizsgálatokat. A vizsgálatok elvégzése előtt minden esetben tekintetbe kell venni a páciens egyéb releváns orvosi előzményeit és gyógyszereit is. A vizsgálat megkezdése előtt minden külön figyelmet igénylő orvosi állapottal kapcsolatosan kérje orvosszakértő tanácsát.



1.4 A termék leírása

A VisualEyes™ rendszer egy kifinomult szoftver VNG, ENG és vHIT vizsgálatra.

1.4.1 Kezelőszék nélküli sztenderd konfigurációk

A VisualEyes™ rendszerek számos különböző konfigurációban kaphatók vizsgálószékkel vagy vizsgálószék nélkül. A vizsgálószék nélküli sztenderd konfigurációk a *VisualEyes™ 505*, *VisualEyes™ 515*, *VisualEyes™ 525* és a *VisualEyes™ EyeSeeCam*. A *Table 1.4-1* táblázatban áttekintheti, hogy az egyes rendszerek mely vizsgálatokat tartalmazzák.

- **VisualEyes™ 505**
A VisualEyes™ 505 egy Video Frenzel rendszer, amely videó felvételi lehetőséget is tartalmaz, valamint spontán nystagmus észlelést, így objektív lassú fázis sebesség adatokat biztosít.
- **VisualEyes™ 515**
A VisualEyes™ 515 egy VNG rendszer a spontán nystagmus értékeléshez, pozicionális vizsgálatához és kalorikus vizsgálatához. A rendszer Orion hátradönthető vizsgálószékkel is kombinálható a vizsgálatokhoz.
- **VisualEyes™ 525**
A VisualEyes™ 525 egy teljes skálájú VNG rendszer, amely tartalmazza a VisualEyes™ 505 és a VisualEyes™ 515 rendszerben elérhető összes vizsgálatot, továbbá egy speciális okulomotoros vizsgálatosorozatot és torziós nyomkövetéssel végzett ocular counter roll vizsgálatához. A rendszer Orion hátradönthető, Orion komprehenzív és Orion automata forgó kezelőszékkel kombinálható a vizsgálatokhoz.
- **VisualEyes™ EyeSeeCam**
A VisualEyes™ EyeSeeCam egy vHIT rendszer a vestibuláris-okuláris reflex (VOR) (VOR) gyors, objektív vizsgálatához laterális, RALP, LARP és SHIMP vizsgálatokkal. A rendszer tartalmaz egy protokollt a spontán nystagmus értékeléshez objektív, lassú fázis sebesség adatokkal. A VisualEyes™ EyeSeeCam minden VisualEyes™ rendszerrel kombinálható, így ugyanazon a szoftver platformon elérhető a VNG és vHIT vizsgálat is.

A sztenderd modulok egyes konfigurációihoz különböző opcionális kiegészítő modulok is hozzáadhatók:

- **VORTEQ™ Assessment (VisualEyes™ 505 / VisualEyes™ 515 / VisualEyes™ 525)**
A VORTEQ™ Assessment egy hozzáadott modul, amely tartalmazza a VORTEQ™ IMU-t és fejpántot a fej pozíció és sebesség nyomkövetéshez.
A modul a következő méréseket adja hozzá a már meglévő vizsgálatosorozathoz:
 - BPPV modul
 - Speciális Dix Hallpike
 - Laterális fej döntés
 - Dinamikus Vizuális Élesség (Dynamic Visual Acuity, DVA)
- **VORTEQ™ Functional Assessment**
A VORTEQ™ Functional Assessment egy különálló modul, amely a VORTEQ™ IMU-t tartalmazza, valamint egy fejpántot a fej pozícióhoz és a gyorsaság követéshez.
A modul a következő vizsgálatokból áll:
 - Dinamikus Vizuális Élesség (DVA)
 - Tekintet stabilizálás vizsgálat (GST)
 - Funkcionális látás fej-impulzus vizsgálat (fvHIT™)



- **VORTEQ™ Diagnostic (VisualEyes™ 525)**
A VORTEQ™ Diagnostic egy hozzáadott modul, amely tartalmazza a VORTEQ™ IMU-t és fejpántot a fej pozíció és sebesség nyomkövetéshez.
A modul a következő méréseket adja hozzá a már meglévő vizsgálatsorozathoz:
 - vHIT VORTEQ™
 - Aktív fejforgatás (Active Head Rotation)
 - Tekintet stabilizálás vizsgálat
- **Kutatási modul**
A kutatási modul egy hozzáadott modul, amely lehetővé teszi a nyers adatok egyszerű exportálását, valamint a nystamus észlelő paraméterek módosítását.
- **Külső szinkronizálás**
Ez egy opcionális kiegészítő, amely lehetővé teszi az OtoAccess® API-n keresztüli kommunikációt.
- **EOG tartozék készlet VNG-hez (VisualEyes™ 515 / VisualEyes™ 525)**
Az EOG tartozék készlet VNG-hez egy hozzáadott modul, amely tartalmazza az ENG vizsgálathoz használt DataLinket.

Táblázat 1.4-1 Licenc áttekintés (forgatószék nélkül):

	VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VisualEyes™ EyeSeeCam
Video Frenzel	X		X	
Spontán nisztamus	X	X	X	X
Tekintés			X	
Dix Hallpike		X	X	
Pozicionális		X	X	
Bitermális kalorikus*		X	X	
Optokinetikus			X	
Finom követés			X	
Önirányított szakkádok			X	
Finom követéses nyak fordítás			X	
Nyaki tekintet			X	
Szakkád			X	
Okuláris ellenfordítás torziós nyomkövetéssel			X	
Szakkádometria			X	
EyeSeeCam vHIT				X
KIEGÉSZÍTŐ: VORTEQ™ Vizsgálat** - Dinamikus vizuális élesség (DVA) - Speciális Dix Hallpike - Laterális fejforgatás - Tekintet stabilizálás vizsgálat - Funkcionális látás fej-impulzus vizsgálat	X	X	X	



	VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VisualEyes™ EyeSeeCam
KIEGÉSZÍTŐ: VORTEQ™ Diagnostic** - Aktív fejforgatás - vHIT VORTEQ™			X	
KIEGÉSZÍTŐ: Kutatói modul	X	X	X	X
KIEGÉSZÍTŐ: EOG kiegészítő készlet VNG-hez		X	X	
KIEGÉSZÍTŐ: Statikus SVV modul	X	X	X	
KIEGÉSZÍTŐ: Külső szinkronizálás	X	X	X	X

*Külön kalorikus irrigátor szükséges hozzá

**Csak felső- vagy oldalsó kamerás vizsgálószemüvegekkel kompatibilis



1.4.2 A forgatószékek sztenderd konfigurációja

A kezelőszékek az alábbiak szerint kombinálhatók a VisualEyes™ 515-et és a VisualEyes™ 525-tel. Továbbá az Orion Komprehenzív és az Orion Automata Forgó konfigurálható Orion Komprehenzív Alap és Orion Automata Forgató Alap összeállításban is. Ezek csak azokat a vizsgálatokat tartalmazzák, amelyek a vizsgálószék fülkéjében elvégezhetők. A *Table 1.4-2* táblázatban áttekintheti, hogy az egyes rendszerek mely vizsgálatokat tartalmazzák.

- **Orion Hátradönthető**
Az Orion Hátradönthető kezelőszék hátradönthető a kalorikus és a pozicionálós vizsgálatokhoz.
- **Orion Komprehenzív**
Az Orion Komprehenzív kezelőszék egy fülkében van, amely beépített lézert és optokinetikus dobot tartalmaz a vizuális stimulációhoz.
- **Orion Automata Forgó**
Az Orion Komprehenzív kezelőszék egy fülkében van, amely beépített lézert és optokinetikus dobot tartalmaz a vizuális stimulációhoz. A kezelőszékek tengelyen kívüli laterális mozgási képességgel rendelkeznek, amely a dinamikus szubjektív vizuális függőleges vizsgálathoz használatos.
- **Egyéb kezelőszékek**
A 3. generációs VisualEyes™ az alábbi forgatószékeket is támogatja:
 - System 2000 Hátradönthető
 - System 2000 Komprehenzív
 - System 2000 Automata Forgó



Táblázat 1.4-2: Licenc áttekintés (kezelőszékekkel):

	Orion R + VE515	Orion R + VE525	Orion C Alap	Orion AT Alap	Orion C + VE525	Orion AT + VE525
Video Frenzel		X			X	X
Spontán nisztagmus	X	X	X	X	X	X
Tekintés		X	X	X	X	X
Dix Hallpike	X	X			X	X
Pozicionális	X	X			X	X
Bitermális kalorikus*	X	X			X	X
Optokinetikus		X	X	X	X	X
Finom követés		X	X	X	X	X
Szakkád		X	X	X	X	X
Önirányított szakkádok		X			X	X
Finom követéses nyak fordítás		X			X	X
Nyaki tekintet		X			X	X
Okuláris ellenfordítás		X			X	X
Szakkádometria		X			X	X
Step Velocity (gyorsítás teszt)	X	X	X	X	X	X
Színuszos harmonikus gyorsítás (SHA)	X	X	X	X	X	X
VOR elnyomás	X	X	X	X	X	X
Vizuális VOR	X	X	X	X	X	X
Statikus SVV			X	X	X	X
Dinamikus SVV				X		X
KIEGÉSZÍTŐ: VORTEQ™ Vizsgálat** - Dinamikus vizuális élesség (DVA) - Speciális Dix Hallpike - Laterális fejforgatás - Tekintet stabilizálás vizsgálat - Funkcionális látás fej-impulzus vizsgálat	X	X			X	X
KIEGÉSZÍTŐ: VORTEQ™ Diagnostic** - Aktív fejforgatás - vHIT VORTEQ™		X			X	X
KIEGÉSZÍTŐ: Kutatói modul	X	X	X	X	X	X
KIEGÉSZÍTŐ: Statikus SVV modul	X	X				
KIEGÉSZÍTŐ: Külső szinkronizálás	X	X	X	X	X	X



KIEGÉSZÍTŐ: EOG kiegészítő készlet VNG-hez	X	X			X	X
KIEGÉSZÍTŐ: EOG kiegészítő készlet Orion C/AT-hez			X	X	X	X
KIEGÉSZÍTŐ: Opcionális gyermek kiegészítő készlet Orion C/AT-hez			X	X	X	X

*Külön kalorikus irrigátor szükséges hozzá

**Csak felső- vagy oldalsó kamerás vizsgálószemüvegekkel kompatibilis



1.4.3 Tartozékok és opcionális alkatrészek

VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VisualEyes™ EyeSeeCam	Orion AT/C Alap
Fő részek: <ul style="list-style-type: none">szabadon választott VNG szemüvegVisualEyes™ szoftverTávírányító / lábkapcsolóTeljes HD szobakameraTisztítókendőBevezető útmutatókTanúsítványok és jelentések: pl. vizsgálati eredmény jelentés, licenc tanúsítvány, megfelelőségi tanúsítvány és biztonsági teszt jelentés, ha elérhető.	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">szabadon választott VNG szemüvegVisualEyes™ szoftverTávírányító / lábkapcsolóTeljes HD szobakameraTisztítókendőBevezető útmutatókTanúsítványok és jelentések: pl. vizsgálati eredmény jelentés, licenc tanúsítvány, megfelelőségi tanúsítvány és biztonsági teszt jelentés, ha elérhető.	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">szabadon választott VNG szemüvegVisualEyes™ szoftverTávírányító / lábkapcsolóTeljes HD szobakameraTisztítókendőBevezető útmutatókTanúsítványok és jelentések: pl. vizsgálati eredmény jelentés, licenc tanúsítvány, megfelelőségi tanúsítvány és biztonsági teszt jelentés, ha elérhető.	Tartozékok: <ul style="list-style-type: none">EyeSeeCam vHIT vizsgálószemüveg és kameraVisualEyes™ szoftverTeljes HD szobakameraTisztítókendőBevezető útmutatókTanúsítványok és jelentések: pl. vizsgálati eredmény jelentés, licenc tanúsítvány, megfelelőségi tanúsítvány és biztonsági teszt jelentés, ha elérhető.	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">Orion Automata forgató vagy Komprehenzív forgatószékVizsgálószemüveg felső foglalattalVisualEyes™ szoftverTávírányító / lábkapcsolóFull HD szobakameraTisztítókendőBevezető útmutatókTanúsítványok és jelentések: pl.: vizsgálatieredmény-jelentés, licenctanúsítvány, megfelelőségi tanúsítvány és biztonsági tesztjelentés, ha alkalmazandó.
Opcionális tartozékok: <ul style="list-style-type: none">Gyermek vizsgálószemüvegTRV forgatószékVORTEQ™ vizsgálatKutatói modulStatikus SVV modulKülső szinkronizálás	Opcionális tartozékok: <ul style="list-style-type: none">Gyermek vizsgálószemüvegTRV forgatószékVORTEQ™ vizsgálatKutatói modulStatikus SVV modulEOG kiegészítő készlet VNG-hezOrion hátradönthetőAquaStimAirFxKülső szinkronizálás	Opcionális tartozékok: <ul style="list-style-type: none">Gyermek vizsgálószemüvegTRV székVORTEQ™ AssessmentVORTEQ™ DiagnosticKutatási modulEOG tartozék készlet a VNG-hezOrion HátradönthetőOrion KomprehenzívOrion Automata ForgóAquaStimAirFxDigitális fénysávStatikus SVV modulKülső szinkronizálás	Opcionális tartozékok: <ul style="list-style-type: none">Kutatói modulKülső szinkronizálás	Opcionális alkatrészek: <ul style="list-style-type: none">Kutatói modulMegfelelő opcionális alkatrészek a választott kezelőszékhez (1.4.4)



1.4.4 További alkatrészek a VNG vizsgáló szemüveg típusa alapján

Oldalra szerelt USB (2D-VOGFW)	Oldalra szerelt FireWire (2D-VOGFW)	Felülre szerelt (BG4.0USB / BG4.0KUSB)	Előre szerelt (USBM2.1A / USBM2.1P)
Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 kamera modul (két modul binokuláris konfigurációban)• Eldobható vizsgáló szemüveg szivacs párnák - egy dobozban 24 db szivacs párna• 1,5 mm-es hexagonális csavarhúzó a kamera tartó csavarokhoz• 7-Portos USB 3.0 elosztó külső áramforrással	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• FireWire® kamera modul (két modul binokuláris konfigurációban)• Eldobható vizsgáló szemüveg szivacs párnák - egy dobozban 24 db szivacs párna• 1,5 mm-es hexagonális csavarhúzó a kamera tartó csavarokhoz• 4-Portos USB 3.0 elosztó külső áramforrással• PCI ExpressCard (asztali PC konfigurációhoz)	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• Binokuláris USB vizsgálószemüveg• 7-Portos USB 3.0 elosztó külső áramforrással	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• Felnőtt (USBM2.1A) / Gyermek (USBM2.1P) maszk a monokuláris USB kamerához• 7-Portos USB 3.0 elosztó külső áramforrással

1.4.5 További alkatrészek forgatószékek szerint

Orion Hátradönthető	Orion Komprehenzív / Orion Automata Forgó
Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• Orion hátradönthető forgatószék• USB-kábel• Vészleállító gomb Ethernet csatlakozóval• Hálózati kábel• Az összeszereléshez szükséges szerszámok és kiegészítők• Leválasztó transzformátor	Fő részek: <ul style="list-style-type: none">• Orion Komprehenzív / Automata forgó kezelőszék• Optokinetikus dob• X-Y Lézer egység• Fülke és kiegészítők• USB-kábel• Vészleállító gomb Ethernet csatlakozóval• Hálózati kábel• Fülke megfigyelő kamera• Kommunikációs rendszer• Távirányító az SVV eszközhöz• Az összeszereléshez szükséges szerszámok és kiegészítők• Leválasztó transzformátor
Opcionális tartozékok:	Opcionális tartozékok: <ul style="list-style-type: none">• EOG tartozék készlet az Orion C/AT-hez• Gyermek opció tartozék készlet az Orion C/AT-hez



1.4.6 További tartozékok a bővítő modulok szerint

	VORTEQ™ Diagnostic	VORTEQ™ vizsgálat	Kutatói modul	Statikus SVV modul
Kompatibilitás:	<ul style="list-style-type: none">VisualEyes™ 525 (felső / oldalsó felszerelésű vizsgálószemüveggel)	<ul style="list-style-type: none">VisualEyes™ 505 (felső / oldalsó felszerelésű vizsgálószemüveggel)VisualEyes™ 515 (felső / oldalsó felszerelésű vizsgálószemüveggel)VisualEyes™ 525 (felső / oldalsó felszerelésű vizsgálószemüveggel)	<ul style="list-style-type: none">VisualEyes™ 505VisualEyes™ 515VisualEyes™ 525VisualEyes™ EyeSeeCamOrion Auto- Traverse alapOrion Comprehensive alap	<ul style="list-style-type: none">VisualEyes™ 505VisualEyes™ 515VisualEyes™ 525
A következő funkciókat/ vizsgálatokat tartalmazza:	<ul style="list-style-type: none">Aktív fejforgatásvHIT VORTEQ™	<ul style="list-style-type: none">Dinamikus vizuális élesség (DVA)Speciális Dix HallpikeLaterális fejforgatásTekintet stabilizálás vizsgálatFunkcionális fej látásvizsgálat	<ul style="list-style-type: none">A nisztagnus paraméterek beállításaAdatok exportálása	<ul style="list-style-type: none">Statikus SVV
A következő fő tartozékokat tartalmazza:	<ul style="list-style-type: none">VORTEQ™ szenzorBluetooth hardverkulcsUSB kábel (töltéshez vagy vezetékes csatlakozáshoz)Vizsgálószemüveg rögzítőkészlet oldalsó és felső felszerelésű vizsgálószemüveghez	<ul style="list-style-type: none">VORTEQ™ szenzorBluetooth hardverkulcsUSB kábel (töltéshez / vezetékes csatlakozáshoz)Vizsgálószemüveg rögzítőkészlet oldalsó és felső felszerelésű vizsgálószemüveghezFejpánt a dinamikus vizuális élesség vizsgálatához	<ul style="list-style-type: none">Csak licenccel	<ul style="list-style-type: none">Távírányító az SVV vonalhoz



	EOG tartozék készlet a VNG-hez	EOG tartozék készlet az Orion C/AT-hez	Gyermek opció tartozék készlet az Orion C/AT-hez
Az alábbival kompatibilis:	<ul style="list-style-type: none">• VisualEyes™ 515• VisualEyes™ 525	<ul style="list-style-type: none">• VisualEyes™ 525 + Orion C/AT• Orion Komprehenzív Alap• Orion Automata Forgó Alap	<ul style="list-style-type: none">• VisualEyes™ 525 + Orion C/AT• Orion Komprehenzív Alap• Orion Automata Forgó Alap
Kompatibilis funkciók/vizsgálatok: (Ha a rendszer licenc rendelkezésre áll a vizsgálatokhoz):	<ul style="list-style-type: none">• 3-Csatornás ENG vizsgálat az alábbi vizsgálatokkal kompatibilis:<ul style="list-style-type: none">○ Spontán nisztagmus○ Tekintés (Gaze)○ Finom követés (Smooth Pursuit)○ Szakkád○ Optokinetikus○ Pozicionális○ Dix Hallpike○ Bitermális kalorikus○ Szakkádometria	<ul style="list-style-type: none">• 3-Csatornás ENG vizsgálat az alábbi vizsgálatokkal kompatibilis:<ul style="list-style-type: none">○ Spontán nisztagmus○ Tekintés (Gaze)○ Finom követés (Smooth Pursuit)○ Szakkád○ Optokinetikus○ Szakaszos forgatás (Step Rotation)○ Step Velocity (gyorsítás teszt)○ Szinuszos harmonikus gyorsítás	<ul style="list-style-type: none">• Forgatószékes vizsgálat 1. életévét beöltött gyermekeknél
Fő részek:	<ul style="list-style-type: none">• DataLink• 7 db elektróda kábel (3 csatorna)• Elektródák patent csatlakozóval• Elektróda bőr előkészítési kiegészítő	<ul style="list-style-type: none">• Az Orion C/AT vizsgálószék hátába beépített ENG• Elektródák patent csatlakozóval• Elektróda bőr előkészítési kiegészítő	<ul style="list-style-type: none">• Előre szerelt vizsgálószemüveg gyermekek részére (USBM2.1P)• Gyermekülés• Gyermekgyógyászati megfigyelő kamera



1.5 Figyelmeztetések és óvintézkedések

Ebben a részben a VisualEyes™ rendszer általános figyelmeztetéseit, az óvintézkedéseket és a megjegyzendő pontokat írjuk le a megfelelő jelölésekkel. Egyes figyelmeztetéseket a hozzájuk tartozó rész alatt tárgyaljuk, hogy a felhasználó megfelelően odafigyeljen.



A kézikönyvben a figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések az alábbi jelentésekkel használatosak:

	A FIGYELMEZTETÉS olyan körülményeket vagy gyakorlatokat jelöl, amelyek veszélyt jelenthetnek a betegre és/vagy a felhasználóra.
	A FIGYELEM címke olyan körülményeket vagy gyakorlatokat jelöl, amelyek a berendezés károsodását okozhatják.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS jelölés személyi sérüléshez nem kapcsolódó, egyéb gyakorlati megjegyzésre vonatkozik.

Általános figyelmeztetések és óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS: olyan veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amely elhárítás hiányában halált vagy súlyos sérülést okozhat.

1. A szövetségi törvények orvos általi ill. orvosi rendelvényére korlátozzák a készülék értékesítését.
2. Ne szerelje szét és ne hajtson végre módosításokat a készüléken, mivel ez befolyásolhatja a készülék biztonságosságát és/vagy teljesítményét. A termék szervizelését mindig bízza erre képezített/felhatalmazott személyre. A berendezés és komponensei nem módosíthatók az Interacoustics engedélye nélkül (szükség esetén).
3. Ezt a berendezést más berendezéshez kell csatlakoztatni, és úgy alkotnak elektromos orvosi rendszert. Ha a készülékhez külső berendezést csatlakoztat a jelbemenetre, jelkimenetre vagy más csatlakozóra, ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott berendezések megfeleljenek a termékszabványoknak (pl. az IEC 62368-1 szabvány IT berendezésekhez vagy az IEC 60601-szabványsorozat orvosi elektromos berendezésekhez). Továbbá minden ilyen kombinációnak - elektromos orvosi rendszernek - meg kell felelnie az IEC 60601-1 általános szabvány 3,1. kiadása 16. cikkelyének. Az IEC 60601-1 szabványban található szivárgó áram előírásnak nem megfelelő berendezéseket a beteg környezetén kívül kell tartani, azaz legalább 1,5 m-re a páciensről vagy elválasztó transzformátorral kell ellátni a szivárgó áram csökkentése érdekében. Bármely személy, aki a jelbemenethez, jelkimenethez vagy egyéb csatlakozóhoz külső berendezést csatlakoztat, egy elektromos orvosi rendszert hoz létre, és ezért felelős annak biztosításáért, hogy a rendszer megfelel az előírásoknak. Ha kétélyei merülnek fel ezzel kapcsolatban, forduljon orvosi műszer szakértőhöz vagy a helyi márkaképviselőhöz.
4. Szeparációs eszköz (elválasztó eszköz) szükséges a beteg környezetén kívül elhelyezkedő berendezés elválasztásához a beteg környezetén belül elhelyezkedő berendezéstől. Különösen szükség van ilyen leválasztó eszközre, amikor hálózati kapcsolatot hoz létre. A leválasztó eszközre vonatkozó előírásokat az IEC-60601-1 3. kiadás 16. cikkelye határozza meg.
5. A rendszert tilos robbanó vagy gyúlékony gázok közelében használni.
6. A tisztítást megelőzően ki kell kapcsolni a rendszert.



7. Ne használjon kiegészítő elosztó csatlakozót vagy hosszabbítókábelt.
8. Az irrigátor miatt az áramütés veszélyének elkerülése érdekében csak földelt áramforráshoz csatlakoztatható a készülék.
9. Az gyártó kérésre rendelkezésre bocsátja az áramköri rajzokat, alkatrészek listáját, alkatrészek leírását, beállítási útmutatókat vagy más olyan információkat, amelyek a rendszer alkatrészeinek a gyártó által kijelölt személy általi javításához szükségesek lehetnek.
10. Az elektromos eszközök fokozott védelme érdekében kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
11. A berendezés nem védett a víz vagy más folyadékok beszivárgása ellen. Ha a berendezésre folyadék kerül, használat előtt ellenőrizze alaposan vagy szervizelés végett forduljon a gyártóhoz.
12. Ne használja a berendezést szervizelés előtt, ha láthatóan vagy vélelmezhetően megsérült.
13. 2. osztályú lézer stimulust vetít az Orion Automata forgató / Orion Komprehenzív és a System 2000 Automata forgató / System 2000 Komprehenzív kezelőszéke a kezelőfülke falára. A működtető személyzet és a páciens is kerülje a lézersugárba nézést. A lézer doboz egységben nincsenek a felhasználó által javítható komponensek.
14. A berendezés egyik része sem szervizelhető, miközben páciensen használja.
15. A VORTEQ IMU újratölthető lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amely a felhasználó által nem szervizelhető. Az akkumulátor a mellékelt USB-kábel segítségével tölthető fel, ha az IMU-t egy USB-porthoz csatlakoztatja. Ha a lítium-ion akkumulátort ki kell cserélni, a felhasználónak vissza kell küldenie a IMU-t a gyárba az akkumulátor cseréjére.



FIGYELEM: a biztonsági figyelmeztető jelzéssel együtt olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely a berendezés károsodását okozhatja.

1. A rendszer használata előtt kötelező a használati útmutató, a címkék és a további információk elolvasása. A rendszer kizárólag a használati útmutatóban leírt módon használható.
2. A rendszert kizárólag megfelelő képzéssel rendelkező szakemberek működtethetik.
3. A rendszert legalább évente egyszer szervizelni kell. A szerviznek biztonsági tesztet is magába kell foglalnia.
4. A készülék komponenseit óvatosan kezelje, hogy elkerülje a rendszer károsodását.
5. A berendezés használata előtt hagyja, hogy a rendszer elérje a szobahőmérsékletet. Minden, korábban tárolt komponensnek el kell érnie a szobahőmérsékletet a használatát megelőzően.
6. Fontos, hogy a forgatható kezelőszék középső tengelye legalább 1 méterre legyen a közelében lévő tárgyaktól, hogy elég hely maradjon a hátra döntéséhez.

MEGJEGYZÉS A MEGJEGYZÉS jelölés személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához nem kapcsolódó, egyéb gyakorlati megjegyzésre vonatkozik.

1. Az EyeSeeCam vizsgáló szemüveg 1. osztályú lézer stimulust használ. Az 1. osztályú lézer a normál használat során minden körülmény között biztonságos. Ez azt jelenti, hogy a sugár nem lépi át a maximális megengedett expozíciót (MPE), ha szabad szemmel vagy tipikus nagyító optika segítségével nézik.
2. A páciensnek a szoftverrel történő vizsgálata során nem futhat és nem lehet tálcán más PC program. Ez megzavarhatja a VisualEyes™ rendszer szoftverét.
3. A rendszerleállítás megakadályozása érdekében tegye meg a számítógépes vírusok és hasonló káros elemek elleni óvintézkedéseket.
4. Bár a berendezés megfelel a vonatkozó elektromágneses kompatibilitási (EMC) előírásoknak, lehetőleg ne tegye ki elektromágneses sugárzásnak, pl. ne használjon a közelében mobiltelefont. Ha a készüléket másik műszer vagy berendezés közelében használja, győződjön meg róla, hogy nem jelentkezik interferencia.





1.6 A termék eldobása

Az Interacoustics elkötelezett a termékei biztonságos ártalmatlanítása mellett, amikor már nem használhatók. Ehhez elengedhetetlen a felhasználó közreműködése. Ezért az Interacoustics elvárja, hogy betartsák az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi hulladékkezelési előírásokat, és az eszközt ne dobják ki a válogatás nélküli hulladékkal együtt.

Amennyiben a termék forgalmazója visszavételi programot folytat, ezt kell használni a termék helyes eldobásának a biztosítása végett.

1.7 Biztonsági funkciók és panaszkezelés

1.7.1 Reklamáció/biztonsági jelentés:



Kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz, ha bármilyen, a termék hibájával kapcsolatos (hardver hiba vagy szoftver hiba) incidens vagy nemkívánatos esemény következik be (amely nem feltétlenül kapcsolható a termékhez). Javasoljuk, hogy a felhasználó jelentse az összes ismert ténytet az incidenssel kapcsolatosan. Ha komoly probléma merül fel, amely súlyos egészségügyi panaszt okoz a páciensnek vagy a felhasználónak (súlyos váratlan esemény), az Interacoustics tájékoztatja a páciens lakóhelye szerinti ország szabályozó hatóságát az elővigyázatossági követelményeknek megfelelően. Az Interacoustics belső eljárása szerint kezeli a termékekkel kapcsolatos panaszokat és nemkívánatos eseményeket.

1.7.2 A termék biztonsági funkciói

A VisualEyes™ rendszer többféle biztonsági funkcióval rendelkezik a páciens biztonsága érdekében és többféle hibaüzenetet jeleníthet meg ellenőrző pontként a vizsgálatok jobb elvégzése érdekében, különösen a forgatószékes opciók esetén. A hibaüzenetek részleteit tekintse meg a 4.3 részben. Az egyéb biztonsági funkciók leírása alább található.

1.7.2.1 Minden típusú forgatószék

A forgatószékek összes típusa (Orion Hátradönthető/Automata forgató/Komprehenzív, System 2000 Hátradönthető/Automata forgató/Komprehenzív) rendelkezik **vészleállító gombbal**, amely a működtető személy állomásán található, és amellyel a működtető személy manuálisan leállíthatja a rendszert, a gomb megnyomása egyszerre leállítja a kezelőszéket, a lézert és az optokinetikus dobót. A vészleállító gomb elfordítása megszünteti a berendezések reteszelését és a rendszer működésre készen áll. A működtető személy a szoftverből újraindíthatja a vizsgálatot.

A forgatószéken biztonsági öv van, amely megakadályozza a páciens kiesését a vizsgálat során. A forgatószékek további páciens biztonsági intézkedésként nem reagálnak az RF távirányítóra. További részletekért tekintse meg a További információk útmutatót.

1.7.2.2 Orion és System 2000 hátradönthető kezelőszékek

A VisualEyes™ rendszer nem engedélyezi, hogy a forgatószék hátradöntött állapotban forogjon, és erről a működtető személy azonnali értesítést kap a szoftvertől.

1.7.2.3 Orion Komprehenzív / Automata forgatószékek

Az Orion Komprehenzív / Automata forgatószékekhez kezelőfülke tartozik. A kezelőfülke úgy van bekötve, hogy a vizsgálat előtt be kell csukni az ajtaját. Ha az ajtó nyitva van, nem indul el a vizsgálat. Ha vizsgálat közben kinyitja az ajtaját, leáll a vizsgálat és a működtető személy értesítést kap.

Megjegyzés: a kezelőszék, a lézer és dob le van tiltva a vizsgálat elvégzéséről amikor nyitva van a kezelőfülke ajtaja.



A páciens számára biztosított leállító gomb az Orion Komprehenzív / Automata-forgatószékek fejtámaszának a jobb oldalára van szerelve. A páciens megnyomhatja a leállító gombot a vizsgálat során. Ha a vizsgálat során megnyomják a gombot, az leállítja a kezelőszéket, a lézert és az optokinetikus dobot.

A kezelőszék beépített éberségi rendszerrel rendelkezik, amely ellenőrzi a szoftver és a kezelőszék kommunikációját. Ha megszakad a kommunikáció, az éberségi rendszer leállítja a kezelőszéket, a lézert és az optokinetikus dobot. Ezután a működtető személynek ki kell lépnie a vizsgálatból vagy a kezdőképernyőre kell lépnie. A vizsgálat újraindítása visszaállítja az éberségi rendszert (további részletekért lásd a 4.3 szakaszt). Ha a hiba megismétlődik, a működtető személynek kezelnie kell a hibát, mielőtt folytatná a vizsgálatot.



2 Kicsomagolás és üzembe helyezés

2.1 Kicsomagolás és szemrevételezés

Ellenőrizze a szállítódobozt

Amint kézhez kapta a készüléket, ellenőrizze, hogy nem talál-e a csomagolásán durva bánásmódra vagy sérülésre utaló jeleket. Ha sérült a doboz, tartsa meg a csomagolóanyagot, mivel szükség lehet annak futárszolgálat általi megvizsgálására a lehetséges biztosítási igényekkel kapcsolatban.

Tartsa meg a kartondobozt

A VisualEyes™ rendszer a kifejezetten a komponensek számára tervezett szállító kartondobozban kerül kiszállításra. Javasoljuk, hogy tartsa meg a dobozokat jövőbeni szállítás céljából, ha esetleg vissza kell küldenie hiba vagy javítás miatt.

Csatlakoztatás előtt vizsgálja meg a készüléket

Csatlakoztatás előtt vizsgálja meg, hogy nem károsodott-e. Vizsgálja meg alaposan a dobozt és a tartozékokat karcolásokat és hiányozó alkatrészeket keresve.

Azonnal jelentse, ha bármilyen problémát észlel

Minden hiányzó alkatrészt vagy mechanikai vagy elektromos meghibásodást azonnal jelezni kell a készülék helyi forgalmazója felé, mellékelve a számlát, a sorozatszámot és a probléma részletes leírását. A kézikönyv végén talál egy Visszaru jegyzőkönyvet, amelyben leírhatja a problémát.

Használja a „Visszaru jegyzőkönyvet” (Return Report)

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a szerelő nem tudja, mi a probléma, lehet, hogy nem fogja megtalálni, ezért sokat segít a Visszaru jegyzőkönyv kitöltése, ezáltal garantálhatja, hogy a probléma javítása kielégítő legyen.













Tárolás

Ha a VisualEyes™ rendszert egy ideig tárolnia kell, biztosítsa a műszaki jellemzők részben leírt megfelelő tárolási feltételeket a különböző komponensekre vonatkozóan a Műszaki jellemzők részben 5: *General technical specifications*.











2.2 Jelölések és szimbólumok

A készüléken, a tartozékokon és/vagy a csomagoláson az alábbi jelölések és szimbólumok találhatóak:

Szimbólum	Magyarázat
	BF típus, alkalmazott részek
	B típus, alkalmazott részek
	Kövesse a Használati útmutató utasításait
	WEEE (EU-irányelv) Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad válogatatlan hulladékként kidobni, hanem szelektív gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol hasznosításra és újrahasznosításra kerül sor.
 0123	A CE jelölés az MD szimbólummal együtt azt jelzi, hogy az Interacoustics A/S megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745/EU rendelet I. melléklete előírásainak. A minőségi rendszer jóváhagyását a TÜV végzi – azonosítószám: 0123.
	Orvostechnikai eszköz
	Gyártó
	Gyártás napja
	Olyan komponenst jelöl, mely rendeltetészerűen egyszeri felhasználású, vagy egy betegen, egyetlen eljárás során használható. Keresztfertőzés kockázata
	Hivatkozási szám
	A „ne tolja” jelölés olyan komponenseknél van feltüntetve, amelyek könnyen felborulnak, például a Digitális fényáv (DLB)
	Kínai RoHS megfelelőségi szabvány, ha az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek és polibrómozott difenil-éterek maximális koncentrációértékénél kevesebbet tartalmaz a termék.



Szimbólum	Magyarázat
	1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK. Az 1. OSZTÁLYÚ lézer a normál használat során minden körülmény között biztonságos. Ez azt jelenti, hogy nem lépi át a maximális megengedett expozíciót (MPE), ha szabad szemmel vagy tipikus nagyító optika segítségével nézik
	 Ez a termék „2. osztályú lézer sugár” komponenst tartalmaz (Orion Komprehenzív/Automata forgatószék). Ezért ne nézzen közvetlenül a lézersugárba
	Szárason tartandó
	Szállítási és tárolási hőmérséklettartomány
	Szállítási és tárolási páratartalom-tartomány
	ETL listázási jelzés
	Logó



2.3 Tudnivalók a telepítés megkezdése előtt.

Ha az Interacoustics-tól vásárolja a számítógépet, az összes szoftver / adatbázis / eszközmeghajtó (pl.: OtoAccess® adatbázis, VisualEyes™, forgatószék vezérlőprogram, PC áramellátás beállítások) előre telepítve van. A VisualEyes™ rendszert használhatja lappal vagy asztali számítógéppel. Javasolt az Interacoustics által a VisualEyes™ rendszerekhez szállított számítógépeit használni, mivel ezeket tesztelték, hogy ellenőrizzék a kompatibilitásukat.

MEGJEGYZÉS

1. Azon a számítógépen, amelyre a VisualEyes™ szoftvert telepíti, rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.
2. Az Interacoustics nem garantálja a rendszer megfelelő működését, ha arra az Interacoustics és az OtoAccess® adatbázis szoftverein kívül más szoftvert telepített.
3. A VisualEyes™ korábbi verzióiból származó adatokat áttekintheti és elemezheti a 3. generációs VisualEyes™ szoftverrel. Azonban ha az adatokat megnyitja a 3. generációs VisualEyes™ szoftverrel, azt már nem fogja tudni megnyitni a VisualEyes™ korábbi verzióiban. Ez különösen olyan szerver-kliensek esetében fontos, amelyeken több VisualEyes™ szoftver került telepítésre. Ilyen esetben javasolt, hogy minden szoftvert frissítsenek a legújabb szoftverre.

MEGJEGYZÉS Az adatvédelem részeként kövesse a következő pontokat:

1. Használjon Microsoft által támogatott operációs rendszereket
2. Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer biztonsági funkciói naprakészek és hibamentesek legyenek
3. Engedélyezze az adatbázis titkosítást
4. Használjon egyedi felhasználói fiókokat és jelszavakat
5. Helyi adattárolással védje a számítógépekhez való fizikai és hálózati hozzáférést
6. Használjon frissített vírusirtót, tűzfalat és malware-védelmi szoftvert
7. Alkalmazzon megfelelő eljárást az adatok biztonsági mentésére
8. Alkalmazzon megfelelő napló megőrzési eljárást
9. Biztosítsa az alapértelmezett adminisztrációs jelszavak megváltoztatását

2.4 PC beállítások

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelel az 5 Műszaki leírás részben felsorolt minimális PC követelményeknek *General technical specifications*.

2.4.1 Energiagazdálkodási beállítások

Fontos a PC helyes energiagazdálkodási beállítása, hogy elegendő áram érkezzon a számítógéptől a készülékre. A PC-t maximális teljesítményre kell beállítani. Ez a BIOS, a Windows energiagazdálkodási beállításokra, valamint a Table 2.4-1 táblázatban megjelenített, az Eszközkezelőben található energiagazdálkodási beállításokra is vonatkozik. A konfigurációk eltérhetnek a számítógépes modellek között, és az alábbi utasításokat csak útmutatóként kell tekinteni.



Táblázat 2.4-1: PC energiagazdálkodási beállítása

PC energiagazdálkodási beállítása	
BIOS beállítások: <i>Lépjen be a PC BIOS-ba és keressen hasonló beállításokat</i>	
• Intel® SpeedStep technológia:	Letiltva
• Adaptív hőkezelés:	AC séma: Maximális teljesítmény Akkumulátor séma: Maximális teljesítmény
• CPU energiagazdálkodás:	Letiltva
• PCI Express energiagazdálkodás:	Letiltva
• USB 3.0 mód	Letiltva
• C-State vezérlés:	Letiltva

Windows energiagazdálkodási beállítások: <i>Nyissa meg a Vezérlőpult > Energiagazdálkodási beállítások lehetőséget Válassza ki a „Magas teljesítmény” energia sémát, majd nyissa meg az „energia séma” részt és lépjen a „Speciális energiagazdálkodási beállítások megváltoztatása” lehetőségre.</i>	
• Mervelemez > Mervelemez leállítása:	Akkumulátorról: Soha Hálózatról: Soha
• Vezeték nélküli adapter beállítások > Energiatakarékos mód:	Akkumulátorról: Maximális teljesítmény Hálózatról: Maximális teljesítmény
• USB beállítások > USB szelektív felfüggesztés beállítás	Akkumulátorról: Letiltva Hálózatról: Letiltva
• Intel® Graphics beállítások > Intel® Graphics energia séma:	Akkumulátorról: Maximális teljesítmény Hálózatról: Maximális teljesítmény
• PCI Express > Link State energiagazdálkodás:	Akkumulátorról: Kikapcsolt Hálózatról: Kikapcsolt
Eszközkezelő beállításai: <i>Navigáljon az Eszközkezelőre és azonosítsa az összes USB hubot és gazdagépvezérlőt. Kattintson a jobb egérgombbal, lépjen a tulajdonságokhoz, és alkalmazza az alábbi beállításokat mindenhol.</i>	
• Engedélyezi, hogy a számítógép kikapcsolja ezt az eszközt az energiatakarékosság érdekében:	Nincs bejelölve

2.4.2 PCI Express kártya

Ha a VisualEyes™ rendszert FireWire® kamerákkal rendelte, a PC-be PCI Express bővítőkártyát kell telepíteni a FireWire® csatlakoztatáshoz. Ezt az alábbi utasítások szerint kell telepíteni.



Zárjon be minden futó programot, és kapcsolja ki a számítógépet. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a számítógép tápellátása le van választva.

Dugja be a PCI Express bővítőkártyát egy szabad PC foglalatra, majd helyezze az F3-14 / SATA-16 hálózati adaptert a számítógép tápellátása és a PCI Express bővítőkártya közé. Csatlakoztassa újra a tápkábelt és a számítógépet, majd indítsa el a számítógépet.

A Windows® automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.



2.4.3 USB csatlakozás

A VisualEyes™ rendszer a konfigurációtól függően 4 portos vagy 7 portos USB hubbal rendelkezik. Ez egy aktív USB elosztó, amelyet a mellékelt 12 V-os tápegységről kell üzemeltetni. A VNG és vHIT vizsgáló szemüvegeket ezen a külső áramellátású USB hubon keresztül kell csatlakoztatni, hogy a készülék kellő áramellátást kapjon.


2.5 A szoftver telepítése

A VisualEyes™ szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy telepítve legyen az OtoAccess® adatbázis. Az OtoAccess® adatbázis szoftver telepítéséhez tekintse meg a szoftver használati útmutatóját..

Amennyiben a számítógépre telepítve van a VisualEyes™ egy korábbi verziója, távolítsa el azt az új verzió telepítése előtt a 2.5.2 rész utasításai szerint: *Uninstalling VisualEyes™*.

Dugja be a *VisualEyes™* telepítő USB kulcsot a számítógépbe.

Ha a telepítőprogram nem indul el automatikusan, kattintson a *Start* gombra, majd válassza ki a *My Computer* (Sajátgép) lehetőséget, és kattintson kétszer a USB kulcsra a telepítő tartalmának megtekintéséhez.



A telepítéshez kattintson a *Micromedical VisualEyes™ Installer* telepítőre.




Megjelenik a *VisualEyes™ Beállítási varázsló*.

Jelölje be a négyzetet, hogy elfogadja a licenc feltételeit és a használat feltételeit.

Ha a VisualEyes™ egy korábbi verzióját telepítette a számítógépre, akkor a „Meglévő VisualEyes™ rendszerbeállítások áttelepítése” (Migrate existing VisualEyes™ system settings) négyzet bejelölésével a meglévő rendszerbeállítások átkerülnek a telepítés során. Ez magába foglalja a protokollokat, a stimulus beállításokat, a forgatószék beállításokat, a küszöbszinteket és további beállításokat.

Az „USA-beállítások telepítése a nemzetközi beállítások helyett” (Install U.S. settings instead of international settings) négyzet bejelölésével a szoftvert az USA-hoz megadott helyi beállításokkal telepíti.

Kattintson a Telepítés gombra.



Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.



A telepítés befejezésekor a *Bezárás* gombra kattintva zárja be a telepítőt.

Most már eltávolíthatja a telepítő eszközt a meghajtóból, majd tárolja alkalmas helyen.

2.5.1 Demó páciensek

A VisualEyes™ szoftver demó pácienseket tartalmaz, amelyeket az OtoAccess® adatbázisba importálhat demókhoz.

A demó pácienseket az alábbi útvonalon találja a VisualEyes™ szoftver telepítését követően: *C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes™\Demo data*

A páciensek adatbázisba történő importálásának a módját az OtoAccess® adatbázis dokumentumaiban találja.

2.5.2 AVisualEyes™ eltávolítása

Windows® 10 és Windows® 11

A VisualEyes™ szoftver a *Programok és szolgáltatások* menüpont alatt távolítható el.


- 1 Nyissa meg a *Windows® Vezérlőpultot*, majd válassza a *Programok és szolgáltatások* menüpontot. Ha a *Kategória* opciót használja, válassza a *Program eltávolítása* lehetőséget a *Programok* menüben.
- 2 Válassza ki a *Micromedical VisualEyes™*-t. Kattintson az *Eltávolítás* lehetőségre.
- 3 A telepítő csomagban kattintson az *Eltávolítás* lehetőségre. A program eltávolítását követően zárja be a telepítőt és a vezérlőpultot.



2.6 Hardver komponensek és telepítésük

A VisualEyes™ rendszer a konfigurációtól függően sok hardver komponenst tartalmazhat, és fontos, hogy ezek megfelelően legyenek csatlakoztatva és telepítve. Ez a rész a különböző hardver komponensek telepítését mutatja be. A legtöbb hardver komponens USB kábellel csatlakozik a számítógéphez. A FireWire® kamerát használó vizsgáló szemüvegek a számítógépben lévő FireWire® plug-in kártyához csatlakoznak. A TV vagy kivetítő HDMI csatlakozóval csatlakoztatható.

Lásd Figure 2.6-1 az összes elérhető, forgószék nélküli konfigurációhoz.



ábra2.6-1: VisualEyes™ forgószék nélküli rendszerkonfigurációk

2.6.1 VNG és vHIT vizsgáló szemüveg

A VisualEyes™ rendszerhez a konfigurációtól függően különböző VNG és vHIT vizsgálószemüvegek tartoznak:

- VisualEyes™ EyeSeeCam: EyeSeeCam vizsgálószemüveg
- Orion Automata forgató alapvető és Komprehenzív alapvető: Vizsgálószemüveg felső foglalattal
- VisualEyes™ 505/515/525: Oldalsó/felső/elülső foglalatos vizsgálószemüvegek

2.6.1.1 Oldalra felszerelt vizsgáló szemüveg

A VisualEyes™ oldalra felszerelt vizsgáló szemüveg lehetővé teszi a szemmozgás felvételét különféle vizsgálati feltételek mellett vizuális stimulációval és anélkül. A vizsgáló szemüvegek egy vagy két kamerával is konfigurálhatók FireWire® vagy USB csatlakozással. A vizsgáló szemüveghez eltávolítható fedél tartozik a fény kizárása céljából. Ez mágnessel rögzített és könnyen eltávolítható az okulomotoros vizsgálathoz. A maszkon állítható tépőzáras fejpánt van, amely kényelmesen rögzíti a vizsgáló szemüveget a páciens fején.



Az oldalra felszerelt vizsgáló szemüveghez cserélhető szivacsbetét tartozik, amely egyszer használatos, mivel a szivacsbetét ismételt használata keresztfertőzéshez vezethet. Ezt minden egyes használat után cserélni kell úgy, hogy a használt szivacsbetétet lehúzza maszk belsején lévő tépőzárról, majd új szivacsbetétet helyez a tépőzárba.



Ábra 2.6-2: Oldalsó szereléses vizsgáló szemüveg eltávolítható fedéllel (bal) és egyszer használatos, eldobható szivacs párnák (jobb)

A kamerák a vizsgáló szemüveg oldalára vannak felszerelve. A kamerák mágnessel, valamint rögzítő csavarokkal rögzülnek a vizsgáló szemüveg tetején és alján. A rögzítő csavarok a csomagban található hatszögű csavarhúzóval lazíthatók vagy húzhatók meg.

Ha a vizsgáló szemüvegen csak egy kamera van, akkor azt a szemüveg bármely oldalára rögzítheti a bal vagy a jobb szem felvételéhez. A látótér-elsötétítésével járó vizsgálatok során egy fedővel letakarhatja a kamera helyét az ellentétes oldalon a fény kizárása céljából.



Ábra 2.6-3: Hatszögű rögzítőcsavarok az oldalsó szereléses vizsgáló szemüveg felső és alsó részén, amit a kamera vagy a fedél (l. kép) rögzítéséhez használunk.

Az oldalsó szereléses vizsgáló szemüveg mindkét kameráján három gomb van a kép beállításához:

1. A felső gomb függőlegesen mozdítja el a kamerát.
2. A baloldali gomb vízszintesen mozdítja el a kamerát.
3. A középső gombbal a kép fókusza állítható be.

A kép további beállításához a vizsgáló szemüveg tükrei két helyzetbe forgathatók, hogy elősegítsék a különböző interpupilláris távolságok beállítását.



Ábra 2.6-4: Mozgatható IR tükrök az interpupillaris távolságok beállításához (bal) és gombok 1) a függőleges, 2) a vízszintes kamera beállításához, 3) a kamera fókuszának a beállításához (jobb)

Hardver felszerelése:

1. Helyezze a kamerá(ka)t a vizsgáló szemüvegen lévő kamerarés(ek)be, és húzza meg a rögzítő csavarokat a mellékelt csavarhúzóval, amíg a kamera megfelelően rögzül.
2. Monokuláris vizsgálat esetén helyezzen fedeleket a kamerarésre a felszerelt kamerával ellentétes oldalon.
3. Csatlakoztassa a kamerá(ka)t a számítógéphez:
 - a. USB használata esetén – csatlakoztassa az USB kábel(ek)et a készülékhez tartozó USB hubhoz. Ellenőrizze, hogy az elosztó külső áramforrást használjon.
 - b. FireWire használata esetén – csatlakoztassa a FireWire kábel(ek)et a PCI Express kártyához a számítógépen.
 - c. Ha forgatószékkal használja, a vizsgáló szemüveget csatlakoztassa a széken lévő csatlakozóhoz.
4. Helyezzen cserélhető szivacs párnát a vizsgáló szemüvegre.
5. Az oldal szereléses vizsgáló szemüvegeket „Oldalsó szereléses monokuláris” vagy „Oldalsó szereléses binokuláris” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

2.6.1.2 Felülre felszerelt vizsgáló szemüveg

A VisualEyes™ felső foglalatú vizsgálószemüvegek egy könnyen felhelyezhető takarólemezzel rendelkeznek a szem letakarásával végzett vizsgálathoz. A szemüveg oldallámpája úgy van beprogramozva, hogy villogással emlékeztesse a működtető személyt, hogy melyik fület irrigálja a kalorikus vizsgálat során, továbbá világítást biztosít, amikor a borítót a szemüvegre helyezi. A vizsgáló szemüveg felső részén található gombokkal beállítható az élesség az optimális kép érdekében, míg a szemüveg bal oldalán lévő kapcsolóval indíthatók el és állíthatók le a vizsgálatok. A felső szereléses vizsgáló szemüvegen állítható tépőzáras fejpánt van, amely kényelmesen rögzíti a páciens fején a szemüveget.



Ábra 2.6-5: Felső szereléses vizsgáló szemüveg fedéllel (bal), fedél nélkül (középső) és a szemüveg elindítás/leállítás kapcsolója (jobb)



Hardver felszerelése:

1. Csatlakoztassa az USB mini-B csatlakozókat a vizsgáló szemüveg tetején lévő csatlakozóaljzatokba.
2. Csatlakoztassa az USB kábelek másik végét a készülékhez tartozó USB hubba. Ellenőrizze, hogy az elosztó külső áramforrást használjon. Ha forgatószékkal használja, a vizsgáló szemüveget csatlakoztassa a széken lévő csatlakozóhoz.
3. A felső szereléses vizsgáló szemüvegeket „Felső szereléses kamera” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

2.6.1.3 Elülső szereléses vizsgáló szemüveg

Az elülső szereléses vizsgáló szemüveg egy USB kamerát használ, amely a szemüveg maszkjának az elülső oldalán lévő kamera portálba van helyezve. A kamerát a kívánt szemnek megfelelő portálba helyezheti, a fókuszt pedig a kamera közepén lévő gombbal állítható, hogy optimális képet kapjon. A kábelt a portál feletti kábel csipesz rögzíti. Mindkét portálon elfordítható borítólemez van a szem eltakarásos vizsgálatokhoz. A szemüvegen állítható fejpánt van, amely kényelmesen rögzíti a páciens fején a szemüveget. Az elülső szereléses vizsgáló szemüveg kisebb, fiatalabb páciensek számára tervezett változatban is kapható.



Ábra 2.6-6: Sztenderd elülső szereléses vizsgáló szemüveg (bal), és kis arcra való elülső szereléses vizsgáló szemüveg (jobb)

Hardver felszerelése:

1. Helyezze a kamerát a maszkon lévő portálba. Ellenőrizze, hogy megfelelő irányban helyezte fel a kamerát, az „UP” címkének felfele kell mutatnia.
2. Csatlakoztassa az USB mini-B csatlakozót a kamerán lévő csatlakozóaljzatba.
3. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a készülékhez tartozó USB hubba. Ellenőrizze, hogy az elosztó külső áramforrást használjon.
4. Az elülső szereléses vizsgáló szemüvegeket „Elöl szereléses kamera” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.



2.6.1.4 EyeSeeCam vizsgáló szemüveg

Az EyeSeeCam kamera a video fej impulzustesztek (vHIT) során gyűjt adatokat a szem és a fej pozíciójáról. A vHIT vizsgálat mellett a VisualEyes™ az EyeSeeCam vizsgálószemüveggel normál VNG vizsgálatok elvégzésére is képes, a VisualEyes™ EyeSeeCam konfigurációban. A kamera USB-n keresztül csatlakozik és a szem fölötti kerek foglalatba rögzíthető. A vHIT vizsgálat során lézer stimulust vetít a vizsgáló szemüveg.



Ábra 2.6-7: EyeSeeCam vizsgáló szemüveg

A kamera gömbcsuklós rögzítésű a jobb vagy bal szem fölött. Így a vizsgálatra jobban megfelelő szemről készíthető felvétel. Ez a funkció különösen az üvegszemmel rendelkező vagy szemhéjsüllyedéses pácienseknél különösen hasznos. A gömbcsukló foglalatnak köszönhetően a kamera iránya úgy módosítható, hogy a szem legyen a kép középpontjában, míg a kamera lencséjén élesíthető a kép. A fókuszált kép a stabil szemkövetés és a zajmentes adatok előfeltétele.



Ábra 2.6-8: Fókusz beállítás az EyeSeeCam vizsgáló szemüvegen

A vizsgáló szemüveg hídján lévő kalibrációs lézeren van egy gomb, amely lehetővé teszi a falon lévő pontok irányának módosítást a gomb enyhe elforgatásával, amíg az 5 lézer pont vízszintesen és függőlegesen nem áll. Ne állítsa indokolatlanul a kalibráló lézert. Csak akkor állítson rajta, ha a pontok nem állnak vízszintesen / függőlegesen.



Ábra 2.6-9: Kalibrációs lézer az EyeSeeCam vizsgáló szemüvegen

Hardver felszerelése:

1. Csatlakoztassa az USB mini-B csatlakozót az EyeSeeCam kamerán lévő csatlakozóaljzatba.
2. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a készülékhez tartozó USB hubba. Ellenőrizze, hogy az elosztó külső áramforrást használjon.
3. Szerelje a kamerát a szemüvegre a gömbcsukló használatával.



4. Szerelje a kalibrációs lézert a szemüveg hídjára.
5. Az EyeSeeCam vizsgáló szemüveget „EyeSeeCam” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.
6. Győződjön meg arról, hogy a kalibráló lézer vízszintes / függőleges helyzetben legyen, és szükség esetén állítsa be.

2.6.2 Külső szobakamera

Minden VisualEyes™ rendszerhez tartozik külső szobakamera. Ezt használhatja a környezet felvételére, például annak megtekintésére, hogy a páciens hogyan helyezkedett el a mérések során, vagy a páciens kikérdezésének a rögzítésére. A szoba felvételek szinkronban vannak a szemfelvételekkel.



2.6-10ábra: Példa a külső szobai kamera képére

Hardver felszerelése:

1. Olyan helyre helyezze a kamerát, ahol megfelelően fel tudja venni a környezetet.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép egyik USB portjához vagy az USB hubhoz.
3. Menjen a *Konfiguráció > Alapértelmezett rendszerbeállítások > Bemenet* lépésre, majd válassza ki a csatlakoztatott kamerát a listáról a *Szobakamera* alatt.



Ábra 2.6-11: Szobakamera kiválasztás az Alapértelmezett rendszerbeállítások > Bemenet lépésben

2.6.3 Lábkapcsoló és RF távirányító

A VisualEyes™ 505/515/525, az Orion Komprehenzív Alap és az Orion Automata forgató Alap eszközökhöz lábkapcsoló vagy távirányító tartozik. Ez a vizsgálatok elindításához és leállításához használja, amikor nincs a számítógép mellett. Az RF távirányítóval újraindíthatja, be- és kikapcsolhatja a rögzítő fényt vagy középre igazíthatja a kamera képet (ha felső szereléses kamerás szemüveggel használja):


1. Felső gomb:
 - Szem képének középre igazítása (fölső foglalatos vizsgálószemüveg)
 - Nyomkövetés középre igazítása (oldalsó foglalatos vizsgálószemüveg)
2. Jobb gomb:

Általában ez a VisualEyes™ bármely kiválasztott (fehér háttérrel jelölt) parancsát végrehajtja. Az alábbi példa jobban elmagyarázza:

Kalibrálás előtt kiválaszthatja a „Calibration” (Kalibrálás) opciót, amely fehér háttérrel van jelölve.



Kalibrálás után kiválaszthatja a „START” (indítás) opciót amely fehér háttérrel van jelölve.





Így a működtető személy végrehajthatja az alábbi műveleteket.

- Előre lépés a szoftverben
- Kalibrálás elindítása
- A kalibrálást követően a gomb elindítja a vizsgálatot
- Ha fut a vizsgálat, leállítja a vizsgálatot
- Visszajátszás módban a gomb a listán szereplő következő vizsgálatra lép

3. Bal gomb:

- Megszakítja a vizsgálatot

4. Alsó gomb:

- A vizsgálat során ki-/bekapcsolja a követendő fénypontot

MEGJEGYZÉS A bal és a jobb gomb biztonsági okokból nem aktív a forgatószékes vizsgálatok során.



Ábra 2.6-12: Lábkapcsoló (bal) és RF távirányító (jobb)

Hardver felszerelése:

1. Csatlakoztassa az USB kábelt/adó-vevőt a számítógép egyik USB portjához vagy az USB hubhoz.

2.6.4 Kalorikus irrigátorok (opcionális)

Az AquaStim és az AirFx hozzátársítható a VisualEyes™ 515/525-höz vízzel vagy levegővel történő irrigációhoz. A kalorikus irrigátorok a VisualEyes™ szoftveren keresztül vezérelhetők.




Ábra 2.6-13: AquaStim víz irrigációhoz (bal) és AirFx levegő irrigációhoz (jobb)

A töltési és telepítési utasításokat lásd az AquaStim vagy AirFx külön dokumentációjában.

Beállítás a szoftverben:

1. Csatlakoztassa az USB B-típusú csatlakozót az irrigátor hátlapján lévő csatlakozóaljzathoz. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a számítógéphez vagy a külső áramforrást használó USB hubhoz.
2. Indítsa el a VisualEyes™ szoftvert és navigáljon a *Konfiguráció > Protokoll kezelés > Kalorikus > Vizsgálat szerkesztése* lépésre. Lépjen az *Irrigátor* fülre a bal oldali panelen, majd válassza ki a csatlakoztatott irrigátorral megegyező *Irrigátor Típust*.



Ábra 2.6-14: Irrigátor beállítások a kalorikus vizsgálathoz.

2.6.5 Digitális fénylátó (DLB, opcionális)

A Digitális fénylátó a VisualEyes™ 525 rendszerhez választható. Ez az okulomotoros vizsgálatokban vizuális ingerként használható. A digitális fénylátó egy állványra van rögzítve, amelynek a magassága állítható, és az ingerek iránya a vízszintes és függőleges között változtatható a digitális fénylátó forgatásával az állványhoz csatlakoztatott zsanérral. Csak a DLB7.2 vagy újabb Digitális fénylátó modellek kompatibilisek a rendszerrel.



Ábra 2.6-15: Digitális fénylátó

Hardver felszerelése:

1. Rögzítse az állványhoz a Digitális fénylátót.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép egyik USB portjához vagy az USB hubhoz.
3. Indítsa el a VisualEyes™ szoftvert és navigáljon az *Alapértelmezett rendszerbeállítások > Stimulus* lépésre.

Válassza ki a „Digitális fénylátót” a legördülő menüben a *Stimulus típus* alatt.



Ábra 2.6-16: A Digitális fénycsík konfigurációja az Alapértelmezett rendszerbeállítások > Stimulus lépésben.

4. Válassza ki a modellnek megfelelő *Digitális fénycsík típust*.
5. Mérje meg és adja meg a páciens távolságát.
6. Állítsa be a vízszintes és a függőleges szögeket. Amennyiben nem érhetők el a kívánt szögek, csökkentse a páciens távolságát.


2.6.6 VORTEQ™ IMU (opcionális)

A VORTEQ™ IMU a VORTEQ™ Assessment és VORTEQ™ Diagnostic modulok tartozéka, a páciens fejmozgásának és térben való pozíciójának a mérésére szolgál a vizsgálatok során. A VORTEQ™ Assessment modul a VisualEyes™ 505-höz, 515-höz és 525-höz adható hozzá, míg a VORTEQ™ Diagnostic modul a VisualEyes™ 525-höz adható hozzá.

A VORTEQ™ IMU-t USB kábellel vagy vezeték nélkül Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatja a számítógéphez a hozzá tartozó Bluetooth hardverkulccsal.

Az IMU VNG vizsgálószemüveghez való rögzítéséhez csúsztassa az IMU-t a vizsgálószemüveg rögzítő részébe. A VORTEQ™ IMU nem kompatibilis az elülső felszerelésű vizsgálószemüveggel.

A VORTEQ™ Assessment modulhoz fejpánt is tartozik a DVA, GST és fvHIT™ vizsgálatokhoz. Az IMU rögzítője hasonlít a VNG vizsgálószemüvegre szerelthez.



Ábra 2.6-17: VORTEQ™ IMU rögzítése oldal szereléses vizsgáló szemüvegre (bal) és a fejpántra szerelve a Dinamikus Vizuális Élesség (DVA) vizsgálatához (jobb)



A VORTEQ™ IMU-n négy LED található, amelyek a készülék állapotát jelzik.

- ON (Be): Sárgán villog, amikor be van kapcsolva
- TÖLTÉS: Kék fényjelzés, amikor az USB kábelen keresztül tölt az akkumulátor
- BLE adás: Sárgán villog, amikor a bluetooth-on keresztül sugároz
- BLE csatlakoztatva: Pirosan villog, amikor a számítógép sikeresen csatlakozott a készülékhez.



Ábra 2.6-18: A VORTEQ™ IMU a LED kijelzőkkel


Hardver felszerelése:

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a VORTEQ™ IMU-hoz.
2. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a számítógéphez vagy az USB hubhoz.
3. A kapcsoló csúsztatásával kapcsolja be az IMU-t.
4. A VORTEQ™ IMU-t „VORTEQ™” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

MEGJEGYZÉS: A VNG vizsgáló szemüveget regisztrálni kell és licenccel kell rendelkeznie a VORTEQ™ IMU regisztrálását megelőzően. Ha kéri a licenct a VORTEQ™ IMU regisztrálásakor, hagyja üresen és kattintson a „bezárás” gombra.

5. Lépjen az *Alapértelmezett rendszerbeállítások > Fejszenzor* részre és ellenőrizze, hogy a *Fejszenzor Típus* beállítása "Micromedical VORTEQ™ IMU".

Állítsa a *Csatlakozás típusát* „USB”-re. Ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva, az *Áramkör állapot* zöld.



2.6-19 ábra: A VORTEQ™ IMU konfigurálása a Rendszer alapértelmezett beállításai > Fejszenzor (System Default Settings > Head Sensor) menüpontban

6. A vezeték nélküli kapcsolathoz, csatlakoztassa az USB dongle-t a számítógép vagy az USB hub USB portjához, és válassza a „Bluetooth” lehetőséget *Csatlakozás típusként*.
7. A szenzor kalibrálásához kattintson a „Kalibrálás most” lehetőségre. Ha a „Kalibráció frissítése minden vizsgálat előtt” „BE” van kapcsolva, a szoftver minden vizsgálat előtt kalibrálni fogja a szenzort. Ez az alapértelmezett beállítás.




A telepítés során a Windows Security engedélyt kérhet a Kvaser AB eszköz szoftverének a telepítéséhez. Jelölje meg a mezőt, hogy mindig engedélyezze a „Kvaser AB” programjait, majd válassza a Telepítés opciót.

2.6.6.1 Optotípus vizsgálatok

Ha a VORTEQ™ vizsgálatot is tartalmazza a szoftver, az ingert a *Rendszer alapértelmezett beállításai > Optotípus vizsgálatok* (System Default Settings > Optotype Tests) menüpontban kell beállítani. Az Optotípus vizsgálatok beállításai képernyő a DVA/GST-tesztekhez használt ingerek és képernyők különálló beállításait teszi lehetővé.

Ha a TV-képernyő túl nagy a vizsgálatához, akkor a DVA/GST-tesztekhez a számítógép monitorját is ki lehet választani. Válassza ki a vizsgálatához használni kívánt monitort, majd erősítse meg a kijelző méreteit (mivel ez lehet az elsődleges laptop-/asztali számítógép-képernyő, a kiválasztott képernyőhöz tartozó méreteket kell megadni). Ha a páciens képernyőtől mért távolsága nem megfelelő a kiválasztott kijelzőn való megjelenítéshez, az optotípus a lehető legnagyobb méretben kerül kivetítésre, de előfordulhat, hogy a legalacsonyabb logMAR-értékeknél nem lesz látható.



2.6.7 Forgatószék (opcionális)

Többféle forgatószék adható hozzá a VisualEyes™ rendszerhez.

A VisualEyes™ szoftver az alábbi forgatószékeket támogatja:

- Orion Hátradönthető
- Orion Automata Forgó
- Orion Komprehenzív
- System 2000 Hátradönthető
- System 2000 Automata Forgó
- System 2000 Komprehenzív

A hardver telepítésének a teljes útmutatóját a külön telepítési útmutatókban találja.



Hardver felszerelése:

1. Kövesse az adott forgatószékhez tartozó telepítési útmutatót a kezelőszék helyes telepítéséhez és csatlakoztatásához.
2. Ellenőrizze, hogy a forgatószék áram alatt legyen és csatlakoztatva legyen a számítógéphez.
3. A DAQ hardver meghajtót a 2.7 részben található utasításoknak megfelelően telepítse: *Installation of DAQ hardware drivers for Rotary chairs and DataLink*.
4. A kezelőszék kalibrációját és ellenőrzését a 2.6.7.4 részben foglaltaknak megfelelően végezze el: *Rotary Chair Calibration & Validation*.

2.6.7.1 Hátradönthető forgatószék

A VisualEyes™ 515 és a VisualEyes™ 525 hátradönthető forgatószékekkel használható. A rendszer az Orion Hátradönthető, a System 2000 Hátradönthető forgatószéket támogatja. A hátradönthető forgatószék a szinuszos harmonikus gyorsítás (SHA) és a léptetett sebesség (step rotation) vizsgálatot teszi lehetővé. A hátradönthető forgatószék vizsgálóasztalként is használható pozicionális és kalorikus vizsgálatokhoz. A háttámla a vízszintes iránytól 30°-ban hátradönthető a kalorikus irrigációhoz. A pozicionális vizsgálatokhoz a háttámla a vízszintes iránytól 0°-ig hátradönthető. A Dix-Hallpike vizsgálatokhoz eltávolítható a System 2000 és az Orion hátradönthető fejtámlája, hogy a keret szintje alá lehessen helyezni a fejet. A felső foglalatú vizsgálószemüveg használatakor a fejtámasz tépőzáras pántja (a System 2000 és az Orion hátradönthető székek hátoldalán) segít a páciens fejének stabilizálásában a felső foglalatú MMT vizsgálószemüveg pántjához való rögzítéssel.




Ábra 2.6-20: Orion Hátradönthető forgatószék felállítva (bal) és hátradöntött pozícióban (jobb)

Hátradönthető kezelőszékbeállítása


A VNG vizsgáló szemüveg közvetlenül a hátradönthető forgatószékhez csatlakoztatható. A FireWire® kártyák a FireWire® oldalra felszerelt és a FireWire felülre felszerelt kamerás vizsgáló szemüvegek esetében használatosak a System 2000 Hátradönthető. Dugja be a laptop PC Express kártya áramellátó dugaszát az elektromos hálózatba, ha laptopal használja. Ha később el kell távolítani a kártyát, a kártya eltávolítása előtt ki kell kapcsolni a számítógépet. A TV HDMI kábellel csatlakozik a számítógép hátuljához (adapter kábelre is szükség lehet). A laptopos konfigurációk külső áramellátású adaptert használó USB elosztón keresztül csatlakoztatják a készülékeket a laptop hátuljához, bár a kezelőszék USB kábele közvetlen a számítógéphez csatlakozik (nem az USB elosztón keresztül, ha van ilyen). Ha a DataLink csatlakoztatva van a rendszerhez, azt a külső áramellátású USB hub egyik USB portjához, vagy közvetlenül a számítógéphez kell csatlakoztatni.

FIGYELEM! A DataLink nem használható hátradönthető kezelőszékkel végzett kezelőszékes vizsgálatokhoz.

A különböző kezelőszék típusok konfigurációinak a képeihez tekintse meg a Figure 2.6-21, Figure 2.6-22 ábrát.



Ábra 2.6-21: System 2000 hátradönthető kezelőszék konfiguráció



Ábra 2.6-22: Orion hátradönthető kezelőszék konfiguráció

2.6.7.2 Komprehzív és Automata forgatószékek

A felhasználó a szinuszos harmonikus gyorsítás (SHA) vizsgálaton és a gyorsítás vizsgálaton (velocity step test) túlmenően további vizsgálati opciókat is elérhet a VisualEyes™ rendszernek az Orion Auto-Traverse/Comprehensive vagy a System 2000 Auto-Traverse/Comprehensive forgatószékek kombinálásával. A szék egy elsötétített fülkében van. A lézer vetítő a szék keretének a tetejére van szerelve, amely célzott ingert biztosít a szemmozgás vizsgálatához és a VOR fixációs vagy SVV vizsgálatokhoz. A fülke mennyezetére optokinetikus dob van szerelve, amely teljes látóteret kitöltő csíkozott ingert ad. Az Auto-Traverse kezelőszékek tengelyen kívüli laterális mozgással rendelkeznek, amely dinamikus szubjektív vizuális függőleges vizsgálathoz használható.



Ábra 2.6-23: Orion Komprehenzív / Automata forgatószék

Az SVV vizsgálathoz a páciens SVV távirányítót használ. Ez $0,1^\circ$ -kal elfordítja az SVV vonalat az óra járásával ellentétes (bal gomb) vagy az óra járásával megegyező (jobb gomb) irányba. A gomb folyamatos megnyomásával folytonosan forgatható az SVV vonal, amíg el nem engedi a gombot.



Ábra 2.6-24: SVV távirányító az Orion Komprehenzív / Automata forgatószékhez

A megfigyelő kamerát az Orion Komprehenzív / Automata forgatószékek kezelőfülkéjében kell elhelyezni, míg a monitor a működtető személy közelébe kerül. Így a működtető személy figyelemmel követheti a páciens a kezelőfülkében a megfigyelő monitor képernyőjén. A megfigyelő kamera által felvett videó nem lesz rögzítve vagy elmentve a szoftverben.




Ábra 2.6-25: Megfigyelő kamera és monitor képernyő

Összeállítás Automata forgató és Komprehenzív kezelőszékekkel


Az Orion Komprehenzív/Automata forgó és a System 2000 Komprehenzív/Automata forgatószékeknek 3 fő komponense van: a vestibuláris fülke, a forgatószék és a műszerkocsi. A rendszerek néhány eltérés kivételével ugyanúgy konfigurálhatók. Az eltérő kezelőszékes elrendezések az alábbi képeken láthatók



Figure 2.6-27 (Orion Komprehenzív/Automata forgó) és Figure 2.6-28 (System 2000 Komprehenzív/Automata forgó).



Ábra 2.6-26: Az Orion Komprehenzív/Automata forgó konfigurációja



Ábra 2.6-27: A System 2000 Komprehenzív/Automata forgó konfigurációja



2.6.7.3 Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékek opcionális tartozékai

A Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékeknek két opcionális tartozéka van.

Gyermek opció tartozék készlet az Orion Komprehenzív és Automata forgatószékekhez

Az Auto-Traversal/Comprehensive forgószékek egy gyermek opciós tartozékkészlettel konfigurálhatók, amely magában foglal egy gyermek autóülést, egy monokuláris kamerát, egy kis arcra való szemüveget és egy gyermekmegfigyelő kamerát. A kamera egy rúdra van szerelve, amely a lábtartóra helyezhető konzolba illeszthető. A gyermekmegfigyelő kamera figyeli az autóülésben ülő gyermeket.

MEGJEGYZÉS a gyermekgyógyászati megfigyelő kamerával nem követhető a szemmozgás a szoftverben. Szigorúan megfigyelésre és a gyermekülésben lévő páciens felvételére szolgál.

Hardver telepítés (gyermekülés):

1. Csavarozza le a fejtámaszt a széken és távolítsa el.
2. Csúsztassa a kampót a biztonsági öv nyílásán át, hogy a kampó a gyermekülés mindkét oldalán elérhető legyen.
3. Erősítse a gyermekülést és a szivacsot a kezelőszék ülésének a tetejéhez úgy, hogy a kampókat a szék keretének a függesztőszemébe helyezi.
4. Az ülés öl- és váll biztonsági övét nem kell bekapcsolni.
5. A páciens a gyermekülés biztonsági övével kell rögzíteni.



Ábra 2.6-28: A gyermekülés behelyezésének a sorozatképe Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékbe (balról jobbra)

Hardver telepítés (gyermekgyógyászati megfigyelő kamera)

1. Rögzítse a kamerát a rúdra, majd rögzítse ezt a kezelőszék lábtartóján lévő tartóba.
2. Csatlakoztassa az USB kábeleket a kezelőszék keretének a hátulján lévő portokba.
3. A gyermekgyógyászati megfigyelő kamerát „Gyermekgyógyászati megfigyelő kamera” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

MEGJEGYZÉS: A VNG védőszemüveget regisztrálni kell és licenccel kell rendelkeznie a gyermekgyógyászati megfigyelő kamera regisztrálását megelőzően.



Ábra 2.6-29: Gyermekgyógyászati megfigyelő kamera az Orion Komprehenzív/Automata forgó kezelőszékhez rögzítve és a kezelőszék keretének a hátulján lévő portokhoz csatlakoztatva.

EOG tartozék készlet az Orion Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékekhez

Az Auto-Traversal/Comprehensive forgatószékek a szék keretének hátuljába beépített elektródaerősítővel is rendelhetők, amellyel a páciensek vezetékes elektródákkal ENG-vel vizsgálhatók.

Ez, a külön DataLinktől eltérően, használható a forgatószékes vizsgálatokhoz. Az elektróda elrendezést és az impedancia vizsgálat menetét a 3.5.3 részben tekintheti meg.

A forgatószékes ENG opció kompatibilis az alábbi tesztekkel, a megfelelő licenc birtokában:

- Spontán nisztagnus
- Tekintés (Gaze)
- Finom követés (Smooth Pursuit)
- Szakkád
- Optokinetikus
- Step Velocity (gyorsítás teszt)
- Szinuszos harmonikus gyorsítás

Hardver felszerelése:

1. Ellenőrizze, hogy az EOG lap
2. Az EOG lapot „ENG in Chair” néven regisztrálja a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben lévő utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

MEGJEGYZÉS: A VNG védőszemüveget regisztrálni kell és licenccel kell rendelkeznie az ENG in Chair regisztrálását megelőzően.

2.6.7.4 Kezelőszék kalibráció és érvényesítés

A kezelőszék DAQ hardver meghajtójának a telepítését követően indítsa el az OtoAccess® Database-t és a VisualEyes™ szoftvert.

Lépjen a *Konfiguráció>Alapértelmezett rendszerbeállítások* részre és válassza ki a *Kezelőszéket* a bal panelen.


A felhasználó a legördülő menüben kiválaszthatja a szék típusát. A felhasználó látja a Vezérlő panel állapotát és beállíthatja a szék zéró pozícióját.



Ábra 2.6-30: A kezelőszék típus kiválasztása

A telepítési ellenőrzések részeként a működtető személy ellenőrizheti és kalibrálhatja a rendszert. A telepítést követően a működtető személynek validálnia kell a rendszert. A Karbantartási rutinok alatt a Validáció opció kiválasztásával szinuszgörbe validálást végezhet a működtető személy.

Kattintson az Indít gombra a Szinuszgörbe validálás képernyőn. A széknek ekkor lassan jobbra és balra kell forognia. Figyelje meg a szinuszgörbét. A görbe felett két eltérő színű szinuszgörbének kell kirajzolódnia. Ha megegyeznek a görbék, nem kell kalibrálni.



Ábra 2.6-31: Szinuszgörbe validáció

Ha nem egyeznek meg a görbék, váltson a Kalibrációs karbantartási rutinokra. Kattintson az Indít gombra a Drift Calibration (csúszás kalibráció) alatt. A szék ekkor álló helyzetben kell legyen, nem mozoghat. Ha a szék lassan mozog, az eltérést a Drift Offset bal / jobb nyíl gombokkal megszüntetheti. Amikor a szék megáll, kattintson a Stop gombra. Ezután kattintson a Go (Indít) gombra a Velocity Tach (Fordulatszámérő) kalibráció alatt. A kezelőszék az óra járásával megegyező irányban forog. Két vonal jelenik meg, amelyek idővel egymás fölé kerülnek. A kalibráció automatikusan leáll.




Ábra 2.6-32: Csúszás és Fordulatszámérő kalibráció

2.6.7.5 További lépések Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékek esetén

Az otolith funkció mérésére 0-7 cm-es mikro centrifugás opció érhető el. A szék ülését oldalirányban a szék alapjával egy vonalba kell igazítani. Ha a skála azt mutatja, hogy a szék nem középen van, adja meg a szék aktuális középpontját a „Current Lateral Position (cm)” alatt, majd válassza ki, hogy milyen irányban van a szék a középponttól (Balra / Jobbra). Kattintson a Center Laterally (Oldalirányú középreigazítás) gombra, hogy a széket a középpontra igazítsa.

Vigyázat! Ne tolja a szék keretét a szék keret oldalirányba mozdításához, mert ez kárt okozhat a székben.




Ábra 2.6-33: További tengelyen kívüli közép beállítások a Komprehenzív és Automata forgó kezelőszékekhez



Lézer ellenőrzése

Válassza ki a Laser and Drum (Lézer és Dob) stimulus típust a legördülő menüben. A *Beállítás és Kalibráció* alatt válassza ki a „Lézer”-t.



Ábra 2.6-34: Lézer stimulus beállítások az Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszéknél


Válassza ki a Közép pozíciót és kattintson az „Indítás” gombra a lézer szög teszt alatt. A lézer fény piros célpontot vetít a fülke falára a kiválasztott pozíció szerint (Közép, Bal 15, Jobb 15, Bal 25, Jobb 25, stb.). Ezután hajtsa végre a szinuszgörbe tesztet a "Run Sine X Axis or Run Sine Y Axis" (Szinusz X tengely indítás vagy Szinusz Y tengely indítás) használatával, és figyelje meg, hogy lézer sima mintázatban mozogjon. Kattintson a Stop („Leállítás”) gombra a szinuszgörbe teszt megállításához.

Az SVV szög teszt alatt kattintson az Go (Indítás) gombra, hogy ellenőrizze, megjelenik-e az SVV vonal. Használja a bal / jobb nyíl gombokat a vonal szögének a megváltoztatásához és a vonal sima mintázatának a megerősítéséhez.



Optokinetikus dob ellenőrzése

Válassza ki a Laser and Drum (Lézer és Dob) stimulus típust a legördülő menüben. A *Beállítás és Kalibráció* alatt válassza ki a „Dob” lehetőséget, majd a validáció lehetőséget. Kattintson a Go („Indítás”) gombra a szinuszgörbe validációhoz. Az optokinetikus lámpa bekapcsol és csíkok jelennek meg a fülke falán. A dobnak először az egyik, majd a másik irányba kell forognia szimmetrikus szinuszgörbével. A dob automatikusan leáll, miután elvégezte a validációs paraméterekben megadott számú ciklusokat.



Ábra 2.6-35: Dob stimulus beállítások az Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszékénél

Amennyiben a szinuszgörbe nem mutat egymásra illeszkedő vonalakat, válassza a Calibration (‘Kalibrálás’) lehetőséget. Kattintson a Go (Indítás) gombra a Drift Calibration (Csúszás kalibrálása) alatt, és állítsa be a csúszást a bal / jobb nyíl gombokkal a dob mozgásának a leállításához. Kattintson a Stop (Leállítás) gombra. Ezután kattintson a Go (Indítás) gombra a Velocity Tach (Fordulatszám-mérő) kalibráció alatt. A dob forogni kezd. Ellenőrizze, hogy az óra járásával ellentétes irányban forogjon. Két vonal jelenik meg, amelyek idővel egymás fölé kerülnek. A kalibráció automatikusan leáll.



Ábra 2.6-36: Az optokinetikus dob csúszás és fordulatszám-mérő kalibrációja az Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszékénél



Biztonsági ellenőrzések

Mielőtt vizsgálatokat végezne a kezelőszékes rendszerben, el kell végezni bizonyos biztonsági ellenőrzéseket az alábbiak szerint.

Az Orion Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszékek biztonsági ellenőrzése

- Biztonsági kapcsoló:

Ellenőrizze, hogy az E-stop ki van-e kapcsolva. Az E-stop ki lesz kapcsolva addig, amíg be nem lép a VisualEyes™ szoftverbe és a Vizsgálat elindítására kattint vagy belép az *Alapértelmezett rendszerbeállítások > Kezelőszék* részbe és kiválasztja az "Orion A/C"-t. A már meglévő VisualEyes™ pár másodperc múlva kikapcsolja az E-stop jelzőfényét. Ez biztosítja a biztonsági kapcsoló működését.

- Fülkeajtó biztonság: Kattintson a Vizsgálat indítására nyitott fülkeajtó mellett. Üzenetet kell kapnia, amely felhívja a figyelmét, hogy a vizsgálat folytatásához be kell csukni a fülkeajtót. Csukja be a fülke ajtaját, majd lépjen egy kezelőszékes vizsgálatra. Biztonsági ellenőrző listát kap. A vizsgálat megkezdése előtt ki kell tölteni a listát.

2.6.8 DataLink (opcionális)

A DataLink az „EOG tartozék készlet VNG-hez” tartozékon keresztül adható hozzá a VisualEyes™ 515-höz és VisualEyes™ 525-höz. Ez olyan páciensek ENG vizsgálatainak elvégzésére használható, akik nem vizsgálhatók VNG vizsgálószemüveggel. A DataLink a pácienshez csatlakoztatott elektródákkal méri a szem pozícióját. Az EOG páciens kábel a DataLink-hez csatlakozik, a színkódolt vezetékek pedig az EOG páciens kábelhez és a páciensre helyezett elektródákhoz csatlakoznak. Az elektróda elrendezést és az impedancia vizsgálat menetét a 3.5.3 részben tekintheti meg.

A DataLink az alábbi vizsgálatokkal kompatibilis, ha a VisualEyes™ rendszer rendelkezik a szükséges licencekkel:

MEGJEGYZÉS a DataLink nem kompatibilis a kezelőszékes vizsgálatokkal.
MEGJEGYZÉSA DataLink V-Link nem támogatja a VisualEyes 3.2 funkcióit.

- Spontán nisztagnus
- Tekintés (Gaze)
- Finom követés (Smooth Pursuit)
- Szakkád
- Optokinetikus
- Pozicionális
- Dix Hallpike
- Bitermális kalorikus
- Szakkádometria



Ábra 2.6-37: DataLink és EOG páciens kábel




Hardver felszerelése:

1. Az EOG páciens kábel 9 villás konnektorát csatlakoztassa az EOG konnektorhoz a DataLink hátulján.
2. Csatlakoztassa az USB B-típusú konnektort az *USB PC* porthoz a DataLink hátulján, a másik végét pedig csatlakoztassa a számítógéphez vagy USB elosztóhoz. Be kell kapcsolnia a zöld *A/D Állapotjelző* LED-nek a DataLink USB portja mellett.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a DataLink hátoldalán található tápellátáshoz.
4. Kapcsolja be a DataLink-et a hátsó panelen található főkapcsolóval. Be kell kapcsolnia a zöld *Bekapcsolva* LED-nek a DataLink előlapján.
5. Telepítse a
6. Regisztrálja a DataLinket „DataLink”-ként a VisualEyes™ szoftverben a 2.8 részben található utasítások szerint: *Hardware registration and licensing*.

MEGJEGYZÉS: A VNG védőszemüveget regisztrálni kell és licenccel kell rendelkeznie a DataLink regisztrálását megelőzően.

2.6.8.1 DataLink telepítése Orion Hátradönthető, System 2000 Hátradönthető vagy System 2000 Komprehenzív kezelőszéssel kombinációban

Amikor Orion Hátradönthető, System 2000 Hátradönthető vagy System 2000 Komprehenzív kezelőszéssel kombinációban konfigurálja a DataLink-et, előfordul, hogy a DataLink lapot (minilab 1008) érzékeli először a rendszer, és ez lesz a board#0 az Instacal-ban. Ez zavarhatja a kommunikációt a szék és a VisualEyes™ szoftver között.



Ábra 2.6-38: A DataLink lap(minilab 1008) nem megfelelő érzékelése a rendszerben board#0-ként System 2000 Hátradönthető/Komprehenzív kezelőszéssel

Megoldásként változtassa meg a lap számát az Instacal-ban úgy, hogy a lap számára kattint a jobb egérgombbal, majd a “Change Board#...” lehetőségre kattint. Konfigurálja az instacal-t, hogy a DataLink (miniLAB 1008) Board#1 legyen a szék pedig (USB-231 / PCI-DAS6025) Board#0 legyen.




Ábra 2.6-39: A DataLink lap(minilab 1008) megfelelő érzékelése a rendszerben System 2000 Hátradönthető/Komprehenzív kezelőszékekkel

2.6.9 TRV kezelőszék (opcionális)

A TRV kezelőszék USB csatlakozással adható a VisualEyes™ rendszerekhez.

A TRV kezelőszék telepítéséhez és használatához tekintse meg az ahhoz tartozó külön Használati útmutatót.



Ábra 2.6-40: TRV szék



2.7 A DAQ hardver illesztőprogramok telepítése kezelőszékekhez és DataLink-hez

A kezelőszékek és a DataLink hardver komponenseinek a sikeres adatszerzése céljából további DAQ hardver illesztőprogramok telepítése szükséges. Kövesse az alábbi utasításokat a megfelelő illesztőprogramokhoz:

MEGJEGYZÉS

Amikor a szoftver egy korábbi verzióját frissíti az újabbra, frissíteni kell az illesztőprogramokat is az új szoftver telepítéshez kapott új illesztőprogramokkal.

A DAQ hardver eszközmeghajtó telepítése az Orion székhez, System 2000 székhez, DataLink-hez

Nyissa meg a Windows® Explorer-t. Navigáljon a következő helyre:

C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes™\Driverfiles és futassa az **icalsetup.exe** programot.

Kattintson Telepítés gombra az InstaCal telepítésének a megkezdéséhez.

Az InstaCal telepítéséhez válassza az alapértelmezett helyet: C:\Program Files (x86)\Measurement Computing\DAQ\.

Amikor megkérdezi a telepítő program, hogy melyik program funkciókat telepítse, válassza az alapértelmezett opciót a Universal Library Examples telepítésére.

A telepítés során a Windows Security engedélyt kérhet a Measurement Computing eszköz szoftverének a telepítéséhez. Jelölje meg a mezőt, hogy mindig engedélyezze a „Measurement Computing” programjait, majd válassza a Telepítés opciót. Az InstaCal telepítésének a befejezése után újra kell indítani a számítógépet.

Az újraindítást követően indítsa el az InstaCal szoftvert. Az InstaCal szoftver elindítása előtt ellenőrizze, hogy a kezelőszék USB kábele csatlakoztatva legyen a rendszerhez, és hogy a forgatható kezelőszék be legyen kapcsolva. Az USB kábel csatlakoztatása után hagyjon pár másodpercet, hogy a hardver automatikusan észlelhesse a komponenseket. A szoftvert az alábbi útvonalon találja.

Windows® 10-ben kattintson a Start > Összes Alkalmazás > Measurement Computing > InstaCal lehetőségekre.

Windows® 11-ben kattintson a Start > Összes Alkalmazás > Measurement Computing > InstaCal lehetőségekre.

Az InstaCal szoftver elindításakor a szoftver a 2.7-1 táblázatban leírt lap típus szerint észleli a hardvert (ha a hardver be van kapcsolva és csatlakoztatva van a számítógéphez). Kattintson az OK gombra, ezzel regisztrálja a készüléket a programban. A System 2000 Automata forgó kezelőszék esetén minden lapnál kattintson a Konfiguráció gombra és módosítsa az 1. számláló órajelének alaplap konfigurációs beállításait 10 MHz-es órára.

Táblázat 2.7-1: A lap típusának észlelése az InstaCal szoftverben a különböző hardver modellekhez

Hardver modell	Lap típus	Lapok száma
Orion Hátradönthető	USB-231	1
Orion Komprehenzív	USB-231	2
Orion Automata Forgó	USB-231	2
System 2000 Hátradönthető	PCI-DAS6025	1
System 2000 Komprehenzív	PCI-DAS6025	1
System 2000 Automata Forgó	PCI-DAS6025	2
DataLink	miniLAB-1008	1



2.8 Hardver regisztráció és licenc

Amikor új hardvert csatlakoztatnak a VisualEyes™ rendszerhez, ezt regisztrálni kell a szoftverben, hogy az helyesen felismerje a hardvert. A VNG és vHIT vizsgáló szemüvegnek licenccel kell rendelkeznie a rendszerben.

Amikor újonnan csatlakoztatott hardverrel indítja el a VisualEyes™ rendszert, a szoftver automatikusan észleli az új hardvert, és az alábbi előugró ablak jelenik meg a szoftverben. Ez megjeleníti a csatlakoztatott hardver egyedi hardverszámát. A felhasználónak meg kell határoznia a csatlakoztatott hardver típusát a legördülő menüben. Fontos, hogy a többi hardvert megelőzően regisztrálja és engedélyeztesse a VNG vizsgáló szemüveget.

Serial Number	Type	Action
18-454-169	Please select	+ Register
18-454-170	Please select	+ Register

Next

Ha a kiválasztott hardver binokuláris vizsgáló szemüveg, balra egy másik legördülő menü jelenik meg, ahol ki kell választani a párosítandó kamerát.

Serial Number	Type	Camera	Action
18-454-169	Please select	Top Mount Camera	+ Register
18-454-170	Please select 18-454-170	Please select	+ Register

Next

Kattintson a „Regisztrálás” gombra a hardver rendszerben való tárolásához, majd kattintson a „Következő” gombra.

Serial Number	Type	Camera	Action
18-454-169	18-454-170	Top Mount Camera	+ Register

Next

Megjelenik egy új ablak a licenckulcsok megadásához. Adja meg a rendszerhez kapott licenct az újonnan regisztrált hardverhez.

MEGJEGYZÉS Csak a fő VNG szemüveghez és az EyeSeeCam szemüveghez kell licenc. A licenceket megkapja a VisualEyes™ rendszerrel. A többi hardver típus esetében (ENG in Chair / DataLink / Gyermekgyógyászati megfigyelő kamera/ VORTEQ) a felhasználó hagyja üresen a licenc helyét és kattintson a „Bezárás” gombra. Ezután a hardver a VNG szemüveghez megadott licenccel fog működni.



2.9 Megjelenítés konfiguráció

A VisualEyes™ csak pontos TV/projektor konfiguráció mellett tudja helyesen megjeleníteni a vizuális stimulust és a helyes szövegekre konfigurálni a szemkövetést. A vizuális ingerek megjelenítésére szolgáló kijelző használatok ezért fontos, hogy azt megfelelően konfigurálják a következő utasítások szerint.

2.9.1 TV szempontok

Fontos, hogy a képernyő mérete elég nagy legyen ahhoz, hogy a szoftver a vizuális ingereket a kívánt szögben mutassa be.

Ha a csatlakozási távolság meghaladja a 7,5 métert, hogy a kábelt elrejtse egy fal mögött vagy a mennyezeten keresztül, akkor tápellátású HDMI hosszabbító hubot / kábelt kell használni. A vezeték nélküli HDMI-kapcsolatok nem támogatottak.

A TV beállításakor ezt „Számítógép” vagy „Játék” módba kell állítani a HDMI méretezés és a digitális képfeldolgozás korrigálása érdekében, amely késleltetheti a bemutatott inger jelet.

Javasolt Full HD (1080p) TV használata.

2.9.2 A Windows kijelző beállításai

A kijelzőt helyesen kell beállítani a Windows képernyőbeállításokban a Windows beállítások> Rendszer> Kijelző alatt:

- A kijelzőket kiterjesztett kijelzőkként kell beállítani, és a számítógép monitorját kell kiválasztani fő kijelzőnek. A TV / projektor nem választható főképernyőnek.

Multiple displays

Multiple displays

Extend these displays

Make this my main display

- A méretarányt 100% -ra kell beállítani a TV / projektor számára.

Scale and layout

Change the size of text, apps, and other items

100%

- A felbontást 1920 x 1080-ra kell állítani. UHD 4K TV használata esetén a felbontást 1920 x 1080-ra kell állítani 60 Hz frissítési gyakorisággal.


Advanced scaling settings

Resolution

Ha a frissítési gyakoriságot 60 Hz-re szeretné állítani, lépjen a *Speciális megjelenítési beállítások* részhez, válassza ki a kijelzőt, majd kattintson a „Kijelző adapter tulajdonságai az X kijelzőhöz” elemre.



Ezután válassza az ablak tetején található „Monitor” fület, és válassza a „60 Hertz” lehetőséget a *Képernyő frissítési gyakorisága* alatti legördülő menüből.



2.9.3 VisualEyes™ szoftver beállítások


Amikor helyesen konfigurálta a TV és a Windows beállításait, indítsa el a VisualEyes™ szoftvert, és a következő utasításokat követve konfigurálja a szoftver kijelzőit.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk a kijelző méretének az újramérését még akkor is, ha a telepítés során bejelölte a „VisualEyes™ meglévő rendszerbeállításainak áttelepítése” jelölőnégyzetet. A VisualEyes™ különböző verziói különböző mérési módszereket alkalmaznak. Ezért fontos a kijelző méreteinek az érvényesítése.

2.9.3.1 Stimulus


Navigáljon az *Alapértelmezett Rendszerbeállításokra* és válassza a „Stimulus” elemet a képernyő bal oldalán található panelen.

- Ha TV-t vagy kivetítőt használ, válassza a TV-t stimulus típusnak.
- Ellenőrizze, hogy a *Másodlagos monitor* „BE”-re van állítva.
- Az oldal alján válassza ki a tévét / monitort a megjelenítendő vizuális ingerekhez.
A monitorok mérete a megfelelő pixelfelbontáshoz viszonyítva van beállítva.
- Kattintson a Határok megjelenítése / elrejtése elemre a rácsvonalak megjelenítéséhez a kiválasztott monitoron.





- Mérje meg és adja meg a vízszintes és függőleges rácsvonalak szélességét és magasságát
- Mérje meg és adja meg a képernyő és a páciens közötti távolságot.



MEGJEGYZÉS:

A szoftverben megadandó meghatározott egységeket a Windows Regionális formátum határozza meg, ez lehet cm vagy hüvelyk.

Boundaries Width [cm]	132,0
Boundaries Height [cm]	74,5
Patient Distance [cm]	100,0

- Állítsa be a vízszintes és függőleges szögeket a csúszkák segítségével, a vizuális stimulushoz használható maximális szög megadásával.


Horizontal Angle	30°	<input type="range"/>
Vertical Angle	30°	<input type="range"/>
Target Size	1	<input type="range"/>



2.9.3.2 Hardver késleltetés

A vizuális ingereknek a csatlakoztatott képernyőn való megjelenítésének esetleges késleltetésének kompenzálása érdekében a hardver késleltetése a szoftverből állítható. Ha ez nincs megfelelően beállítva a csatlakoztatott stimulus kijelző esetében, akkor az okulomotoros vizsgálatok abnormális késleltetési értékeket mutathatnak. Ezért javasolt, hogy a vizuális ingereket használó összes telepítés esetében állítsa be a hardver késleltetését, valamint állítsa be újra, ha később lecserélik a vizuális inger monitort.


A jelenleg beállított érték a hardver késleltetésére az *Alapértelmezett Rendszerbeállítások > Stimulus* alatt található. A „Késleltetés helyreállítása” gombra kattintva a hardver késleltetése 0 ms lesz.



A csatlakoztatott monitor hardver késleltetésének a beállításához a vizuális ingerekre kövesse az alábbi utasításokat:




1. Végezzen „finom követés” vizsgálatot olyan személyen, akiről ismert, hogy normális válasszal rendelkezik.



2. A vizsgálat befejezése után kattintson az alvizsgálatra.




3. Lépjen az *Időleges beállításra*.





4. Az *Ideiglenes beállítások* menüben kattintson a *Hardver késleltetés* elemre a bal panelen.



5. A hardver késleltetés javasolt módosítását az *Aktuális késleltetés* mutatja. A „*Hardver késleltetés beállítása*” gombra kattintva a hardver késleltetési értéke ennek megfelelően módosul.



6. A „*Hardver késleltetés beállítása*” gombra kattintás után a beállított érték megjelenik a *Alapértelmezett Rendszerbeállítások > Stimulus* menüpontban.





7. A hardver késleltetés új értékének érvényesítéséhez végezzen egy másik „*finom követés*” vizsgálatot olyan személyen, akiről ismert, hogy normális válasszal rendelkezik.

A javasolt beállításnak ekkor közel 0 ms-nak kell lennie.



2.9.3.3 Optotípus vizsgálatok

Ha a VORTEQ™ vizsgálatot is tartalmazza a szoftver, az ingert a *Rendszer alapértelmezett beállításai > Optotípus vizsgálatok (System Default Settings > Optotype Tests)* menüpontban kell beállítani. A beállítások képernyő a DVA/GST és fvHIT™ vizsgálatokhoz használt ingerek és képernyők különálló beállításait teszi lehetővé. Az fvHIT™-hez magas sebességű gaming monitor javasolt. Ha a TV-képernyő túl nagy az optotípus vizsgálatához, akkor az optotípus vizsgálati stimulushoz a számítógép monitorját is ki lehet választani. Válassza ki az optotípus vizsgálatához használni kívánt monitort, majd erősítse meg a kijelző méreteit (mivel ez lehet az elsődleges laptop-/asztali számítógép-képernyő, a kiválasztott képernyőhöz tartozó méreteket kell megadni). Ha a páciens képernyőtől mért távolsága nem megfelelő a kiválasztott kijelzőn való megjelenítéshez, az optotípus a lehető legnagyobb méretben kerül kivetítésre, de előfordulhat, hogy a legalacsonyabb logMAR-értékeknél nem lesz látható.






2.10 Nyelv beállítások

A szoftver nyelvét úgy lehet beállítani, hogy az *Alapértelmezett Rendszerbeállítások > Általános* menüpontra lép, és kiválasztja a megfelelő nyelvet a legördülő menüben (lásd Figure 2.6-1). A program nyelvének megváltoztatásakor a szoftvert újra kell indítani.

A szoftverben az alábbi nyelvek érhetők el:

- Angol (USA)
- Francia (Franciaország)
- Német (Németország)
- Görög (Görögország)
- Olasz (Olaszország)
- Japán (Japán)
- Koreai (Korea)
- Lengyel (Lengyelország)
- Portugál (Brazília)
- Orosz (Oroszország)
- Szlovén (Szlovénia)
- Spanyol (Spanyolország)
- Svéd (Svédország)
- Török (Törökország)
- Kínai (Kína)



Ábra 2.10-1: A nyelv beállítása a rendszer alapértelmezett beállításából

2.11 Adat és videó tárolás

2.11.1 Munkamenet adatok

A VisualEyes™ az OtoAccess® Database adatbázison keresztül képes tárolni a munkamenet adatokat. A munkamenet adatokat akkor tudja automatikusan tárolni, ha a VisualEyes™-t az OtoAccess® Database-en keresztül nyitja meg, és a munkamenet adatokat az adatbázisban kiválasztott betegnél tárolja.




2.11.2 Videó felvételek

A VisualEyes™ videofelvételeket tud készíteni a VNG vagy vHIT vizsgáló szemüvegről, valamint a külső szobakameráról. Ezek a videofájlok az adott beteghez és a munkamenetekhez lesznek kapcsolva, de nem kerülnek tárolásra az OtoAccess® Database adatbázisban. A videó tárolási helyét az *Alapértelmezett Rendszerbeállítások* pontban lehet megadni a Bemenet alatt.

Kattintson a *Böngészés* gombra, és keresse meg a kívánt mappát.

Az alapértelmezett útvonal: *C:\Users\Public\Videos\Micromedical VisualEyes*.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a videó tárolásához megadott elérési útvonal minden telepített elem számára hozzáférhető-e, ha a rendszer szerver/kliens konfigurációban van telepítve.



2.11.3 Munkamenet jelentések

Nyomtatás az adatbázisba

Az OtoAccess® Database a munkamenet-jelentéseket pdf formátumban tárolja a gyors és könnyű hozzáférés érdekében, anélkül, hogy el kellene indítani a VisualEyes™ szoftvert a munkamenet-felülvizsgálatokhoz. A funkció használatához az operátornak minden befejezett munkamenet után a *Munkamenet áttekintésben* a „Nyomtatás az adatbázisba” gombra kell kattintania.



PDF létrehozása

Lehetőség van a PDF nyomtatás engedélyezésére is közvetlenül a VisualEyes™ programból a PDF nyomtatás OtoAccess® Database-en kívüli archiválásához.

Ez az *Alapértelmezett Rendszerbeállítások > Nyomtatás* menüpontban lehetséges a *PDF konfiguráció* alatt. Innen állítsa a „PDF dokumentum mentése” beállítást *BE* állásba, és adja meg a PDF jelentések tárolási helyét a „Böngészés” gombra kattintva, majd válassza ki a kívánt mappát. A PDF fájlnev testreszabható azoknak a mezőknek a kiválasztásával, amelyeket az operátor a fájlnevbe szeretne foglalni a *Mező választások* legördülő menüből. A mezőket a PDF fájlnevben a megadott *Mezőhatároló* választja el.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a megadott hely minden telepített elem számára hozzáférhető-e, ha a rendszer szerver/kliens konfigurációban van telepítve.



PDF Configuration

Save PDF Document ON

Data Location
C:\VisualEyes PDF Reports\

PDF Filename Configuration

Field Delimiter

Field Selections ▼

Last Name 3 Characters
First Name 3 Characters
Patient Identifier

Ábra 2.11-1: PDF konfiguráció rész az Alapértelmezett Rendszerbeállítások > Nyomtatás menüpontban

Ha követte a fenti utasításokat, a befejezett munkamenetek után megjelenik egy új „PDF létrehozása” gomb a *Munkamenet áttekintésben*. A *PDF létrehozása* gombra kattintva PDF jelentés készül a kiválasztott adathelyen, a konfigurált PDF fájl névvel.





3 Üzemeltetési utasítások

3.1 Rendszer első elindítása

A VisualEyes™ rendszer elindításakor kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kapcsolja be az áramforrásokat:
Ellenőrizze, hogy a PC rendszer és az USB elosztó csatlakoztatva van a vezetékes áramhoz. Ha valamelyik alkatrészt izolációs transzformátoron keresztül csatlakoztatják, akkor azt a főkapcsolóval kell bekapcsolni.
2. Kapcsolja be a kiegészítőket:
 - VNG / vHIT vizsgáló szemüveg:
Ellenőrizze, hogy a vizsgáló szemüveg csatlakoztatva legyen az USB hubhoz vagy a kezelőszékhez.
 - Forgó kezelőszék (opcionális):
Ellenőrizze, hogy a kezelőszék csatlakoztatva legyen az áramforráshoz és be legyen kapcsolva a főkapcsolóval. A főkapcsoló a kezelőszék alapján található az Orion kezelőszékek esetében, a System 2000 kezelőszékeknek pedig a szék vezérlés hátulján.
 - Ellenőrizze, hogy ne legyen bekapcsolva a Vészleállító gomb (a gomb kiengedéséhez fordítsa az óra járásával megegyező irányba).
 - DataLink (opcionális):
Ellenőrizze, hogy a DataLink csatlakozzon az áramforráshoz és a számítógéphez az USB csatlakozáson keresztül. Kapcsolja be a készüléket a hátulján található főkapcsolóval.
 - Kalorikus irrigátorok (opcionális):
Ellenőrizze, hogy az AirFx és az AquaStim csatlakozzon az áramforráshoz és a számítógéphez az USB csatlakozáson keresztül (kérjük, a használat részletes leírásához tekintse meg az irrigátorok használati útmutatóját).
 - VORTEQ™ IMU:
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozzon az áramforráshoz és a számítógéphez az USB csatlakozáson keresztül.
 - Digitális fénysáv (opcionális):
Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozzon a számítógéphez az USB csatlakozáson keresztül.
3. A stimulust a számítógép bekapcsolása előtt kapcsolja be:
Kapcsolja be a Tv-t vagy a projektort a készülék bekapcsoló gombjával. Ezután kapcsolja be a számítógépet és ellenőrizze, hogy a TV/projektor inger kibővített kijelzőként van konfigurálva.
4. Indítsa el az OtoAccess® Database-t, és adja meg a páciens adatait. További információért tekintse meg az OtoAccess® Database Használati útmutatóját.
5. Indítsa el a VisualEyes™ szoftvert az OtoAccess® Adatbázisból.



3.2 Fő képernyő

A VisualEyes™ szoftver elindításakor a fő képernyőről indul (lásd Figure 3.2-1). Az OtoAccess® Database-ből nyert páciens információ jelenik meg a szobakamera képe alatt.

A főképernyőn számos lehetőség áll rendelkezésre:

1. Szoba felvétel elindítása:

A „Szoba felvétel elindítása” gombra kattintva elindul a felvétel a külső szobakameráról. Ezzel felveheti a pácienssel végzett munkamenetet, például a páciens kikérdezését, mielőtt bármilyen mérést végezne. A felvétel a kiválasztott pácienshez lesz kapcsolva.

2. Válassza ki a protokollt:

A legördülő menü segítségével kiválaszthatja a páciens munkameneténél használandó protokollt. A protokoll kezelésről további információkat a 3.4 szakaszban talál.

3. Kezdje el a vizsgálatot:

A „VIZSGÁLAT ELINDÍTÁSA” gombra kattintva elindul a páciens munkamenet a kiválasztott protokollal. További információk a vizsgálatról a 3.8 és 3.9 szakaszban.

4. Páciens munkamenetek:

Ez áttekintést nyújt az operátornak a korábbi páciens munkamenetekről, amelyeket részletesen áttekinthet, exportálhat vagy kinyomtathat. További információk a 3.11 szakaszban.

5. Páciens videók:

A „PÁCIENS VIDEÓK” gombra kattintva az operátor áttekintést kap a korábban felvett páciens videókról. Ez magában foglalja a páciens kikérdezését és a mérési felvételeket is. További információk a 3.12 szakaszban.

6. Súgó:

A „Súgó” gombra kattintva megnyílik a „Használati útmutató” és a „További információk” dokumentum. Ezek a dokumentumok a Windows Fájlkezelőből is megtalálhatók a következő útvonalon: ” C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Micromedical VisualEyes\Operation Manual”. Ez a mappa tartalmazza a releváns gyors útmutatókat is.


7. Konfiguráció:

Ez a beállítások menübe viszi az operátort. Ez magában foglalja a *Protokoll kezelést* és az *Alapértelmezett Rendszerbeállításokat*.

8. Kilépés:

A „Kilépés” gomb bezárja a VisualEyes™ szoftvert.

9. Minimalizálás:

A felhasználó a  szimbólummal minimalizálhatja a szoftvert, hogy ideiglenesen hozzáférjen más feladatokhoz a fő képernyőn.





3.2-1 ábra: VisualEyes™ fő képernyő



3.3 Alapértelmezett rendszerbeállítások

Ha a főképernyőn rákattint a „Konfiguráció” elemre, és kiválasztja az „Alapértelmezett Rendszerbeállítások” pontot, akkor az operátor a Figure 3.3-1 ábrán látható menübe kerül. Ez a menü a rendszer komponensek és tartozékok, valamint az általános szoftverbeállítások, például a *nyelv* és a *Videó tárolási hely* beállításához használható.



Ábra 3.3-1: Alapértelmezett rendszerbeállítások menü



A Rendszer alapértelmezett beállításai (System Default Settings) menü több almenüből áll, amelyeket a képernyő bal oldalán található panelből lehet kiválasztani. Az egyes menük és a rendelkezésre álló beállítások részletes leírása a *Kiegészítő információkban* található.



3.4 Protokoll kezelés

Ha a főképernyőn rákattint a „Konfiguráció” elemre, és kiválasztja az „Protokoll kezelés” pontot, akkor az operátor a Figure 3.4-1 ábrán látható menübe kerül.

A menü a rendszer protokolljainak a kezelésére szolgál. A protokollok vizsgálatok listájából állnak, amelyeket meghatározott sorrendben végeznek el a klinikus vagy a klinika preferenciája alapján. Az egyes menük és a rendelkezésre álló beállítások részletes leírása a *Kiegészítő információkban* található.



Ábra 3.4-1: Protokoll kezelés menü



3.4.1 Alapértelmezett protokollok a VisualEyes™ rendszerekkel

A VisualEyes™ rendszer komponenseinek a regisztrációja és licencelése után a szoftver automatikusan létrehoz egy vagy több protokollt a hozzáadott licencektől függően. Az automatikusan létrehozott protokollokat a *Table 1.4-1* táblázatban tekintheti meg.

A VisualEyes™ 505-ben lévő *Dix Hallpike* és a *Fejfordításos* vizsgálatok a Video Frenzel vizsgálatra alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a VisualEyes™ 505-ben elérhető Dix Hallpike vizsgálat eltér a VisualEyes™ 515 és a VisualEyes™ 525 protokolljaiban elérhető kizárólagos Dix Hallpike vizsgálatától, amely a szemkövetést is magába foglalja, illetve ahol a vizsgálat különböző részekre bontható ülő és fekvő helyzetekben.

Táblázat 3.4-1: Alapértelmezett protokollok a VisualEyes™ rendszerekkel.

VisualEyes™ 505	VisualEyes™ 515	VisualEyes™ 525	VORTEQ™ Assessments	VORTEQ™ Diagnostics	VisualEyes™ EyeSeeCam
<ul style="list-style-type: none"> Dix Hallpike Bal* Dix Hallpike Jobb* Fejfordítás* Spontán nisztagnus 	<ul style="list-style-type: none"> Spontán nisztagnus Dix Hallpike Pozicionális Kalorikus Lépésekben változó sebesség** Szinuszos harmonikus gyorsítás** VOR Szuppresszió s vizsgálat** Vizuális VOR** 	<ul style="list-style-type: none"> Spontán nisztagnus Tekintés (Gaze) Finom követés (Smooth Pursuit) Véletlenszerű szakkád Optokinetikus Dix Hallpike Pozicionális Kalorikus Lépésekben változó sebesség** Szinuszos harmonikus gyorsítás** VOR Szuppresszió s vizsgálat** Vizuális VOR** Szubjektív vizuális függőleges** 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamikus Vizuális Élesség (Dynamic Visual Acuity, DVA) Laterális fej döntés Dix Hallpike Advanced Tekintet stabilizálás 	<ul style="list-style-type: none"> vHIT a VORTEQ™-hez VORTEQ™ AHR 	<ul style="list-style-type: none"> Spontán nisztagnus vHIT az EyeSeeCam-hez



		<ul style="list-style-type: none">• Szakkádometria• Okuláris ellenfordítás (Ocular Counter Roll)			
--	--	---	--	--	--

* Testreszabott Video Frenzel vizsgálat


** Csak a releváns kezelőszék hozzáadásával elérhető.



3.4.2 Testreszabott protokollok

A protokollok testreszabhatók az operátor kívánt beállításával.


Az operátor új protokollt generálhat a *Protokoll kezelés* menü „Új protokoll” elemére kattintva.



Az „Új protokoll” elemre kattintva az operátor másolatot hozhat létre az aktuálisan kiválasztott protokollról az előugró párbeszédpanelen az „Igen” gombra kattintva, vagy a „Nem” gombra kattintva új, üres protokollt hozhat létre.



Az operátor minden protokoll sorrendet testreszabhat a vizsgálatok hozzáadásával vagy eltávolításával a vizsgálati lista alatti gombok segítségével.



A vizsgálatok sorrendjét úgy is megváltoztathatja, hogy a listában lévő vizsgálatra kattint, majd lenyomva tartva a kívánt sorrendbe húzza.

Válasszon egy vizsgálatot, kattintson a „Vizsgálat szerkesztése” gombra, ami megnyitja a vizsgálatra vonatkozó beállításokat.



Az elérhető vizsgálat specifikus beállítások a kiválasztott vizsgálatról függenek, és magukban foglalják a különböző elvégzendő alvizsgálatokat, az időtartamot, a célbeállításokat, valamint az eredményekben megjelenítendő grafikonok és értékek kiválasztását. Az egyes vizsgálatok konfigurációs lehetőségeinek a részletes leírásához tekintse meg a *További információkat*.





3.5 Páciens előkészítése



A vizsgálat megkezdése előtt a működtető személynek és a páciensnek is tisztában kell lennie az alábbi pontokkal.

Általános:

1. Fertőtlenítse a vizsgáló szemüveget. Az oldalra felszerelt kamerás vizsgáló szemüveg eldobható szivacsbetétei egyszer használatosak, ezeket minden egyes páciens vizsgálata után ki kell cserélni a keresztfertőzés elkerülése érdekében. Az eszközöket a 4.1 részben található utasítoknak megfelelően kell tisztítani és fertőtleníteni: *How to clean the VisualEyes™ system*.
2. Fontos figyelembe venni a páciens klinikai állapotát / kórtörténetét a vizsgálat előtt, és biztosítani kell a megfelelést a 1.3 szakaszban leírt ellenjavallatoknak megfelelően: *Contraindications*.
3. A vizsgálat előtt a páciensnek el kell távolítania a sminkjét. A kozmetikai tetoválások vagy a tartós smink megzavarhatják a szemkövetést, ezért a páciensnek értesítenie kell ezekről a vizsgáló intézményt a vizsgálatot megelőzően.
4. A páciensek nem használhatnak korrekciós szemüveget a vizsgálat során, azonban korrekatív kontaktlencse használható a vizuális élesség javítására.
5. A vizsgálat előtt fontos, hogy a páciens minden releváns információt megkapjon a vizsgálatról, és arról, hogy mit várhat el a páciens/ a páciens gondozója a vizsgálat során, például az általános figyelmeztetéseket és a mellékhatásokat illetően, stb. Különös figyelmet kell fordítani az irrigációra és a pozicionális vizsgálatokra (pl. Kalorikus vizsgálat, forgó kezelőszékes vizsgálatok, stb.)
6. Mindig távolítsa el a szem eltakarásos fedélt, hogy a vizsgáló szemüveg felhelyezése során lásson a páciens.
7. Helyezze a szemüveget a beteg arcára, és állítsa be a pántot, hogy jól illeszkedjen. A letakart szemmel végzett vizsgálatához helyezze fel a borítót a szemüvegre. Kérje meg a pácienset, hogy erősítse meg, hogy nem szűrődik be fény. Ha a páciens fényt lát, igazítsa meg a szemüveget és szükség szerint szorítsa meg a szíjat.
8. A fejpántot minden páciens esetében ellenőrizni kell, hogy jól illeszkedjen. Ha nem rögzíthető a fejpánt, ki kell cserélni. A csere fejpántok a gyártótól kaphatók.
9. Javasolt, hogy a vizsgálószoba el legyen sötétítve a szem eltakarásos vizsgálatokhoz.
10. Ügyeljen arra, hogy minden páciensnél a számára elviselhető stimulációs mozgást alkalmazzon.

További információ kezelőszékes rendszerekhez:

1. A működtető személynek ismernie kell a vészleállítási lehetőségeket és a biztonsági funkciókat, ha van ilyen a terméken (további részletekért lásd az 1.6 részt).
2. Tájékoztassa a páciens a vészleállítási funkcióról, amely a páciens számára elérhető. A páciens leállíthatja a vizsgálatot, ha nem tolerálja.
3. A tengeri betegségben szenvedő pácienseket tájékoztatni kell róla, ha a vizsgálatok tartalmaznak forgásos vizsgálatokat, és az ilyen vizsgálatok során különös gonddal kell megfigyelni a pácienseket. Ha a páciens nem érzi jól magát, a technikusnak/klinikusnak a szoftver segítségével vagy a Vészleállító gombbal le kell állítania a vizsgálatot a szék megállításához.
4. Ellenőrizze, hogy a kezelőszék a kívánt pozícióban legyen rögzítve a forgó kezelőszékes vizsgálatok megkezdése előtt a nem szándékos fordulatok megelőzése érdekében.
5. A működtető személynek ellenőriznie kell, hogy ne legyenek az útban tárgyak, amelyek megzavarhatják a szék hátra döntését vagy forgását.



6. A működtető személy mindig figyeljen oda a szoftver figyelmeztetéseire, ha hátradöntött állapotban próbálja forgatni a széket. Azonban az Orion / System 2000 hátradönthető kezelőszék biztonsági funkciója nem engedélyezi a forgó szék forgását hátradöntött állapotban.
7. Az Orion Automata forgatásos és Komprehenzív kezelőszékes vizsgálatok megkezdése előtt, megjelenik a szoftverben egy biztonsági ellenőrző lista (Figure 3.5-1), amelyben meg kell erősítenie, hogy megtette a biztonsági óvintézkedéseket. Minden mezőt meg kell jelölni a biztonsági ellenőrző listán a vizsgálat megkezdése előtt.

A páciens biztonsága érdekében a páciens széssel való elfordítása előtt ellenőrizze az alábbi biztonsági listát, hogy a páciens biztonságban legyen a vizsgálat során.

- MINDEN páciens biztonsági öv be van csatolva?
- A páciens feje rögzítve van a fejtámaszhoz?
- A bokapánt be van kötve?
- A páciens hozzáfér a páciens leállító gombhoz?

OK Mégsé

Ábra 3.5-1: Biztonsági ellenőrző lista Orion Automata forgatásos és Komprehenzív kezelőszékek esetében

3.5.1 Ültesse a páciens a hátradönthető kezelőszékbe

Ha a vizsgálathoz forgó kezelőszéket használ, a páciens megfelelő módon kell leültetni az alábbiak szerint. **Orion hátradönthető kezelőszék:** A kezelőszék elektronikus zármechanizmus (ELM) kapcsoló (lásd: Figure 3.5-2) segítségével forgathatók a kezelőszék mozgásának az irányításához. Az ELM kiengedéséhez és a szék megfelelő pozícióba forgatásához nyomja meg és tartsa lenyomva az ELM kapcsolót. Emelje meg a szék kívánt karfáját. Irányítsa a páciens, hogy oldalról üljön a székbe (lásd: Figure 3.5-2). Irányítsa a páciens, hogy a lábait helyezze a szék elejére, hogy előre mutasson a lába, amit a lábtartóra kell helyezni. Kérje meg a páciens, hogy csatolja be a biztonsági övet. Most engedje le a karfát. **Megjegyzés:** Szükség esetén a páciens a szék keretének az oldalán lévő döntőkarok egyikével részben hátradöntheti a kezelőszéket, hogy kényelmesen üljön, ezt a működtető személy dönti el a vizsgálat követelményei alapján. A lábtartó nem használható lépcsőként a székbe való leüléshez. Engedje ki az ELM kapcsolót és forgassa el a széket (manuálisan vagy a szoftveren keresztül), amíg a vizsgálat elindításához szükséges helyre nem kerül. Az Orion kezelőszék további biztonsági funkciójaként a szoftver automatikusan a pozícióba zárja a széket, amikor a működtető személy elindítja a vizsgálatot.

System 2000 hátradönthető: A páciens leültetése ugyanúgy zajlik, mint az Orion Hátradönthető kezelőszék esetében, a System 2000 hátradönthető kezelőszékek kivételével, amelyek szabadon foroghatnak és manuálisan zárhatók pozícióba a lábfelek megnyomásával, hogy a szék ne forogjon nem szándékolt módon.



Ábra 3.5-2 A páciens leültetésének a sorozatképe az Orion hátradönthető kezelőszékkel (balról jobbra)



3.5.2 Ültesse a páciens az Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszékbe

Nyissa ki a kezelőfülke ajtaját. Csavarja ki a fejtámlát és emelje fel, hogy ne legyen útban. Irányítsa a páciens, hogy üljön le a székbe a lábtartó elkerülésével (lásd: Figure 3.5-3). **Megjegyzés** A lábtartó nem használható lépcsőként a székbe való leüléshez. Irányítsa a páciens, hogy üljön hátra a székben. Szükség esetén szélesíthetők a karfák az Orion székek karfája alatti igazító karokkal vagy a System 2000 székek karfája alatti igazító fogantyúkkal. Kösse be a biztonsági övet az ölben és a vállakon. Igazítsa meg a fejtámaszt, hogy kényelmes legyen a páciensnek. Rögzítse a páciens lábát a bokapánttal.



Ábra 3.5-3 A páciens leültetésének a sorozatképe az Orion/System 2000 Automata forgató és Komprehenzív kezelőszékkel (balról jobbra)

3.5.2.1 Ültesse a gyermek páciens az Automata forgatásos/Komprehenzív kezelőszékbe

Nyissa ki a kezelőfülke ajtaját. Csavarozza le a fejtámaszt és távolítsa el. Csúsztassa a kampót a biztonsági öv nyílásán át, hogy a kampó a gyermekülés mindkét oldalán elérhető legyen. Erősítse a gyermekülést és a szivacsot a kezelőszék ülésének a tetejéhez úgy, hogy a kampókat a szék keretének a függesztőszemébe helyezze. Az ülés öl- és váll biztonsági övét nem kell bekapcsolni. Helyezze a páciens az ülésbe és csatolja be a gyermekülés biztonsági övét (lásd: Figure 3.5-4).




Ábra 3.5-4 A gyermekülés behelyezésének a sorozatképe az AT/C kezelőszékbe (balról jobbra)

3.5.3 Elektródák felhelyezése és impedancia teszt az ENG értékeléshez

Ha ENG elektródákkal vizsgál egy páciens (ENG értékelés), a páciens a megfelelő elektróda elrendezéssel kell előkészíteni. A működtető személynek DataLink vagy ENG opcióval kell rendelkeznie az Orion/System 2000 AT/C kezelőszék részeként a vizsgálat elvégzéséhez.

Kétféle elektróda elrendezés áll rendelkezésre: bi-temporális és binokuláris. Általában a bi-temporális elrendezést használják az ENG értékeléshez. Ha a páciens diszkonjugált szemmozgást mutat, binokuláris montázs használható az ENG értékeléshez. Ezeknek a módszereknek az alapján a működtető személy számára négy eltérő elrendezés lehetőség elérhető a szoftverben az alábbiak szerint (Figure 3.5-5).



Ábra 3.5-5 Elektróda elrendezés pozíciók az ENG vizsgálathoz

A páciensre a kiválasztott elrendezés típus alapján kell az elektródákat felhelyezni. A működtető személy a szoftverben mutatott ábrák címkéi alapján ellenőrizheti az elektródák helyét. Az alapértelmezett elrendezés a következő helyen állítható be: *Configuration > System Default Settings > ENG*. A vizsgálat megkezdése előtt a páciens bőrét meg kell dörzsölni alkoholmentes szivacskövel és meg kell szárítani az elektródák elhelyezése előtt. A vizsgálat megkezdése előtt fontos az impedancia teszt elvégzése (tekintse meg a *További információkat* vagy a 3.5.3 részt), hogy ellenőrizze az elektródák jelvételeit. Miután az impedancia szint elfogadhatónak bizonyul, a működtető személy folytathatja a teszt sorozat egy-egy vizsgálatának kalibrálásával, amelyet a tényleges vizsgálat követ.

3.5.4 A vizsgáló szemüveg elhelyezése a páciensen

Ha vizsgáló szemüveggel vizsgálja meg a páciens, a vizsgáló szemüveget megfelelően kell felhelyeznie. Ellenőrizze a szemüveg borítójának a levételét, amikor a páciens arcára helyezi a szemüveget. Igazítsa meg a szíjat, hogy kényelmesen illeszkedjen a szemüveg. A letakart szemmel végzett vizsgálatához helyezze fel a borítót a szemüvegre. Kérje meg a pácienset, hogy erősítse meg, hogy nem szűrődik be fény. Ha a páciens fényt lát, igazítsa meg a szemüveget és szükség szerint szorítsa meg a szíjat.

3.6 Szem kép igazítás

Miután felhelyezi a vizsgáló szemüveget a páciensre, minden vizsgálat megkezdése előtt fontos megbizonyosodnia arról, hogy a kamera képe megfelelően legyen konfigurálva, hogy helyesen kövesse a páciens pupilláit.

A főképernyőn kattintson a „VIZSGÁLAT INDÍTÁSA” gombra, ami a vizsgálati képernyőre viszi. A kamera által a szemről felvett képek ekkor láthatók lesznek a vizsgálati képernyőn.



3.6.1 Szem kép beállítás:

A szemeket középre kell igazítani, hogy pupillák a kép ablak közepén jelenjenek meg, amikor a páciens egyenesen előre néz.

MEGJEGYZÉS: Ha a kép nem igazítja optimálisan középre a képet, akkor a szemkövető nem tudja rögzíteni a szemmozgásokat bizonyos pozíciókban.

Oldal szereléses vizsgáló szemüveg:

Oldal szereléses vizsgáló szemüveg használata esetén a kamerák oldalán található tükörbeállító és igazító gombokat használja a függőleges és vízszintes beállításokhoz, a 2.6.1.1 szakaszban leírtak szerint.

Felül szereléses vizsgáló szemüveg:

Felül szereléses vizsgáló szemüveg használata esetén, a képeket a szoftverből középre igazíthatja a szem középre igazítása gombbal, a 3.6.3 részben leírt szem eszközök menüben.


Elöl szereléses vizsgáló szemüveg:

Elöl szereléses vizsgáló szemüveg használata esetén használja a szem középre igazítása gombot a szem eszközök menüben és manuálisan igazítsa a kamerát a szemüveg nézetablakában. Ellenőrizze, hogy a kamerán lévő „UP” matrica felfele mutasson.

EyeSeeCam vizsgáló szemüveg:

Ha EyeSeeCam vizsgáló szemüveget használ, fordítsa úgy a kamerát a gömbcsuklóban, hogy a szem a kép közepére kerüljön. A kamera három irányban forgatható: vízszintes, függőleges és átlós. A három irányban egyszerre csak az egyikébe fordítsa a kamerát. Miután a szem az egyik irányban középre került, pl. vízszintes irányban, válassza ki a következő forgásirányt, pl. függőleges.

A középre igazítás lehetséges sorrendje az alábbiakban látható:



Ábra 3.6-1: A pupilla középre igazítása az EyeSeeCam vizsgáló szemüveg képén, három kamera fordítással.

3.6.2 Fókusz beállítás

A pupilla észlelésének az optimalizálásához fókuszálni kell a kamerát. Ez a gombok/lencse elfordításával lehetséges az adott vizsgáló szemüveg leírása szerint a 2.6.1 részben, amint a Figure 3.5-6 ábra mutatja. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben a képernyőn látható képet nézi. Hagyja abba a gomb forgatását, ha a pupilla körvonala és az íriszminta tiszta, még akkor is, ha a szem környezete elmosódott. Az infravörös tükröződés akkor a legkisebb, amikor a kamera optimális élességű. Binokuláris vizsgálószemüveg esetében a kamerákat külön kell beállítani.

MEGJEGYZÉS: Ha a kép nem optimálisan fókuszált, akkor a szemkövető nem rögzíti megfelelően a szemmozgásokat, ami hibás eredményekhez vezethet.




Ábra 3.6-2: Fókusz beállítása a különböző VNG és vHIT szemüvegeken



3.6.3 Szem eszközök menü

Amikor a vizsgálati képernyőn megérinti vagy a szem képe fölé viszi az egeret, megjelenik a Szem eszközök menü. A Szem eszközök menü öt gombot tartalmaz:

1. **Váltás a jobb szemre:** Kép- és szemkövetés engedélyezése / letiltása a jobb szemnél.
2. **Kattintson a szem közepre igazításához:** Középre igazítja a szemet a képeken (csak a felső és elülső szereléses vizsgáló szemüvegnél érhető el).
3. **Kattintson a szemkövető kiválasztásához:** Lehetővé teszi az operátor számára, hogy kiválassza a használni kívánt szemkövetőt.
4. **Küszöb váltás csúszkák:** Lehetővé teszi az operátor számára, hogy a megjelenő gördítősávok segítségével beállítsa a kép kontrasztját. A kontrasztot úgy kell beállítani, hogy a szemkövető célkereszt a pupilla közepén jelenjen meg, amikor a páciens középre, felfelé, lefelé, balra és jobbra néz. A kontraszt alapértelmezésben automatikusan beállítódik, és az egyes csúszkák alatti  ikonra kattintva visszaállítható az automatikus küszöbértékre.
5. **Váltás a bal szemre:** Kép- és szemkövetés engedélyezése / letiltása a bal szemnél.



Ábra 3.6-3: Szem eszközök menü

3.7 Kalibrálás

Minden szemkövető vizsgálatnál végezzen kalibrálást a szemek helyzetének és a nisztagnus sebességének pontos mérése érdekében. A kalibráció különösen fontos azoknál a vizsgálatoknál, amelyek a szemmozgásokat összehasonlítják egy ismert helyzetű és / vagy sebességű ingerrel (pl. szakkád, finom követés, tekintet, stb.).


MEGJEGYZÉS: Kalibrálást kell végezni minden alkalommal, amikor szemüveget / kamerát cserél, vagy elmozdítja a szemüveget vagy a kamerákat.

A VisualEyes™ 505, 515 és 525 esetében a kalibrálás elvégzéséhez inger monitor/TV vagy projektor szükséges. Az Orion Komprehenzív vagy Automata forgó kezelőszék használatakor a beépített lézert használja a kalibráláshoz. Az EyeSeeCam esetében javasolt, hogy mindig a szemüveghez rögzített lézert használja.



MEGJEGYZÉS: Ha a vizsgálatához hátradönthető forgatószéket használ, gondoskodjon arról, hogy:

- a kezelőszék a tévé képernyője/projektor képe felé nézzen;
- a páciens a képi ingerrel szemben középen helyezkedjen el;
- a szék pozíciója rögzített legyen, hogy ne fordulhasson el véletlenül a kalibrálás megkezdése előtt.

A VisualEyes™ 505 és 515 nem alkalmaznak vizuális stimulációt a vizsgálatokhoz. Így előfordulhat, hogy ezek a rendszerek nem rendelkeznek a kalibrálás elvégzéséhez szükséges monitorral, TV-vel vagy projektorral. Ebben az esetben a felhasználó kihagyhatja a kalibrálási lépést a vizsgálatokhoz, ha bekapcsolja a „Kalibrálás kihagyása” (Skip Calibration) opciót a tesztparamétereknél specifikus vizsgálatok alatt. A tesztparaméterek a *Protokollkezelésre* (Protocol Management) navigálva, a protokollban egy vizsgálat kiválasztásával és a „*Teszt szerkesztése*” (Edit Test) gombra kattintva találhatók meg. Ha a kalibrálást kihagyja, a rendszer az alapértelmezett kalibrációt fogja használni.



A kalibrálási képernyő a vizsgálati képernyőről nyitható meg a bal oldali panelen található „Kalibrálás” (Calibration) gombra kattintva. A kalibrálási képernyő a lábkapcsoló megnyomásával vagy a távirányító jobb gombjának megnyomásával is elindítható, amikor a Kalibrálás gomb fehér színnel van kiemelve.



Ábra 3.7-1: Kalibrálás képernyő

Miután belép a kalibrációs képernyőre, az operátornak meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő forrás és stimulus lett kiválasztva. Ehhez először válassza ki a forrást a legördülő menüben (1 - Figure 3.7-1), majd válassza ki a stimulust a legördülő menüben (2 - Figure 3.7-1).

Igazítsa a középpontba a páciens kalibrációs stimulust a középpontot megcélzó csúszkával (3 - Figure 3.7-1). A függőleges vizsgálatok továbbra is a képernyő közepéről jelenítik meg a célpontot, a vízszintes vizsgálatok azonban középpontot megcélzó csúszka által meghatározott középpontra igazítva mutatják a célt. Az Automata forgó vagy Komprehenzív kezelőszék használata esetén a célpontot a szék hátulján található lézer kézi beállításával lehet beállítani.

Ha a páciens távolsága eltér a rendszer alapértelmezett beállításában megadott páciens távolságtól, akkor ezt gyorsan beállíthatja az adott kalibrációhoz a Speciális beállítások (6 - Figure 3.7-1) megadásával. Innen a célméret is beállítható, például ha a páciens látássérült és nem látja az alapértelmezett célméretet.

A kalibrálás a „Kalibrálás elindítása” (4 - Figure 3.7-1) megnyomásával indítható el. A kalibrálás elvégzéséhez lásd a 3.7.1 - 3.7.5 részben található utasításokat.



Ha nem tudja elvégezni a kalibrálást, használja az alapértelmezett kalibrálást az „Alapértelmezett kalibrálás használata” (5 - Figure 3.7-1) gombra kattintva. Ez az alapértelmezett kalibrációs beállítások használatára állítja a VisualEyes™ rendszert, amelyek csak hozzávetőleges kalibrációs értéket adnak meg. Ne feledje, hogy az okulomotoros vizsgálatok eredményeit és a nystagmus sebességét óvatosan kell értelmezni.

A kalibrálás további részletei grafikus vagy táblázatos formában is megjeleníthetők a „Kalibrálás részletei” (7 - Figure 3.7-1) megnyomásával.

3.7.1 Sztenderd kalibrálás


A sztenderd kalibrálás egy 5 pontos kalibrálás, ahol a páciens arra utasítják, hogy tartsa a fejét mozdulatlanul a stimulus képernyővel szemben, és nézzen az 5 célpontra, amint azok megjelennek a stimulus képernyőn. A kalibrációs képernyőn egy nagy sárga pont látható, amely az aktuális célpontot jelöli, amelyet a beteg néz. A szoftver alapértelmezés szerint néhány másodperc múlva automatikusan elfogadja a fixálási pontokat, majd továbblép a következő célpontra. Előfordulhat, hogy egyes pácienseknél nem sikeres a fixálás automatikus észlelése. Ilyen esetekben a kalibrált szem videóképének a képernyőn történő megfigyelésével, rákattinthat a „Pont elfogadása” gombra, ha a páciens a kalibrációs pontra néz. Ilyen esetekben a „Pont elfogadása” (Accept point) gombra kattintva manuálisan elfogadja az értéket, és a következő célpozícióra lép. Ha a szoftver elfogadta a célpontot, a kalibrációs képernyőn az adott célpozíciónál egy sárga pipa jelenik meg.



Ábra 3.7-2: Kalibrációs képernyő a sztenderd kalibrálás során. Egy sárga pipa jelenik meg az elfogadott célpozíciónál

A kalibrálás befejezése után a pipák zöldre váltanak, ha a kalibrációs értékek az elfogadható tartományon belül vannak (Figure 3.7-3). Ha a kalibrációs értékek nem elfogadhatók, a pipák pirosra váltanak, és a kalibrálást meg kell ismételni ezeknél a pontoknál.


Amikor az összes célpont zöld színű, nyomja meg az „Elfogadás és bezárás” gombot. Ez bezárja a kalibrációs képernyőt, és a rendszer készen áll a vizsgálatok elvégzésére.



Ábra 3.7-3: Befejezett sztenderd kalibrálás, a kalibrációs értékek az elfogadható tartományon belül vannak

3.7.2 Torziós kalibrálás

A torziós nyomkövető vizsgálatok esetében (pl. Dix-Hallpike vizsgálat, okuláris szembefordítás és laterális fejforgatás) torziós kalibrálást kell végezni a vizsgálat előtt. Ezeknél a vizsgálatoknál **Torziós kalibrálás** gomb jelenik meg a kalibrálás képernyőn (Figure 3.7-4). A gombra kattintva megnyílik a Torziós kalibrálás képernyő.




Ábra 3.7-4: Torziós kalibrálás gomb

Kérje a páciens, hogy nézzen előre, majd kattintson az Automatikus észlelés gombra. A szoftver a nyomkövetés forgatásához jó kontrasztú irális szegmenst választ. A nyomkövetési terület a szem alatti csúszkával állítható.


Ha a torziókövetőt sötétben, kitágult pupillákkal kívánja használni, nagyon fontos, hogy sötétben végezze a torzió kalibrálását kitágult pupillákkal. Ha lehetséges, kérje meg a páciens, hogy nézzen kissé felfelé - így jobban láthatóvá válik az írisz.

A követési területet jelző fehér kört a nem töltheti meg a pupilla, mivel ez instabil torziókövetéshez vezet (Figure 3.7-5).



Ábra 3.7-5: A nyomkövetési terület beállítása a Torziós kalibrálás képernyőn

A beállítások elvégzése után kattintson a Referencia beállítás gombra. A célkereszten most egy kör lesz látható. Ellenőrizze, hogy a torziós szög reagál-e a páciens szemmozgására. Ha nem, akkor módosítsa a nyomkövetési területet, és a frissítéshez kattintson a Referencia beállítás gombra. A kalibrálási beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a Bezárás gombra (Figure 3.7-6).



Ábra 3.7-6: Torziós célkeresztek a Torzió kalibrálási képernyőn kiválasztott referencia területtel

3.7.3 EyeSeeCam kalibrálás

Az EyeSeeCam vizsgáló szemüveg esetében először a sztenderd kalibrálást kell elvégezni. Nyissa meg a kalibrálás képernyőt, válassza ki az *EyeSeeCam*-et bemeneti forrásként, az *EyeSeeCam lézert* pedig stimulusként, majd kattintson a kalibrálás megkezdésére. A sztenderd kalibrálás a 3.7.1 szakaszban leírt eljárást követi, azzal a különbséggel, hogy az EyeSeeCam lézer mindig 5 álló pontot mutat, ezért a kezelőnek utasítania kell a páciens, hogy egyszerre csak egy pontra fókuszáljon. A kalibrálás képernyőn látható nagy sárga pont azt a célpontot mutatja, amelyre a páciensnek összpontosítania kell.






MEGJEGYZÉS: Az EyeSeeCam vizsgáló szemüveggel nem érhető el a fixálás automatikus észlelése, ezért a pontokat manuálisan kell elfogadni, a bal panelen a „Pont elfogadása” gombra kattintva.


A sztenderd kalibrálás befejezése után el kell végezni a fej kalibrálását.

Amikor az EyeSeeCam van kiválasztva bemeneti forrásként, megjelenik a *Fej kalibrálás* gomb (Figure 3.7-7). Erre a gombra kattintva megnyílik a Fej kalibrálás képernyő.




Ábra 3.7-7: Az EyeSeeCam kalibráláshoz elérhető Fej kalibrálás gomb

Kérje meg a páciens, hogy egy pontra fókuszáljon, majd a fej kalibrálásának megkezdéséhez kattintson az „Elindítás” gombra. Kérje meg a páciens, hogy lassan rázza meg a fejét vízszintesen. A fej velicitás útmutató jelzi a fej mozgásának a megfelelő sebességét. Amikor a csík zöld, elérte a megfelelő sebességet, és a rendszer nyomon tudja követni a fej mozgását. Néhány másodperc múlva a rendszer függőleges kalibrálásra vált, és meg kell kérnie a páciens, hogy lassan mozgassa a fejét függőleges irányban.



Ábra 3.7-8: EyeSeeCam Fej kalibrálás

Miután mindkét síkkal végez, megjelennek a fej kalibrálás eredményei. A grafikonoknak egy keresztet kell ábrázolniuk függőleges és vízszintes vonalakkal, amint az a Figure 3.7-9 ábrán látható. Az operátor ezt elfogadhatja és bezárhatja, vagy újra elvégezheti a kalibrálást. Miután az „Elfogadás és bezárás” gombra kattint, a rendszer készen áll a vizsgálatokra.



Ábra 3.7-9: EyeSeeCam Fej kalibrálás eredmények



3.7.4 ENG kalibrálás és impedancia vizsgálat

Ha a „DataLink” vagy az „ENG in Chair” van kiválasztva bemeneti forrásként, megjelenik az „Impedancia vizsgálat” gomb és a „Nyomvonalak középre igazítása” gomb a kalibrálás képernyő bal oldalán. Az Impedancia vizsgálat gombra kattintva megnyílik az Impedancia vizsgálat képernyő (Figure 3.7-10). Az impedancia vizsgálat az *Alapértelmezett rendszerbeállítások > ENG* menüpontból is elvégezhető.



Az Impedancia vizsgálat képernyőn az operátor kiválaszthatja a kívánt elektróda-montázst a legördülő menüből. A kép bemutatja az elektródák páciensre való helyezésének az utasításait.


Az „Elindítás” gombra kattintva ellenőrzi az elektródákat és jelenti az impedanciát.

Ha az impedancia mérés eredménye legfeljebb 10 kOhm, az elektróda „Jó” jelölést kap, zöld színnel jelezve.

Ha az impedancia mérés eredménye 11 és 15 kOhm közötti, az elektróda „Közepes” jelölést kap, sárga színnel jelezve. Ha az impedancia mérés eredménye 16 és 20 kOhm közötti, az elektróda „Rossz” jelölést kap, piros színnel jelezve.

Előfordulhat, hogy nincs tiszta ENG jel. Ez a „Nincs csatlakozás” jelölést kapja, fekete színnel jelezve.

Ha az elektródák jó (zöld) vagy közepes (sárga) impedanciát mutatnak, akkor a továbblépéshez kattintson az „Elfogadás és bezárás” gombra az Impedancia vizsgálati képernyőből való kilépéshez. Ha rossz az impedancia, az operátor egy perc múlva megismételheti a tesztet a „Mindent megismétel” gombra kattintva, és ha továbbra is rossz az eredmény, ajánlott az elektróda-érzékelő eltávolítása, a bőr ismételt előkészítése és az elektródák ismételt felhelyezése. Az operátor rákattinthat egy adott szenzorra is, hogy csak annak a szenzornak mérje meg az impedanciáját ismételten.




Ábra 3.7-10: Impedancia vizsgálati képernyő.



Az impedancia teszt elvégzése után elvégezheti a sztenderd kalibrálást a 3.7.1 szakaszban leírt eljárás szerint.

Ha a vízszintes és függőleges elektróda nyomvonalak elmozdulást mutatnak, a nyomvonalakat manuálisan középre igazíthatja a **Nyomvonalak középre igazítása** gomb segítségével. Ha a páciens szemmozgása nem jelenik meg az elektróda nyomvonalakon, akkor a nyomvonalak alatt beállítható a Jelerősítés a páciens elektróda jeleinek az erősítéséhez (Figure 3.7-11).



Ábra 3.7-11: Sztenderd kalibrálás ENG-vel



3.8 A vizsgálati képernyő

A rendszer és a páciens előkészítése után elvégezhetők a vizsgálatok. A vizsgálati munkamenetbe való belépéshez válassza ki a kívánt protokollt, és kattintson a főképernyőn a „VIZSGÁLAT ELINDÍTÁSA” gombra.





Amikor a „VIZSGÁLAT ELINDÍTÁSA” gombra kattint, a szoftver megnyit egy vizsgálati munkamenetet a kiválasztott protokoll első vizsgálatával kezdve. Ha a mai napon már létrehoztak egy munkamenetet ugyanazzal a protokollal a kiválasztott beteg számára, akkor a szoftver onnan folytatja, ahol az előző munkamenetet abbahagyta.

A vizsgálati képernyő megjeleníti a kamerák képeit, a vizsgálat időtartamát mutató számlálót, valamint a vizsgálatához tartozó grafikonokat és vezérlőket.

A bal panelen vannak az operátor vezérlő gombjai. A panelen lévő gombok vizsgálatonként eltérők. A leggyakoribb gombok az általános vezérléshez az alábbiak:

Vizsgálat menü, megnyitja a munkamenet fát, amely lehetővé teszi az operátor számára az aktuális vizsgálati munkamenet megtekintését.



Kezdőlap gomb, visszatér a főképernyőre.




Felfelé mutató nyíl, kilép az aktuális alvizsgálatból, és az egyéni alvizsgálat összegző képernyőre lép.



Ideiglenes beállítások, megnyitja az adott vizsgálat ideiglenes beállításait, lehetővé téve az operátor számára, hogy ideiglenesen megváltoztassa a paramétereket.



Vissza és Tovább, a protokoll vizsgálat listáján az előző vagy a következő vizsgálatra / alvizsgálatra lép.





ELINDÍTÁS, elindítja a kiválasztott vizsgálatot.

START

Időzítő, megjeleníti a hátralévő / eltelt időt a kiválasztott számlálási stílus alapján.

30^s

Idő hozzáadása, 30 másodpercet ad hozzá a számlálón hátralévő időhöz.

+ Add Time

3.9 A vizsgálatok elvégzése

Ez a rész rövid leírást tartalmaz a VisualEyes™ rendszerrel elérhető vizsgálatok elvégzéséről. A részletes leírásért, kérjük, tekintse meg a *További információk* dokumentumot.

3.9.1 VisualEyes™ 505, VisualEyes™ 515 és VisualEyes™ 525

3.9.1.1 Video Frenzel

A Video Frenzel vizsgálat a *VisualEyes™ 505* és a *VisualEyes™ 525* rendszerrel elérhető. A Video Frenzel egy alapvizsgálat, amely elemzés nélkül rögzíti a páciens szemmozgását. A vizsgálat során nincsenek időbeli korlátok a szemről készített felvételen és a vizsgálat végrehajtásához nincsenek kalibrációs követelmények. Ezt általában manuális analízishez használják.

3.9.1.2 Spontán nisztagnus

A spontán nisztagnus vizsgálat minden VisualEyes™ rendszerrel elérhető. Ez egy szem letakarásos vizsgálat, a páciens egyenesen előre néz úgy, hogy fel van helyezve a vizsgáló szemüveg borítója. A működtető személy a számítógép képernyőjén vagy a TV vagy a projektor képén láthatja a páciens szemét. A vizsgálat elindításakor megjelennek a szem pozíciós diagramok. A nisztagnus ütéseket a gyors fázis kezdeténél háromszögek jelzik. Jelentős nisztagnus észlelése esetén az átlagos lassú fázisú sebesség (a.SPV) megjelenik az oszlopprafikonon a szem pozíció felvételek jobb oldalán. A vizsgálat végén a szoftver zöld színnel jelöli a nisztagnus lassú fázisú sebességét.

3.9.1.3 Szemmozgás vizsgálatok

A szemmozgás vizsgálatok közé tartozik a tekintés, a finom követés, a véletlenszerű szakkád, szakkádiometria és az optokinetikus vizsgálat és ezek részvizsgálatai. A vizsgálatokat a vizsgáló szemüveg borítójának az eltávolításával végezzük, hogy a páciens követhesse a TV vagy projektor képernyőjén mozgó vagy a kabinfalra lézerrel vetített célpontokat. A tekintés vizsgálat során a páciens álló célpontokat néz amelyek középen, jobbra, balra, fönt és lent helyezkednek el. A véletlenszerű szakkád vizsgálat során a célpont véletlenszerűen mozog vízszintes, függőleges vagy vegyes irányban, amit a páciens a szemével követ. A finom követéses vizsgálat azt vizsgálja, hogy páciens képes-e szinuszos minta szerint mozgó célpont követésére a képernyőn. A célpont sebessége 0,1 Hz-ről 0,5 Hz-re növekszik 0,1 Hz-es lépésekben. Az optokinetikus vizsgálat a szemmozgást vizsgálja egy nagy mozgó sakktábla mintázat inger vagy az optokinetikus dob által a vizsgálófülke falára vetített csíkos mintázat jelenlétében. Minden szemmozgás vizsgálat közben valós idejű grafikus adat jelenik meg, hogy segítse a klinikust az egyes vizsgálatok eredményének az értelmezésében.

3.9.1.3.1 Tekintés vizsgálat


A tekintés vizsgálat során szemmozgás mérés történik, amely során a páciens egy álló célpontra rögzíti tekintetét. Az alszvizsgálatok során a páciens különböző célpontokra tekint 10 másodpercen át az alapértelmezett beállítások szerint. A vizsgálat kezdetén a célpont a képernyő középső részén jelenik meg két másodpercig, majd a részvizsgálat tulajdonságai szerint meghatározott helyen jelenik meg. Az alapértelmezett tekintés vizsgálat a következő pozíciókat vizsgálja: közép, bal, jobb, fent és lent.



A tekintés vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumban.

3.9.1.3.1.1 Nyaki tekintés

A nyaki tekintés alvizsgálat a *VisualEyes™ 525* Tekintet protokolljában elérhető. Az alvizsgálatot ülő helyzetben végezzük, 45 fokkal elfordított testhelyzetben. A vizsgálathoz javasolt a *VORTEQ™* IMU szenzor használata, hogy a fejmodell segítse a páciens helyes fejtartását a szemmozgások rögzítése során.



Fordítsa a fejet a 0 fokos helyzetbe

3.9.1.3.2 Finom követés

A finom követés vizsgálat során a páciens az stimulus képernyőn oda-vissza mozgó célpontot követ s szemével. A stimulus célpont sebessége minden második ciklusnál növekszik. A finom követés vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumában.

3.9.1.3.2.1 Nyak elfordításos finom követés vizsgálat (SPNT)

Az alvizsgálat a *VisualEyes™ 525* Finom követés protokolljában elérhető.

Az SPNT alvizsgálat a normál vízszintes követés vizsgálatból indul, amihez később két további vizsgálati állapot adódik 45 fokkal jobbra vagy balra fordított nyakkal. Ehhez a páciensnek 45 fokkal az egyik irányba kell fordítania a testét, míg a feje/szeme a stimulus felé néz. A vizsgálatot végző személy a *VORTEQ™* szenzorral segítheti a páciens helyes test- és fejhelyzet felvételében. A semleges és az elfordított nyak helyzet közötti gain összehasonlítása adja meg az SPNT gain értékét a vizsgált frekvenciákon.



Pozíció



Nulla pozíció




3.9.1.3.3 Véletlenszerű szakkád

A szakkád vizsgálat során a páciens szeme egy véletlenszerűen mozgó, egyik oldalról a másikra ugráló célpontot követ. Az alapértelmezett szakkád vizsgálatban a célpont vízszintes irányban mozog, de opcionális függőleges és kevert alvizsgálatok is elérhetők. A páciensnek a célpontra kell rögzítenie a tekintetét, majd gyors szemmozgással (szakkád) a következő célpontra kell néznie. Ideális esetben a szakkád egyetlen gyors mozgásból áll, amely a tekintet következő célpontra való rögzítéséhez vezet.

A véletlenszerű szakkád vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumban.

3.9.1.3.4 Saját tempójú szakkádok

A saját tempójú szakkád vizsgálat egy mért hosszúságú vizsgálat, amely során a páciens magától végzi a gyors szemmozgásokat két álló célpont között rögzített időtartamban (az alapértelmezett 30 másodperc és 15 fok). A felhasználó testreszabhatja a vizsgálat időtartamát és a stimulus kitérését. A vizsgálat vízszintesen és függőlegesen is elvégezhető.



Saját tempójú szakkádok

A saját tempójú szakkád vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumban.

3.9.1.3.4.1 Szakkádometria

A szakkádometria a páciens fix szakkádokra adott válaszát elemzi. A vizsgálat során a páciens a megjelenített célpontot követi (proszakkádok), miközben a célpont megjelenítésével ellentétes irányba néz (antiszakkádok). Az alapértelmezett vizsgálatban található egy alvizsgálat 100 proszakkád ugrással 10°-ban, amit egy alteszt követ 60 antiszakkád ugrással 10°-ban. Minden alvizsgálatban három célpont pozíció van. A szakkádometria hosszú és repetitív, így a páciens elveszítheti koncentrációképességét vagy elfáradhat a vizsgálat során.

A szakkádometria vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumban.

3.9.1.4 Optokinetikus

Az optokinetikus vizsgálat egy nagy, mozgó mintával történő stimuláció során vizsgálja a szemmozgást. A VisualEyes™ 525 szoftver többféle stimulus minta létrehozására képes, amelyek vízszintes vagy függőleges irányban mozognak a tévé vagy kivetítő képén.

Az optokinetikus vizsgálat részletes leírását, kérjük, tekintse meg a VisualEyes További információk dokumentumban.

3.9.1.5 Okuláris ellenirányú elfordulás

Az okuláris ellenirányú elfordulás vizsgálatához a páciens elbillenti a fejét, majd megtartja ezt a pozíciót. A vizsgálatához oldalsó/elülső/felső foglalatatos kamerával ellátott vizsgálószemüveg használható. Ha a felhasználó a VORTEQ™ IMU-érzékelőt is szeretné használni a teszthez, akkor a vizsgálatot oldalsó vagy felső foglalatatos szemüveggel is elvégezheti, mivel ezek kompatibilisek az érzékelő rögzítéséhez. Ellenőrizze, hogy a páciens egyenesen ül-e a székben. A vizsgálat kezdete előtt a felhasználó lépjen be a „Calibration”



(kalibrálás) menüpontba, majd a „Torsion Calibration” (torziós kalibrálás) menüpontba az írisz mintázat megállapításához. A vizsgálat során a páciensnek közepén kell tartania a fejét, ezután balra kell döntenie és úgy maradnia, majd jobbra döntenie és úgy maradnia. Ha a vizsgálatot a VORTEQ™ IMU-val végezzük, a felhasználó számára a 3D-s fejmodellel könnyítjük meg a fejmozgás követését. A részletes leírásért olvassa el a további információkat tartalmazó dokumentumot.

3.9.1.6 Dix Hallpike

A Dix Hallpike vizsgálat a *VisualEyes™ 515* és a *VisualEyes™ 525* rendszerrel elérhető. Ez egy szem letakarásos vizsgálat, amelyet vizsgálóágyon/hátradönthető kezelőszékben végeznek.

A Dix Hallpike vizsgálat szüneteltethető, hogy a felhasználó megvárhassa, amíg a páciens visszatér ülő helyzetbe a műtermékek csökkentése érdekében. Amikor a páciens ülő helyzetben van a hátradönthető kezelőszékben, távolítsa el az Orion vagy a System 2000 fejtámláját és tegye félre. Az ELM gombbal oldja ki a széket (Orion) vagy oldja ki a fékpedált (System 2000) és szükség szerint fordítsa el a széket úgy, hogy a pácienssel együtt teljesen hátradönthető legyen. Kérje meg a páciens, hogy oldja ki a biztonsági övet. Amikor a normál Dix-Hallpike testhelyzetbe állítja a páciens, a fej lelóg a szék kerete mellett és a vizsgáló személy tartja meg. Helyezze el a páciens úgy (a magasságától függően), hogy a páciens feje lelógjon a szék végén, de meg legyen támasztva. Ha kényelmes, a páciens ülő helyzetben is lehet úgy, hogy a lába a vizsgálószék két oldalán lelóg az egyensúly megtartása végett. Használja a hátradöntő kart a szék hátradöntéséhez hanyattfekvő helyzetbe.

A páciens egyenesen előre néz úgy, hogy fel van helyezve a szemüveg borítója szem letakarásos helyzetben. Engedje le a páciens a Dix-Hallpike pozícióba úgy, hogy megtartja a páciens fejét, aki vizsgáló szemüveget visel. A szemmozgás felvételének az elindításához használja az RF távirányítót, a láb pedált vagy az oldalkapcsolót. Két csipogás jelzi, amikor a vizsgálat során vissza kell emelni a páciens az ülő testhelyzetbe. Az RF távirányító, a lábpedál vagy az oldalsó kapcsoló használata korábban befejezi a hanyattfekvéses testhelyzetet, és két csipogó hanggal jelez, hogy a felhasználó szükség esetén korábban befejezhesse a vizsgálatot.

A *VisualEyes™ 505*-höz, *VisualEyes™ 515*-höz és *VisualEyes™ 525*-höz elérhető VORTEQ™ Assessment csomaggal a vizsgálat fejlesztett változata is hozzáadható. Ez tartalmazza a visszajelzést a vizsgálatot végző személy számára a helyes fejhelyzetről valamint a torziós szemmozgás vizsgálatát. A speciális Dix Hallpike vizsgálatról a *Speciális Dix Hallpike vizsgálat* részben található további tájékoztatás.



ábra 3.9-1 Kezelőszék hanyattfekvő pozícióban a Dix-Hallpike vizsgálatához eltávolított fejtámlával (Orion és System 2000).

3.9.1.7 Pozicionálás

Ez egy szem eltakarásos vizsgálat, amelyet vizsgálóágyon/hátradönthető kezelőszékben végeznek. Ha hátradönthető kezelőszéket használ a vizsgálatához, szerelje fel a székre a fejtámlát (Orion és System 2000). Biztosítsa a széket a System 2000 hátradönthető kezelőszék lábpedáljával. Szükség esetén ne kapcsolja a fejtámlát (Orion és System 2000) a vizsgáló szemüveghez, mert a páciens feje különböző pozíciókban lesz a vizsgálat során. Ki kell csatolni a biztonsági övet. A működtető személy megtámasztja a széket majd leengedi a széket és a páciens hanyattfekvő helyzetbe. Végezze el a részletvizsgálatokat, és segítse a páciens minden új fej- és testhelyzetbe szükség szerint. Miután az adott pozícióba segíti a páciens fejét és testét, használja az RF távirányítót, a láb pedált vagy az oldalkapcsolót a felvétel elindításához. A vizsgálat befejezését követően kérje meg a páciens, hogy feküdjön a hátára, majd nyomja meg a szék hátradöntő karját és emelje vissza a széket a pácienssel együtt ülő helyzetbe.



ábra 3.9-2 Hanyattfekvéses pozicionális vizsgálat.

3.9.1.8 Kalorikus vizsgálat

A kalorikus vizsgálatot takarólemezzel végezzük kítakart látómezős vizsgálat esetén.

Megjegyzés: A páciensnek hátradöntött helyzetben kell lennie, a fej 30 fokos dőlésszögben, hogy a vesztibuláris szerv a megfelelő síkban legyen a kalorikus irrigációval történő stimuláláshoz. A hátradöntött pozícióra sor kerülhet hátradönthető forgó vizsgálószékekben vagy ágyon 30 fokkal megdöntött fejjel. A hátradönthető forgó vizsgálószékeken egy mérce jelöli a 30 fokos szöveget. A szög VORTEQ™ szenzorral is mérhető.

A kalorikus vizsgálat kiválasztásakor a VisualEyes™ elindítja az irrigátort a kiválasztott meleg vagy hideg hőmérsékleten. Az irrigátor állapota a bal menü panelen jelenik meg. Amikor eléri a megfelelő hőmérsékletet, az állapot „Kész”-re (Ready) változik és csipogó hanggal jelez a felhasználónak. Az adatrögzítés elindításához nyomja meg a gombot az AirFx vagy AquaStim irrigátor kézikarabján. A vizsgálat megszakításához három másodpercig tartsa nyomva az irrigátor kézikarabján lévő gombot. Figyelem elvonó feladatokat kell végeztenni a kalorikus vizsgálat során, hogy a páciens ne nyomhassa el a nisztagmust.

A spontán nisztagmus vizsgálatot kalorikus alvizsgálatként is el lehet végezni, ami akkor javasolt, ha a spontán nisztagmus jelen van a kalorikus pozícióban. A spontán nisztagmus észlelésekor az átlag SPV érték használható a kalorikus összegzés korrekciójára a Spontán Korrekció opció választásával a bal menü panelen.

Ha véletlen rossz fület vagy rossz hőmérsékletet vizsgált, egy üzenet jelenik meg az alvizsgálat végén, amely megkérdezi, hogy rossz vizsgálatot hajtott-e végre. Az üzenet megjelenésekor elérhetők lesznek a lehetőségek, hogy a megfelelő fülre vagy hőmérsékletre váltson. Szükség esetén a vizsgálatot követően megváltoztatható a beállítás.

A kalorikus vizsgálat megjelenítheti a szem pozíció nyomkövetését, pod diagramban vagy opcionális oszlopgrafikonként vagy Freyss diagramként vagy Claussen grafikonként vagy Haid Stoll grafikonként vagy teljes amplitúdóként vagy eredménytáblázatban. A féloldali gyengeség, az irány túlsúly és a halmazott lassú fázis sebesség információ az összegző képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

Ha hátradöntött széket használ, győződjön meg róla, hogy az a vizsgálat előtt hátradöntött helyzetben és rögzítve van-e. A működtetési lépések a használt székrendszer típusától függően változhatnak. Tekintse meg a System 2000 és az Orion hátradönthető szék alábbi lépéseit.

Szék típus	Kalorikus vizsgálat előtti lépések
System 2000 hátradönthető szék	Nyomja be a lábfeket, hogy a szék ne foroghasson. A vizsgálat elvégzése előtt az ülés alatt található szögmérő segítségével állítsa be a szék háttámláját harminc fokra a vízszinteshez képest.
Orion hátradönthető szék	A vizsgálat elvégzése előtt az ülés alatt található szögmérő segítségével állítsa be a szék háttámláját harminc fokra a vízszinteshez képest. Rögzítse a széket a VisualEyes™ szoftverből.



ábra-3.9-3: Hátradöntött szék a kalorikus vizsgálathoz kalorikus szögmérővel és dőlésszög számlappal

3.9.1.9 Forgatószékes vizsgálatok

A VisualEyes™ rendszer opcionális forgó kezelőszékekkel további vizsgálatok elvégzésére is képes, ezek többek között a Szinuszos változású harmonikus gyorsítás (SHA), lépéses forgatás vizsgálat, a VOR elnyomás és a Vizuális VOR. A forgatószékes vizsgálatot letakart vizsgáló szemüveggel vagy a vizsgálófülkében végezzük a kitakart látótér érdekében. A forgatószékes vizsgálatokhoz ülő pozícióba állítjuk a forgatószéket. Ellenőrizze, hogy ki legyen oldva a lábpedál a System 2000 hátradönthető kezelőszék esetén. Figyelemelterelő feladatokat kell végeztetni az SHA és a lépéses forgatás során, hogy a páciens ne nyomhassa el a nisztagmust.

Szinuszos harmonikus gyorsítás (SHA)

A szinuszos változású harmonikus gyorsítás vizsgálatot a szem letakarásával végezzük. A vizsgálat során a páciens szinuszosan elfordul bal, majd jobb irányba 0,01 Hz-től 0,64 Hz-ig terjedő oktáv frekvenciákon a System 2000 és az Orion kezelőszékek esetében. A gain, a fázis és az (a)szimmetria grafikon a szem sebesség és a szem pozíció nyomkövetésével együtt megjelenik.

Sebesség lépéses forgatás vizsgálat

A lépés sebesség vizsgálatot (Velocity Step Test) a szem letakarásával végezzük. A páciens egy irányba kell forgatni állandó sebesség mellett több másodpercig, majd meg kell állítani a széket a felvétel folytatása mellett. Ugyanezt elvégezzük az ellentétes irányban is. A négy lépést ezután meg kell figyelni gain, időállandók és (a)szimmetria szempontjából. A lépés sebesség vizsgálatokat alapértelmezésben 50°/másodperc és 180°/másodperc beállításon végezzük, a szabvány opció pedig 100°/másodperc. Továbbá lehetőség van a vizsgálat elvégzésére 10 és 200°/másodperc közötti sebességgel. A spontán nisztagmus korrekció belefoglalása véget spontán nisztagmus alvizsgálatot adhat a lépés sebesség vizsgálatához, ami megadja a nisztagmus alapértékét. Megjelenik a szem sebesség és az szem pozíció nyomkövetés.

VOR elnyomás

A VOR elnyomás vizsgálat ugyanúgy végezhető, mint az SHA, azzal a kivétellel, hogy felgyullad a fixációs fény a vizsgálószemüvegben, hogy a páciens a célpontra összpontosítson a forgás közben, hogy elnyomja a választ. A vizsgálószemüveg takarólemeze a hátradönthető székeken fenn kell lennie. A vizsgálószemüveg takarólemezt mindig levesszük az Orion/System 2000 AT/C elsőtétített- vizsgálófülkéjében végzett vizsgálatok esetén. A vizuális VOR szintén hasonlít az SHA vizsgálatához, de azt a szem letakarása nélkül végezzük. A páciensnek a TV-n lévő célpontra kell összpontosítania a hátradönthető szék esetén, az Orion/System 2000 AT/C szék esetén pedig a projektor képernyőjére vagy a fülke falán látható, álló csíkos mintázatra (lézer). A vizuális VOR vizsgálatot jellemzően csak 0,32 Hz-en végezzük.

Az Orion/System 2000 AT/C kezelőszékek tartalmazzák a szubjektív vizuális függőleges vizsgálatot az otolith funkció vizsgálatára. A vizsgálat során levesszük a vizsgáló szemüveget a székről és a páciens fejét a fejtámlához rögzítjük. A statikus SVV vizsgálat során a páciens egy statikus vizuális függőleges értéket állít be a lézer csík elfordításával, úgy hogy a csíkot a páciens saját észlelt függőleges irányához igazítja. A dinamikus SVV vizsgálat során (ez csak automata forgatószékekkel végezhető) a szék 300 dps sebességgel forog és a középtengelyhez van igazítva. A szék ezután 4 cm-re balra, vissza középre, majd 4 cm-re jobbra mozdul, majd visszatér középre és lelassul, majd megáll. A páciensnek minden szék pozícióban az SVV távirányítóval az észlelt függőleges irányba kell igazítania a lézer vonalat.




3.9.2 VORTEQ™ Assessment


A VORTEQ™ Assessment csomag a *VisualEyes™ 505-höz*, a *VisualEyes™ 515-höz* és a *VisualEyes™ 525-höz* adható hozzá, és a következő vizsgálatokat tartalmazza: Dinamikus vizuális élesség (DVA), speciális Dix Hallpike, laterális fejdöntés, tekintet stabilizálás (GST) és funkcionális video fej-impulzus (fvHIT) vizsgálat. Valamennyi vizsgálatához a VORTEQ™ IMU használata szükséges.

A DVA, GST és fvHIT™ vizsgálatához először statikus vizuális látásélesség és vizuális feldolgozási idő vizsgálatot kell végezni. A részletes leírásért olvassa el a *További információkat*.

3.9.2.1 Statikus vizuális élesség (SVA)

A statikus vizuális élesség (SVA) a DVA/GST/ fvHIT™ vizsgálatok része, és a vizsgálatok első részeként elvégzendő. A vizsgálat lehetővé teszi a vizsgálatot végző személy részére, hogy megállapítsa a legkisebb

optotípust,  amelyet a páciens helyesen azonosít mozdulatlan fejjel.



Vizuális feldolgozási idő

3.9.2.2 Vizuális feldolgozási idő vizsgálat


A vizuális feldolgozási idő vizsgálat a DVA/GST/ fvHIT™ vizsgálatok része, és a vizsgálatok második részeként elvégzendő. A vizsgálat lehetővé teszi a vizsgálatot végző személy részére, hogy lássa, milyen

gyorsan látja meg a páciens az optotípust,  hogy a vizsgálat érvényes legyen. Lásd a fenti ábrát.



3.9.2.3 Nem teljes üzenet:

Ha a páciens tünetei túl súlyosak a DVA vagy GST vizsgálat elvégzéséhez, „nem teljes” üzenet jelenik meg.




Dinamikus vizuális élesség nem teljes üzenet

3.9.2.4 Dinamikus vizuális élesség (DVA)

Először végezze el a SVA és a vizuális feldolgozási idő alvizsgálatot. Az eredmények átmásolhatók a GST és fvHIT™ vizsgálatához.

A dinamikus vizuális élesség (DVA) vizsgálatához nem szükséges vizsgálószemüveg. A DVA vizsgálatkor a VORTEQ™ IMU-t rögzíteni kell a fejpántra. Gondoskodjon róla, hogy a páciens ülő helyzetben legyen.

Megjegyzés: A páciens és a vizsgálati képernyő közötti távolságot a képernyő mérete alapján kell optimalizálni. A szoftver figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a beteg túl messze ül. A vizsgálat kezdete


előtt rögzítésre kerül a páciens statikus látásélessége az  karakter fejrész nélkül meghatározásával. Ezután elindul a vizsgálat az egyes irányok vizsgálatával, miközben a páciens egy metronóm hangjára rázza a fejét. A páciensnek finoman ráznia kell a fejét egyik oldalról a másikra a vízszintes vizsgálatához, majd bólogatnia kell fel és le a függőleges vizsgálatához.

3.9.2.5 Tekintet stabilizálás

Először végezze el a SVA és a vizuális feldolgozási idő alvizsgálatot. Az eredmények átmásolhatók a DVA és fvHIT™ vizsgálatához.

A tekintet stabilizálás (GST) vizsgálatához nem szükséges vizsgálószemüveg. A GST vizsgálatkor a VORTEQ™ IMU-t rögzíteni kell a fejpántra. Ehhez a vizsgálatához nincs szükség vizsgálószemüvegre vagy forgatószékre. A páciensnek ülő helyzetben kell lennie a vizsgálóképernyő előtt, és ha forgatószéket használ, gondoskodjon arról, hogy az rögzítve legyen.

Megjegyzés: A páciens és a vizsgálati képernyő közötti távolságot a képernyő mérete alapján kell optimalizálni. A szoftver figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a beteg túl messze ül.


A vizsgálat kezdete előtt rögzítésre kerül a páciens statikus látásélessége az  optotípus karakter fejrész nélkül meghatározásával. A GST-vizsgálat során az optotípus mérete változatlan marad, de a fej sebessége megváltozik. A fej sebességét fok/másodpercben mérjük. Az eredményeket oszlopdiagram mutatja. A részletes leírásért olvassa el a *További információkat*.



3.9.2.6 Funkcionális video fej-impulzus vizsgálat (fvHIT™)

Először végezze el a SVA és a vizuális feldolgozási idő alvizsgálatot. Az eredmények átmásolhatók a GST és DVA vizsgálatához.

Az fvHIT™ vizsgálatához nincs szükség vizsgálószemüvegre. A vizsgálatkor a VORTEQ™ IMU-t rögzíteni kell a fejpántra. Gondoskodjon róla, hogy a páciens ülő helyzetben legyen. **Megjegyzés:** A páciens és a vizsgálati képernyő közötti távolságot a képernyő mérete alapján kell optimalizálni. A szoftver figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a beteg túl messze ül.

Az fvHIT™ a páciens képességét méri a képernyőn gyors fejjyorsítás közben rövid ideig megjelenő optotípus  elolvasására. A vizsgálat során a vizsgálatot végző személy egy gyors fejimpulzust ad a páciensnek (1000-7000 d/s), amelyre a páciens az optotípus irányával válaszol. Minden felimpulzus esetében megjelenik a képernyőn a fejmozgás csúcssebessége, és hogy a páciens helyes választ adott-e. A kördiagram valós időben jeleníti meg a fejmozgást. A VORTEQ™ szenzor a fej minden egyes gyorsulását méri. A páciens választát a távirányító használatával lehet rögzíteni vagy a vizsgálatot végző személy a vizsgálati képernyőn is beviheti a választ. Az adatgyűjtést követően minden felgyorsítás sebességhez tartozó helyes válasz százalék megjelenik egy grafikonon a fejimpulzusok mellett.

A fvHIT™ vizsgálatnak öt alvizsgálata van:

SVA

Vizuális feldolgozási idő

Laterális (jobb laterális, bal laterális)


LARP (bal első, jobb hátsó) és

RALP (jobb első, bal hátsó)

A fvHIT™ vizsgálatnál kapcsolatos további információkért, kérjük, tekintse meg a További tájékoztatás részt.

3.9.2.7 Speciális Dix Hallpike

A speciális Dix Hallpike vizsgálatához a VORTEQ™ IMU-t rögzíteni kell a vizsgálószemüvegre. A vizsgálatot a 3.9.1.6 szakaszban ismertetett Dix Hallpike vizsgálatához hasonlóan kell végezni. A Speciális Dix Hallpike azonban torziós szemmozgások rögzítését is lehetővé teszi, és a 3D-s fejmodell segítségével visszajelzést kap a páciens fejének helyzetéről. A fej térbeli helyzetét egy fekete sáv jeleníti meg a két pozíciós csúszkán. A pozíciós csúszkák árnyékolt területei a fej kívánt pozícióját mutatják. Amikor a fej a kívánt szögben van, az árnyékolt terület narancssárgáról zöldre vált.



3.9.2.8 Laterális fej billentés

A laterális fej billentés vizsgálatot a horizontális ívjárat BPPV azonosítására végezzük, és tartalmazza a 3D fejmodellt, amely segít a fej megfelelő pozicionálásában a vizsgálat során.


Győződjön meg róla, hogy a VORTEQ™ IMU csatlakoztatva van a vizsgálószemüveghez és be van kapcsolva. A vizsgálatot a beteg hanyattfekvő helyzetében (fekve) végezzük.

1. Fordítsa a beteg fejét 45 fokkal jobbra.



2. Fordítsa a beteg fejét 45 fokkal balra.

A fekete sáv a fej mozgását jelöli, és amikor a fej a helyes pozícióban van, az árnyékolt terület zöldre vált. Ha elérte az első pozíciót, legalább 20 másodpercig készítsen felvételt. Ezután nyomja meg az enter billentyűt, és folytassa a második lépéssel. Vegyen fel még legalább 20 másodpercet, majd állítsa le a vizsgálatot.



Ha befejezte a vizsgálatot, megjelenik egy összefoglaló képernyő, amelyen a művelet során rögzített nisztagnusokat ábrázoló oszlopdiagramok jelennek meg. A 6 fok/sec-nál nagyobb nisztagnus szürkével van kiemelve, és kóros eltérést jelez.



3.9.3 VORTEQ™ Functional Assessment

A VORTEQ™ Functional Assessment a *VisualEyes™ 505-höz*, a *VisualEyes™ 515-höz* és a *VisualEyes™ 525-höz* adható hozzá, és a dinamikus vizuális élesség és tekintet stabilizálási vizsgálatokat tartalmazza. Valamennyi vizsgálatához VORTEQ™ IMU és fejpánt használata szükséges.

3.9.4 VORTEQ™ Diagnostic

A VORTEQ™ Diagnostic a *VisualEyes™ 525-höz adható hozzá*, és az *aktív fejforgatás* és *vHIT VORTEQ™* vizsgálatokat tartalmazza. A vizsgálatokhoz a VORTEQ™ IMU használata szükséges.

3.9.4.1 vHIT VORTEQ™

Ellenőrizze, hogy a páciens ülő pozícióban legyen és vegye le a forgó kezelőszék fejtámaszát. Végezze el a kalibrálást a vizsgálat megkezdése előtt. A vizsgálatához oldalra/felülre felszerelt kamerával ellátott vizsgáló szemüveg használható. A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az IMU csatlakoztatva legyen és be legyen kapcsolva.

3.9.4.2 Aktív fejforgatás

Gondoskodjon róla, hogy a páciens ülő helyzetben legyen. Kapcsolja a VORTEQ™ IMU-t a binokuláris vizsgáló szemüveghez. A vizsgálat kezdetén a páciensnek egy metronóm alacsony frekvenciájú hangjára kell ráznia a fejét tíz másodpercig gyakorlásként, majd elindul a vizsgálat. A páciensnek finoman ráznia kell a fejét egyik oldalról a másikra a vízszintes vizsgálatához, majd bólogatnia kell fel és le a függőleges vizsgálatához. Ha rossz irányban végzi el a vizsgálatot, a működtető személy figyelmeztető üzenetet kap a szoftvertől.

3.9.5 EyeSeeCam vHIT

A vizsgálatot az EyeSeeCam vizsgálószemüveggel végezzük, és a SHIMP-teszttel együtt a laterális, RALP és LARP vHIT alvizsgálatokat is tartalmazza. Ügyeljen arra, hogy a páciens egyenesen üljön, és 1,5 méterre legyen attól a faltól, amelyre a vörös lézerpontokat vetítik. A vizsgálat előtt végezze el a kalibrálást a 3.7.3 szakaszban leírtak szerint.

3.9.5.1 Laterális vHIT


A laterális vHIT vizsgálat a laterális félköríves csatornák funkcióját vizsgálja. A vizsgálatához álljon a páciens mögé és fogja meg a páciens állkapcsát (10. ábra3.9-). A vizsgálat során a páciensnek össze kell szorítania a fogát, hogy a lökések a kézről áttevődjenek a páciens fejére. A rögzítés előtt gyakoroljon néhány impulzus elvégzésével. Ezáltal a páciens számára is ismerős lesz a stimulus. A fejimpulzusok során **ne** érjen hozzá, és **ne** mozdítsa el a vizsgálószemüveget, mivel az befolyásolja a gain mérést.



Ábra 3.9-4 Laterális vHIT, kéz elhelyezése

3.9.5.2 Bal első jobb hátsó (LARP) / Jobb első bal hátsó (RALP) vHIT


A LARP és a RALP tesztek a vertikális félkörös ívjáratok működését vizsgálják. A fejet a jobb elülső és bal hátsó ívjáratok síkjában jobbra lefelé és balra felfelé (RALP) vagy a bal elülső és jobb hátsó ívjáratok síkjában balra lefelé és jobbra felfelé (LARP) forgatjuk. Alternatívaként a fej a LARP vizsgálathoz 45 fokkal jobbra, a RALP vizsgálathoz pedig 45 fokkal balra fordítható. A páciensnek mindig egyenesen előre kell néznie.



Ábra 3.9-5- vHIT vizsgálat előre tekintéssel és korigált előre tekintéssel LARP vizsgálat során


3.9.5.3 A vizsgálat elvégzése

Háromdimenziós fejmodell, amelyen az ívjáratok (12. ábra3.9-) a képernyő jobb felső sarkában láthatók. Az EyeSeeCam fej szenzor automatikusan helyreáll, ha nyugalmi helyzetben hagyják a szenzort. A vizsgálat kezdetén nézzen egyenesen előre a páciens mozdulatlan fejjel. Az EyeSeeCam fej szenzor ekkor helyreáll, és a fej modellnek előre néző állapotban kell megjelennie. A fejimpulzusok végzése közben az aktivált ívjárat pár kék és piros színnel lesz kiemelve az impulzus irányától függően.




Ábra 3.9-6 Fejmodell a kiemelt ivjáratokkal

Amikor a vizsgálatot végző személy látrehozza a fejimpulzust, a szoftver az impulzus irányának megfelelő impulzus grafikonon megjeleníti a fej- és szemmozgásokat. Ha a fejmozgás megfelel a szükséges sebességi profilnak, a fej impulzust a rendszer elfogadja és egy zöld pipa jelenik meg az impulzus grafikon jobb felső sarkában (3.9-). Az elutasított fej impulzusok esetében egy piros x jelenik meg a jobb felső sarokban.




3.9-7 ábra EyeSeeCam vizsgálat példája zöld pipával (LARP)

A vizsgálat automatikusan véget ér, amikor megfelelő számú sikeres fej impulzust hajt végre mindkét irányban. Az időmérő helyére fej impulzus mérő kerül külön fej impulzusokkal, és a tetején a sikeres fej impulzusok szükséges számával. A vizsgálatot végző személy bármikor leállíthatja a vizsgálatot az RF távirányító Enter gombjával, a képernyő STOP gombjával vagy a lábpedállal.



3.9-8 ábra vHIT EyeSeeCam elemzés

Az alvizsgálatok végzése során a szoftver az egyes alvizsgálatok elemzését egy oldalon mutatja. Az elemzés megjelenítését a képernyő tetején lévő oldalnavigáció határozza meg. A laterális, a LARP és a RALP vizsgálatok elvégzését követően az EyeSeeSix jelentés a vHIT for EyeSeeCam összefoglalás oldalpaneljében hozható létre. Ha megismétel egy alvizsgálatot, a kívánt alvizsgálatot az EyeSeeSix jelentés tetején lévő kombinált mezőkben választhatja ki.



3.9-9 ábra vHIT EyeSeeSix jelentés



Az eredmények táblázatos megtekintéséhez kattintson a Numerikus eredmények gombra (3.9-1). A szöveg másolható (kattintás és húzással vagy a Ctrl+A billentyűkombinációval) és beilleszthető Excel vagy egyéb táblázatkezelő szoftverbe.

Summary

Velocity Gain

	Right				Left			
	mean	std	median	qtr	mean	std	median	qtr
Gain @ 40 ms	0.71	0.05	0.71	0.68	0.96	0.08	0.96	0.72
Gain @ 60 ms	0.83	0.04	0.83	0.86	1.01	0.05	1.01	0.87
Gain @ 80 ms	0.90	0.03	0.90	0.87	1.02	0.02	1.02	0.92
Median @ 100 ms	0.90	0.03	0.90	0.87	1.02	0.02	1.02	0.90
Regression	0.98	0.01	0.98	0.99	1.02	0.04	1.02	0.98

Saccades

	Right			Left		
	1st Saccade	2nd Saccade	3rd Saccade	1st Saccade	2nd Saccade	3rd Saccade
Amplitude [°]	14.89 ± 005.02	--	--	15.58 ± 000.52	7.39 ± 002.52	--
Peak Velocity [°/s]	142.71 ± 004.02	--	--	106.87 ± 004.02	240.22 ± 002.21	--
Duration [ms]	185.50 ± 010.00	--	--	160.00 ± 011.00	83.00 ± 006.00	--
Latency [ms]	6.50 ± 010.50	--	--	22.00 ± 003.00	176.00 ± 024.00	--
Total	2	0	0	2	2	0


Data

Saccade Parameters

Direction	Head Impulse			1st Saccade				2nd Saccade				3rd Saccade			
	Peak Time [ms]	Peak Velocity [°/s]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]	Amplitude [°]	Peak Velocity [°/s]	Duration [ms]	Latency [ms]	
1 right	75.00	189.40	14.07	146.21	179.00	-2.00	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 left	95.00	180.00	14.10	152.64	157.00	25.00	6.76	203.84	81.00	600.00	--	--	--	--	
3 right	62.00	187.11	15.90	138.10	194.00	16.00	--	--	--	--	--	--	--	--	
4 left	75.00	160.00	11.07	120.38	179.00	16.00	4.72	161.21	75.00	350.00	--	--	--	--	

3.9-10 ábra Numerikus eredmények

A 3D Waves gombra kattintva a hullámformák megjelenítését 3D térben mozgathatja.



3.9-11 ábra Szemmozgások 3D térben való megjelenítése

Szuppressziós fej impulzus paradigma (SHIMP) vizsgálat

A video fej impulzus vizsgálat és fej-impulzus vizsgálat mellett a SHIMP vizsgálat segít a vizsgálatot végző személynek, hogy megállapítsa a reziduális vesztibuláris funkciót. Ez a vizsgálat a laterális vHIT vizsgálatához hasonló, a laterális ívjáratokat vizsgálja. A SHIMP vizsgálat elnyomást segítő eleme egy lézer célpont.

Helyezze a páciens fejére a vHIT vizsgálószemüveget, mint a többi vHIT vizsgálat esetében. A szem képét a látótér közepére helyezzük úgy, hogy a tükröződések a pupilla alatt legyenek. A páciens pozicionálását és a rögzített lézer pontok falon történő középre igazítását követően készen áll a SHIMP vizsgálat elvégzésére.

Vizsgálat előkészítése:


A fejhez rögzített lézer egy 5 pontból álló mintát vetít a falra a kalibrációhoz. Utasítsa a páciens, hogy a középső pontot nézze, majd igazítsa a középső pontot a falra ragasztott ponthoz (a hagyományos vHIT vizsgálatához). A laterális ívjáratok SHIMP vizsgálatát úgy végezzük, hogy a fejet 7-25 alkalommal (az előre beállított számtól függően) nagy sebességgel bal és jobb oldalra fordítjuk.




Vizsgálat elvégzése:

1. A páciens lazítsa el a nyakát, nyissa tágira a szemét, és az 5 pontból álló minta középső pontjára nézzen.
2. Fordítsa a beteg fejét jobbra vagy balra. Az 5 pontból álló lézermintázat a fejjel együtt mozog, így azok most új pozícióban helyezkednek el.
3. Kérje meg a beteget, hogy tartsa a szemét a középső ponton. Amikor a fej mozog, a szemnek az újonnan elhelyezett középső lézerpontra kell fókuszálnia.

A VOR gainnek a vHIT és SHIMP vizsgálatokhoz hasonlóan kell lennie. Azonban a rögzített szakkád minták eltérőek. A vHIT ritkán vezet kompenzációs szakkádokhoz egészséges páciensek esetében. A SHIMP vizsgálat során az egészséges alanyok a fejfordítás végén nagy kompenzációs szakkádokat hajtanak végre. Ezt hívják „SHIMP szakkádnak”. Ez a mintázat teljesen ellentétes a nem egészséges pácienseknél. A nem egészséges VOR rendszer catch-up szakkáddhoz vezet a vHIT-nél, de nincs (vagy nagyon kevés a) kompenzációs SHIMP szakkád. Alább látható példa a vizsgálati és az eredmény képernyőre (3.9-12 ábra és 3.9-13 ábra).



3.9-12 ábra A SHIMP vizsgálat vizsgálati képernyője




3.9-13 ábra A SHIMP vizsgálat eredmény képernyője



3.10 Vizsgálat áttekintés képernyő

Amikor az operátor befejezi a vizsgálatot, a szoftver lehetővé teszi az operátor számára, hogy áttekintse a páciens vizsgálat során adott válaszait. A vizsgálat áttekintés képernyő (Figure 3.10-1) tartalmazza a lejátszási menüt, az idővonalat, a szem- és a szoba videófelvevételeit. A szem videókat és a szobakamerás videókat szinkronban játsza le a vizsgálat áttekintés képernyő. A lejátszás elindításához kattintson a lejátszás menüben található lejátszás gombra. A vizsgálat lejátszása közben egy sárga kör mutatja a videó aktuális helyét az idővonalon és a lejátszási időzítőn. Ezt a kört meg lehet fogni vagy el lehet húzni az egérrel, hogy új helyre ugorjon a videó lejátszásban. A méret csúszka is elérhető a vizsgálat áttekintés során, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szem- vagy szobakamera videóit dinamikusan nagyobbítsa, hogy a kiválasztott videóra összpontosíthasson a lejátszás alatt.



Ábra 3.10-1: Vizsgálat áttekintés képernyő



Az előző képkockára lép (hosszú megnyomásával lassítva visszafele játsza le).



Lejátszás/szünet.



A következő képkockára lép (hosszú megnyomásával lassítva játsza le.)



10 másodperccel visszalép a videólejátszásban.


3.10.1 Szerkesztő eszközök

A legtöbb vizsgálat típushoz a Vizsgálat áttekintés képernyőn érhető el a szerkesztőeszközök. A rendelkezésre álló eszközök nagymértékben függenek a vizsgálat típusától. Az egyes vizsgálatok szerkesztő eszközeinek a részletes leírásához tekintse meg a További információkat.




3.11 Korábbi munkamenetek áttekintése

A VisualEyes™ rendszer lehetővé teszi, hogy könnyen áttekintse a jelenlegi és / vagy a korábbi munkameneteket a kiválasztott páciens számára. A kívánt páciens profil kiválasztása után az operátor használhatja a **Páciens munkamenetek** gombot a VisualEyes főképernyőn. Ez segít áttekinteni a kiválasztott páciens korábbi vizsgálati munkameneteit.



Ábra 3.11-1: Páciens munkamenetek gomb


A Páciens munkamenetek képernyőn (Figure 3.11-2) megjelenik az összes korábbi vizsgálat munkamenet listája az oldalsó panel menüjében. Egy adott munkamenet dátumának a kiválasztása megjeleníti az összes ezen a napon elvégzett vizsgálatot, és jelzi, hogy befejezték-e a vizsgálatot (zöld pipa). Ha elvégezték és a vizsgálat eredménye a küszöbértékek kívül van, piros rombuszsal lesz megjelölve.



Ábra 3.11-2 Páciens munkamenet képernyő



Miután kiválasztja a páciens munkamenetet a listából, kattintson az Ugrás a munkamenet áttekintésre gombra a Munkamenet áttekintés képernyőre lépéshez. Ez további lehetőségeket kínál, mint például az adatok exportálása, nyomtatási munkamenet, előnézet, nyomtatás adatbázisba. stb.




Ábra 3.11-3 Ugrás a munkamenet áttekintés gombra

3.11.1 Munkamenet áttekintés

A vizsgálati képernyő bal felső sarkában lévő vizsgálati menü gomb kiválasztásával megtekintheti az eredményeket .




Megjelenik egy legördülő menü, amelynek az alján látható a 'Munkamenet áttekintés' gomb.



Ábra 3.11-4 Munkamenet áttekintése gomb

A Munkamenet áttekintése felsorolja a protokollon belül azokat a vizsgálatokat, amelyeket elvégzett és amelyek elvégzése még hátravan (Figure 3.11-5). Az elvégzett vizsgálatok nevei mellett egy szimbólum jelenik meg, amely jelzi, hogy a vizsgálat küszöbön belüli eredményt (zöld pipa) vagy küszöbön kívüli eredményt (piros rombusz) adott-e. A Munkamenet áttekintése képernyőben felülvizsgálhatja a vizsgálatokat, megírhatja a klinikai jelentést és kinyomtathatja a vizsgálatokat.




Ábra3.11-5 Munkamenet áttekintés képernyő



A főképernyőre való visszatéréshez kattintson vagy érintse meg a **Befejezés** gombot a Munkamenet-áttekintés képernyő bal alsó sarkában.


3.12 Páciens videók megtekintése

Ha engedélyezte a videófelvételt a páciens munkamenetei alatt, akkor a vizsgálat után felülvizsgálhatja a videókat. A videófelvételek a PÁCIENS VIDEÓK menüből érhetők el a főképernyőn (Figure 3.12-1).



Ábra 3.12-1: PÁCIENS VIDEÓK gomb

A Páciens videók menüben a videók dátum és vizsgálat típus szerint vannak kategorizálva.



Ábra 3.12-2: Páciens videók dátum és vizsgálat típus szerint kategorizálva

A videó lejátszásához kattintson a kívánt videófájlra. Egy kompatibilis videólejátszón fog elindulni.




Szem felvétel videók (nincsenek nyers adatok).



Szoba felvétel videók.




A bal oldali panelen a **Kiválasztási mód engedélyezése** lehetőség kiválasztásával törölheti vagy exportálhatja a kiválasztott videókat.



Ábra 3.12-3: A páciens videók kiválasztási módja

Amikor ugyanannak a munkamenetnek a szem- és szobavideóit választja ki és exportálja, ezeket egy videóba egyesítheti, ha bejelöli a **Szem- és szobavideók kombinálása** elemet a Videófájlok exportálása menüben, amely a Kiválasztott videók exportálása gombra kattintva jelenik meg.



Ábra 3.12-4: Videó fájlok exportálása menü Kiválasztható a cél mappa és kombinálni lehet a szem és a szoba felvételeket

3.13 Kutatási modul

A kutatói modul egy speciális kiegészítő funkció kutatók és tudósok számára, az alábbiak szerint.


3.13.1 Nystagmus paraméterek

A kutatói modul segítségével a vizsgálatot végző módosíthatja a nisztagmus paramétereit, hogy létrehozza saját testre szabott vizsgálati protokollját. Az egyes menük és a rendelkezésre álló beállítások részletes leírása a *Kiegészítő információkban* található.

3.13.2 Adatok exportálása

Ha befejezte a vizsgálatot, a Munkamenet-áttekintés (Session Review) nyers szemmozgás regisztrátumait exportálhatja egy csv fájlba, amely további elemzés céljából az Excel táblázatkezelő programmal megnyitható.

A Kutatói modul keretében a vizsgálatot végző gyorsan exportálhat nagy mennyiségű adatot a rögzített szemmozgások személyre szabott elemzéséhez. Az egyes menük és a rendelkezésre álló beállítások részletes leírása a *Kiegészítő információkban* található.



3.13-1 3.13-2. ábra: Adatok exportálása opció a Kutatói modulban

3.14 Rendszer leállítás

- **Kapcsolja ki a számítógépet**

Először zárja be a VisualEyes™ szoftvert úgy, hogy a fő képernyőre lép és megnyomja a Bezárás gombot. Zárja be az OtoAccess® Adarbázis szoftvert. Állítsa le a számítógépet a Start > Shut down (leállítás) menüpontokkal.

- **Kapcsolja ki az ingert**

Kapcsolja ki a tévét/kivetítőt.

- **Kapcsolja ki a kiegészítőket**

Ha az Orient használja, kapcsolja ki a széket az alján lévő kapcsolóval. Kapcsolja ki a VORTEQ™ IMU-t, ha alkalmazandó. Ha System 2000 kezelőszéket használ, kapcsolja ki a szék áramellátását a távirányító hátulján lévő kapcsolóval. Ha DataLink-et használ, kapcsolja ki az áramellátását a készülék hátulján lévő kapcsolóval. Ha Air Fx levegő irrigátort vagy AquaStim víz irrigátort használ, először ellenőrizze, hogy az irrigátor készenléti módban van, majd az irrigátor hátulján lévő kapcsolóval kapcsolja ki az irrigátort. Ha megfigyelő kamerát használ az Orion Automata forgató/Komprehenzív kezelőszékekkel, kapcsolja ki a megfigyelő monitort.

- **Kapcsolja ki az áramforrásokat**

Kapcsolja ki az USB hub áramellátását az USB hubon található gombbal, vagy kapcsolja ki az USB hubot ellátó tápegységet.

Ezáltal nem érkezik áram a kamerákba, amikor nem használja azokat. Az izolációs transzformátorokat ki kell kapcsolni az áramellátó kapcsolóval a többi készülék kikapcsolását követően.



4 Ápolás és karbantartás

4.1 A VisualEyes™ rendszer tisztítása

A tisztítás előtt:



- A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból.
- A VisualEyes™ rendszer komponenseibe nem kerülhet folyadék.
- A berendezést és annak tartozékait ne kezelje autoklávban, ne sterilizálja és ne merítse folyadékba.
- A berendezés vagy a tartozékok egyik részének tisztításához se használjon kemény vagy hegyes tárgyakat.

Tisztítás folyamata:

Javasolt tisztító- és fertőtlenítőszer

Lencse tisztító kendő (mikroszálal), nedves ruha, fertőtlenítő törlőkendő

Eljárás:

- A videós vizsgáló szemüveget és a szemüveg pántját fertőtlenítő törlőkendővel tisztítsa két páciens között
- A szemüveg tükrét, a kamera lencsét és az IR bevonatú tükröket rendszeresen tisztítani kell mikroszálal lencsetisztító kendővel a foltok és a por eltávolítása végett, mivel ez segít elkerülni a megjelenített képeken árnyékok megejelnését
- Az oldalra felszerelt kamerás vizsgáló szemüveg pántja géppel mosható 40°C-on általános mosószerekkel. Ne tegye szárítógépbe. Felhívjuk figyelmét, hogy a rugalmasság 10 mosási ciklus után csökkenhet, ezért a pántot ezután cserélni kell
- Az oldalra felszerelt kamerás vizsgáló szemüveg szivacsbetéteit minden egyes páciens után ki kell cserélni a keresztfertőzés elkerülése érdekében. Tekintse meg a 2.6.1.1 részt a szivacs betétek cseréjének a menetéhez
- A PC érintőképernyője mikroszálal lencsetisztító ruhával tisztítható kikapcsolt állapotban. Ha az érintőképernyő további tisztításra szorul, törölje le a felületét fertőtlenítő törlőkendővel. A számítógép és a monitor bekapcsolása előtt hagyja teljesen megszáradni az oldatot
- A berendezés és a kiegészítők többi külső / szabadon lévő felületét rendszeresen tisztíthatja puha, nedves ruhával. Ezek közé tartozik a forgatható kezelőszék, a kezelőfülke fala, a projektor, az egér, az egéralátét, a távirányító, a vészleállító gomb, stb.

4.2 Jótállás és szervizelés

- **Termék jótállás**

Az Interacoustics szavatolja, hogy:

- Az VisualEyes™ rendszer az első vásárlónak való **átadás napjától számított 24 hónapig** – normál használat és szerviz esetén anyag- és gyártási hibáktól mentes.
- A tartozékok – az első vásárlónak való átadás napjától számított kilencven (90) napig – normál használat és szerviz esetén anyag- és gyártási hibáktól mentesek



Ha bármely komponens javításra szorul a jótállási időszak alatt, akkor forduljon közvetlenül a helyi forgalmazóhoz a megfelelő javítási lehetőségek meghatározása érdekében. A javítás vagy a csere költségét az Interacoustics állja a jótállási feltételeknek megfelelően. A szervizt igénylő terméket azonnal, a megfelelő csomagolásban kell visszajuttatni, melynek költségét a feladó téríti meg. Az Interacoustics részére küldött visszáru elvesztése vagy sérülése a feladó kockázata. Az Interacoustics semmilyen esetben nem felelős balesetből, az Interacoustics termék vásárlásából vagy használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Ez egyedül az eredeti vásárlóra vonatkozik.

A jelen jótállás nem érvényes a termék további tulajdonosaira vagy birtokosaira. Továbbá, a jelen jótállás nem érvényes, és az Interacoustics sem vállal felelősséget olyan Interacoustics termékek vásárlásából vagy használatából eredő veszteségek esetén, amelyek:

- javítását nem az Interacoustics kinevezett szervizképviselője végezte;
- olyan módon lettek módosítva, amely az Interacoustics szerint hatással van annak stabilitására vagy megbízhatóságára;
- használata nem a rendeltetésének megfelelően vagy gondatlanul történt, amelyeket baleset ért, vagy amelynek sorozat- vagy kötegszámát módosították, olvashatatlanná tették vagy eltávolították; valamint
- karbantartása nem megfelelő, vagy használata nem az Interacoustics által kiadott útmutatónak megfelelően történt.

Ez a jótállás felülbíráll minden más, kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, valamint az Interacoustics minden egyéb kötelezettségét és felelősségét. Az Interacoustics közvetlen vagy közvetett módon nem ad vagy biztosít jogot semmilyen képviselőnek vagy más személynek, hogy az Interacoustics nevében az Interacoustics termékeinek értékesítésével kapcsolatban bármely egyéb felelősséget feltételezzen.

AZ INTERACOUSTICS ELHÁRÍT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT SZAVATOLÓ GARANCIÁT IS.

A termék javításáról / szervizeléséről

Az Interacoustics kizárólag abban az esetben felelős a CE jelölés érvényességének, valamint a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítmény változásának tekintetében, ha:

- A berendezés működtetését, bővítését, újbóli beállítását, módosítását és javítását erre jogosult személyek végzik
- Az 1 éves szervizintervallumot betartják
- A helyiség, melyben a berendezést használják, elektromos berendezések szempontjából megfelel az előírásoknak, és
- Ha a berendezést kizárólag jogosult személyek működtetik, az Interacoustics által rendelkezésre bocsátott dokumentációnak megfelelően.

Az ügyfél a helyi forgalmazónál érdeklődjön a szervizelési/javítási lehetőségekről a helyszíni szervizelés/javítást is beleértve. Fontos, hogy az ügyfél (a helyi forgalmazón keresztül) minden alkalommal kitöltse a **VISSZAKÜLDÉSI JELENTÉST**, amikor az Interacoustics-hoz küld egy alkatrészt/terméket szervizelésre/javításra.



4.3 Forgó kezelőszék hibaüzenetek

- **Forgó kezelőszék sebesség hiba (az Orion és a System 2000 forgó kezelőszékek esetén)**

Ha korábban nem kalibrálták a forgó kezelőszéket, a szék sebességmérője és a jeladó nincs összehangolva, így a szék a szándékoltnál lassabban vagy gyorsabban forog. Az alábbi hibaüzenet jelenik meg. A működtető személynek a Rendszer alapértelmezett beállításai képernyőről kalibrálnia kell a kezelőszéket.

Kezelőszék sebesség hiba történt.
(> 20 d/s). Hajtsa végre a kalibrálást a Rendszer alapértelmezett beállításai képernyőről.

- **Páciens biztonsági hiba (minden típusú forgó kezelőszék esetén)**

Ha a páciens kora a forgó kezelőszékes vizsgálatok korhatárán kívül esik, a szoftver az alábbi hibaüzenetet adja, amelyben az áll, hogy a páciens nem vehető alá a vizsgálatnak, ha a sebesség vagy a frekvencia meghaladja a páciens korának megfelelően megengedhető határértéket.

A sebesség 100-ra van beállítva, amely meghaladja az 5 éven aluli páciensek számára javasolt értéket.

- **Vészleállítási hiba (az Orion és a System 2000 forgó kezelőszékek esetén)**

Ha a forgó kezelőszékes vizsgálat során a működtető személy megnyomja a Vészleállító gombot, a szék megáll és a szoftver az alábbi hibaüzenetet jeleníti meg. A működtető személy a vészleállító gomb kioldását követően a vizsgálat újraindításával folytathatja a vizsgálatot.

Megnyomták a vészleállító gombot vagy a Kezelőszék irányítópultja kikapcsolt. Kapcsolja be a Kezelőszék irányítópultját és oldja ki a Vészleállító gombot a forgatásos vizsgálat elvégzéséhez.

- **Kezelőszék szervó hiba (az Orion és a System 2000 forgó kezelőszékek esetén)**

Ha az Orion vagy a System 2000 hátradönthető kezelőszék forogni próbál, de akadályba ütközik, vagy a szék fék (System 2000) vagy a hardver hibája miatt leáll, a szoftver először vészleállítási hibaként észleli a hibát, majd a vizsgálat újraindításakor a szoftver kezelőszék az alábbi szervó hiba üzenetet adja. A működtető személy az Orion kezelőszékes vizsgálatot a Vészleállító gomb megnyomásával folytathatja, amíg ki nem alszik a fény a kapcsolón (kb. 20 másodperc), majd ki kell oldania a vészleállítót és újra kell indítania a vizsgálatot. A működtető személy a System 2000 kezelőszékes vizsgálatot a szék hálózati kapcsolójának a kikapcsolásával folytathatja kb. 20 másodpercen keresztül, miután be kell kapcsolni a hálózati kapcsolót és újra kell indítani a vizsgálatot.

A kezelőszék szervó hiba miatt nem mozdul. Nyomja meg a vészleállító gombot, amíg a kapcsolón ki nem alszik a piros fény. Ezután próbálja újra.

- **Forgatható kezelőszék hátradöntött pozíciós hiba (az Orion és a System 2000 hátradönthető kezelőszékek esetén)**

Ha az Orion vagy a System 2000 hátradönthető kezelőszéket forgatható kezelőszékes vizsgálat során hátradöntik, a szoftver az alábbi hibaüzenetet küldi a működtető személynek. A működtető személy a szék támlájának a felállítása után a vizsgálat újraindításával folytathatja a vizsgálatot.

A kezelőszék hátra van döntve vagy ki van kapcsolva. Helyezze a széket ülő pozícióba és ellenőrizze, hogy be legyen kapcsolva.



▪ **Kezelőfülke ajtó nyitva hiba (az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszék esetén)**

Ha az Orion Automata forgató vagy az Orion Komprehenzív kezelőszék kezelőfülkéjének a vizsgálat előtt vagy közben kinyitják az ajtaját, a szoftver az alábbi üzenetet jeleníti meg, miszerint a vizsgálat folytatásához be kell csukni az ajtót.

A kezelőfülke ajtaja nyitva van. A vizsgálat folytatásához csukja be az ajtót.

▪ **Páciens biztonsági kapcsoló hiba (az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszék esetén)**

Ha a páciens megnyomja a megszakító gombot az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszéken, a szoftver a következő üzenetet jeleníti meg, majd leállítja a kezelőszéket, a lézert és a dob hardverét. A vizsgálat újraindítható, miután a működtető személy megoldja a páciensnél felmerült problémát.

A páciens megnyomta a biztonsági kapcsolót hiba.

▪ **Kezelőszék irányítópult hiba (az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszék esetén)**

Ha a forgatószék USB-kábelcsatlakozása a vizsgálat során megszűnik, a szék, a lézer és az optokinetikus dob kikapcsol, és fokozatosan lelassul, majd megáll. A szoftver a következő hibaüzenetet jeleníti meg. Csatlakoztassa újra a kezelőszék USB kábelét és folytassa a vizsgálatot. Ez a hiba akkor is előfordulhat, ha a kezelőszék alapzata nem kap áramot.

Kezelőszék irányítópult nem észlelhető. Ellenőrizze a konfigurációt és a kábel csatlakozásokat és próbálja újra.

▪ **Biztonsági időzítő hiba (az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszék esetén)**

Ha az Orion automata forgató/komprehenzív kezelőszékes rendszer nem válaszol, aktiválódik a Vészleállító áramkör és kikapcsol a kezelőszék, a lézer és az optokinetikus dob, majd fokozatosan leáll. Ezután a működtető személynek ki kell lépnie a vizsgálatból vagy a kezdőképernyőre kell lépnie. A vizsgálat újraindítása visszaállítja a biztonsági időzítőt. Ezt az Vészleállítás fény ismételt megjelenése jelzi.

4.4 Kamera csatlakozásának a megszüntetése

Ha szokatlan magatartást észlel, például a kamera elveszti a képet és az nem jön vissza, ha megszakad az USB készülék csatlakozása vagy nem az elvártak szerint fut a szoftver, a helyreállításhoz végezze el a következő lépéseket:

- Teljesen állítsa le a VisualEyes™ szoftvert.
- Húzza ki az összes USB kábelt a számítógépből és hagyja kihúzva 20 másodpercig.
- Dugja vissza az USB készülékeket a számítógépbe.
- Az összes USB készülék működésének az előkészítése után indítsa újra a VisualEyes™ szoftvert.



5 Általános műszaki specifikációk

5.1 Minimális számítógép követelmények

Asztali PC: Egy PCI Express kártya elérhető (csak a FireWire® rendszereknél).
USB port szükséges (USB elosztóval bővítve)
Intel i5 processzor, legalább 2,5 GHz, nem régebbi, mint 5. generációs. Minimum 4 mag (4 szál).
Minimum 8 GB RAM vagy több.
Merevlemez minimum 250 GB szabad helyel.
Minimális képfelbontás 1366x768 (Magasabb képfelbontás javasolt).
Javasolt az érintőképernyős monitor vagy laptop, bár ez nem követelmény.

Támogatott operációs rendszerek:

Windows® 10 64-bit.
Windows® 11 64-bit.

5.2 Standards

IEC 60601-1:2005 /ANSI AMD1: 2012	Gyógyászati villamos készülékek – 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények
IEC 60601-1-2: 2014	Gyógyászati villamos készülékek – 1-2. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények - Kiegészítő szabvány: Elektromágneses összeférhetőség – Követelmények és vizsgálatok
ANSI S3.45:2009	Szokványos eljárások az alapvető vesztibuláris funkció vizsgálatára

A rendszer 100 - 240 VAC-on, 50/60 Hz frekvencián működhet. A vásárló régiójában használt aljzattal, a cél feszültségen és frekvencián működő földelt csatlakozódugó használható. Csak a berendezéshez tartozó hálózati kábellel használható a berendezés. Ha forgatható kezelőszékekkel használja, a komponensek izolációs transzformátoron keresztül csatlakoznak a hálózati áramhoz.



5.3 Vizsgáló szemüveg



Oldal szereléses (2D-VOGFW)

Rövid leírás:	Vizsgáló szemüveg oldalra szerelt kamerákkal. Ez a szemüveg rendkívül sokoldalú, és alkalmas a legtöbb klinika általi használatra, mivel FireWire és USB csatlakozással is rendelkezik, és konfigurálható monokuláris és binokulárisan használatra.	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: BF az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15 – 35°C
	Relatív páratartalom:	30 – 90%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	-20 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80% nem kondenzálódó
Interfész:	FireWire / USB 2.0	
Kábel hossza:	4,5m (3m az Orion hátradönthető esetében)	
Kamera konfiguráció:	Monokuláris / Binokuláris	
Eltávolítható fedő:	Igen	
Szemmozgás felbontás:	0,22°	
Dinamikatartomány:	±30° vízszintes ±35° függőleges	
Felvétel felbontás (kameránként):	640x480/100fps	
Videó felbontás:	Monokuláris: 320x240/25fps Binokuláris: 640x240/25fps	
Méret (H x Sz x M):	302 x 216 x 131 mm	
Tömeg:	Monokuláris: 240g (320g fedővel) Binokuláris: 305g (385g fedővel)	
Kettős IR LED infravörös világítás:	940 nm 65 mW/sr-en.	
Arcpárna:	Egyszer használatos eldobható szivacs párnák	
VORTEQ™ kompatibilitás:	Igen	
Max. mágneses DC mező:	1210 µT	



Felülre szerelt (BG4.0USB)

Rövid leírás:	Vizsgáló szemüveg felülre szerelt kamerákkal. A binokuláris vizsgáló szemüvegen található a start / stop gomb, valamint szoftver által vezérelt képközpontozást tartalmaz. Ázsiai arclappal is kapható (BG4.0KUSB).	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: BF az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15 – 35°C
	Relatív páratartalom:	30 – 90%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	-20 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80% nem kondenzálódó
Interfész:	USB 2,0	
Kábel hossza:	4,5m (3m az Orion hátradönthető / 0,9m az Orion Automata forgató / Komprehenzív esetén)	
Kamera konfiguráció:	Binokuláris	
Eltávolítható fedő:	Igen	
Szemmozgás felbontás:	0,33°	
Dinamikataromány:	±45° vízszintes ±25° függőleges	
Felvétel felbontás (kameránként):	320x240/100fps	
Videó felbontás:	Binokuláris: 640x240/25fps	
Méret (H x Sz x M):	165 x 165 x 89 mm	
Tömeg:	345g (fedővel)	
Egy IR LED infravörös világítás:	950 nm 1,5 mW/cm ² -en.	
Elindítás/Leállítás gomb a szemüvegen:	Igen	
Szoftveres képközpontosítás	Igen	
Arcpárna:	Puha gumi	
VORTEQ™ kompatibilitás:	Igen	
Max. mágneses DC mező:	90 μT	



Elől szereléses (USBM2.1A)

Rövid leírás:	Vizsgáló szemüveg elől szerelt kamerákkal. A monokuláris vizsgáló szemüveg kamerája könnyen váltható a jobb és a bal szem között. Kisebb, gyermekgyógyászati változatban is kapható (USBM2.1P)	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: BF az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15–35°C
	Relatív páratartalom:	30–90%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	-20 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80% nem kondenzálódó
Interfész:	USB 2,0	
Kábel hossza:	4,5m (3m a kezelőszékes változat esetén)	
Kamera konfiguráció:	Monokuláris (váltható a jobb és bal szem között)	
Eltávolítható fedő:	Igen	
Szemmozgás felbontása:	0,31°	
Dinamikatartomány:	±20° vízszintes ±20° függőleges	
Felvétel felbontás (kameránként):	640x480/50fps	
Videofelbontás:	Monokuláris: 320x240 @25fps	
Méret (H x Sz x M):	165 x 165 x 89 mm	
Kettős IR LED infravörös világítás:	950 nm 1 mW/(cm ²)	
Arcpárna:	Puha gumi	
VORTEQ™ kompatibilitás:	Nem	
Max. mágneses DC mező:	160 µT	



EYESEECAM vHIT

Rövid leírás:	Könnyű monokuláris vizsgáló szemüveg az EyeSeeCam vHIT-hez. A kamera felcserélhető a jobb és a bal szem között. Alkalmas gyermek és felnőtt arcra is. Ázsiai szemüvegkerettel is kapható (EyeSeeCam vHIT ASIA).	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: BF az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15–35°C
	Relatív páratartalom:	30–90%
	Környezeti nyomás:	98–104 kPa
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	10 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	10 – 35°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80%
Interfész:	USB 2,0	
Kábel hossza:	2,95m	
Kamera konfiguráció:	Monokuláris (váltható a jobb és bal szem között)	
Felvétel felbontás:	376x120/220fps	
Videó felbontás:	188x120/25fps	
Méret (H x Sz x M):	Vizsgáló szemüveg: 139 x 60 x 56 mm Kamera: 48 x 42 x 35 mm Együtt: 139 x 82 x 81	
Tömeg:	Vizsgáló szemüveg: 40g Kamera: 32g Együtt: 72g	
Fejkövető szenzor:	Inerciális mérőegység (IMU) 6 fokos szabadsággal	
Lézer:	1. osztály	
Arcpárna	Tisztítható szilikon	
Max. mágneses DC mező:	150 µT	



5.4 Tartozékok



VORTEQ™ IMU ()

Rövid leírás:	Inerciális mérőegység, amit a fejmozgás és pozíció követésére használnak. A VORTEQ™ IMU használható a VORTEQ™ Assessment és a VORTEQ™ Diagnostic modulokkal, és az oldal és felső szereléses vizsgáló szemüvegekkel kompatibilis.
Műszaki jellemzők:	
Interfész:	Vezeték nélküli / USB 2.0
Sebesség tartomány:	±500°/s
Érzékenység:	65,5 LSB/(°/s)
Kábel nélküli méret (H x Sz x M):	5,0 x 2,8 x 2,2 cm
Kábel nélküli tömeg:	0,02 kg
Tápellátás:	5 VDC a PC USB-n keresztül


DATALINK & ENG a székben



Rövid leírás:	Az EOG/ENG mérésekhez használt erősítő. DataLink-ként elérhető az <i>EOG tartozék készlet VNG-hez</i> készletben vagy az Orion Automata forgóe / Orion Komprehenzív kezelőszékbe beépítve az <i>EOG tartozék készlet Orion C/AT-hez</i> készletben.
Műszaki jellemzők:	
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: BF az IEC 60601-1 szerint” „Védelmi osztály: II. osztály az IEC 60601-1 szerint
Interfész:	USB 2,0
Csatornák száma:	2 vagy 3
Méret (H x Sz x M):	25 x 29,5 x 5,1 cm
Tömeg:	1,9 kg
Belső zaj:	<4 µV RMS rövidzárlatolt, sávszélesség DC-40 Hz
Bemeneti DC ellenállás:	300 mW
Programozható erősítés:	1250, 2500, 5000, 10000
Általános mód elvetés:	>100 dB 10 Hz-en mérve 5k egyensúlyhiánnyal
Izolációs mód elvetés:	>130 dB 10 Hz-en mérve
Impedanciavizsgálat:	Impedancia vizsgálati áramkör egyedülálló elektródák esetén legfeljebb 20 kΩ
Tápellátás:	110-220 VAC, 50-60 Hz, 1000W



DIGITÁLIS FÉNYSÁV



Rövid leírás:	A digitális fénysáv nyújtja a vizuális stimulust az okulomotoros vizsgálathoz.
Műszaki jellemzők:	
Interfész:	USB 2,0
Méret (H x Sz x M):	83,8 x 8,9 x 4,4 cm
Tömeg:	1,2 kg
Tápellátás:	5 VDC a PC USB-n keresztül



5.5 TRV kezelőszék

TRV szék

Rövid leírás:	Egyedülálló kezelőszék 2 tengelyes, 360 ° -os elfordítással diagnosztizhoz és a jóindulatú paroxizmális pozicionális vertigo (BPPV) kezelésére az összes félkörös csatornában.	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: Alkalmazott rész az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	5 – 40°C
	Relatív páratartalom:	30 – 90%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	-15 – 40°C
	Tárolási hőmérséklet:	-15 – 40°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80%
Rotáció vezérlés:	Mechanikus	
Interfész	USB	
Páciens maximális testsúlya:	150 kg	
Méret (H x Sz x M):	160 x 120 x 190cm	
Tömeg:	640 kg	
Páciens rögzítés:	4 pontos biztonsági öv Válltámasz Lábszíz Bokapánt Fejtámla és fejszíz	
Szabadság foka:	2 tengelyes 360°	
Szállítási információ:	Doboz mérete (H x Sz x M):	193 x 183 x 165 cm
	Szállítási súly:	1100 kg



5.6 Kezelőszékek



Orion hátradönthető forgatószék

Rövid leírás:	Több hátradöntési lehetőséggel rendelkező kezelőszék kalorikus, dix hallpike és pozicionális vizsgálatokhoz.	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: B az IEC 60601-1 szerint „Védelmi osztály: I. osztály az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15 – 35°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80% nem kondenzálódó
Rotáció vezérlés:	Szoftver vezérléses	
Rendelkezésre álló kezelőszékes vizsgálatok (A sztenderd VisualEyes vizsgálatokon felül):	Lépcsős rotáció (legfeljebb 200°/s) Szinuszos harmonikus gyorsítás (0,01 – 0,64 Hz) VOR szuppresszió (0,01-0,64 Hz)	
Interfész:	USB	
USB-kábel hossza:	3m	
Elektromos kábel hossza:	2,5m	
Kezelőszék maximális sebessége:	200°/s	
Kezelőszék maximális gyorsulása:	100°/s ²	
Páciens maximális testsúlya:	160kg	
Méret (H x Sz x M):	Felállítva: 94 x 69 x 183 cm Hátradöntve: 198 x 69 x 152 cm	
Tömeg:	170 kg	
Páciens rögzítése:	Biztonsági öv Fejszija (csak a felülre szerelhető szemüveghez)	
Fejtámla:	Igen (leveszhető a Dix Hallpike vizsgálatához)	
Lábtartó:	Igen	
Vészleállító:	Igen	
Döntési tartomány:	90° (felállítva) - 0° (ledöntve) w/ 30° jelző címke a kalorikus irrigáció vizsgálatához	
Szállítási információ:	Doboz mérete (H x Sz x M):	123 x 100 x 180 cm
	Szállítási súly:	323 kg
Tápegység:	110VAC, 220VAC 110VAC-ra csökkentve a mellékelt izolációs transzformátor segítségével	



ORION AUTOMATA FORGÓ/ KOMPREHENZÍV KEZELŐSZÉK

Rövid leírás:	<p>Kezelőszék fülke beépített lézerral és optokinetikus dobbal a vizuális ingerekhez.</p> <p>A kiegészítő csomagok lehetővé teszik az ENG vizsgálatokat a kezelőszékben, valamint a gyermek páciensek vizsgálatát.</p> <p>Az Orion automata forgó kezelőszékkel tengelyen kívüli forgás is végezhető a dinamikus SVV-hez.</p>	
Műszaki jellemzők:		
Szabványok:	Az alkalmazott rész típusa: B az IEC 60601-1 szerint” „Védelmi osztály: I. osztály az IEC 60601-1 szerint	
Működési környezet:	Hőmérséklet:	15 – 35°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80%
Szállítási és tárolási környezet:	Szállítási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Tárolási hőmérséklet:	0 – 50°C
	Relatív páratartalom:	30 – 80% nem kondenzálódó
Rotáció vezérlés:	Szoftver vezérléses	
Rendelkezésre álló kezelőszékes vizsgálatok (A sztenderd VisualEyes vizsgálatokon felül):	<p>Lépcsős rotáció (legfeljebb 350°/s)</p> <p>Szinuszos harmonikus gyorsítás (0,01 – 1,28 Hz)</p> <p>VOR szuppresszió (0,01 – 1,28 Hz)</p> <p>Statikus SVV</p> <p>Dinamikus SVV (csak az Automata forgató esetén)</p>	
Interfész:	USB 2,0	
Kezelőszék maximális sebessége:	350°/s	
Kezelőszék maximális gyorsulása:	200°/s	
Páciens maximális testsúlya:	180kg	
Méret (H x Sz x M):	<p>Kezelőszék: 61 x 61 x 165 cm</p> <p>Kezelőfülke: 206 x 206 x 239 cm</p>	
Minimális plafon magasság:	245 cm	
Tömeg:	Kezelőszék:	170 kg
	Kezelőfülke:	295 kg
Páciens rögzítése:	<p>Biztonsági öv</p> <p>Bokaszíj</p> <p>Fejszíj</p>	
Fejtámla:	Igen	
Lábtartó:	Igen	
Vészleállító:	Igen	
Lézer:	Osztály:	2
	Hullámhossz:	680 nm
	Sugár eltérés:	0,35 mrad
	Impulzus minta:	Nem pulzáló, folyamatos
	Maximális kimenő teljesítmény:	<1 mW
Beépített EOG:	A DATALINK (EOG/ENG) műszaki leírását a Kiegészítők részben találja	
Laterális mozgás:	-7cm és +7cm között (csak az Automata forgató esetén)	
Laterális mozgás sebesség:	0,8 cm/sec (csak az Automata forgató esetén)	
Szállítási információ:	Doboz mérete (H x Sz x M):	<p>Fülke láda: 236x118x133 cm</p> <p>Szék láda: 119x175x100 cm</p> <p>Tartozék raklap: 122x60x115 cm</p>



Tápegység:	110VAC, 220VAC 110VAC-ra csökkentve a mellékelt izolációs transzformátor segítségével
------------	---

5.7 Orion Komprehenzív / Automata forgató kezelőszékek tartozékai

GYERMEKGYÓGYÁSZATI MEGFIGYELŐ KAMERA



Rövid leírás:	Állványra szerelt kamera, amely csatlakoztatható az Orion Automata forgató / Komprehenzív kezelőszékhez- Csecsemőkön végzett vizsgálatokhoz használható, akik nem viselhetnek vizsgáló szemüveget.
Műszaki jellemzők:	
Interfész:	Kettős USB 2.0
Kábel hossza:	1,8m
Felvétel felbontás:	640x480/50fps
Videó felbontás:	320x240/25fps
Méret (H x Sz x M):	Kamera: 54 x 69 x 62 mm Állvány: 978 x 84 x 79 mm
IR LED infravörös világítás:	940 nm 252,6 mW/sr-en.

5.8 Kalorikus irrigátorok

Kérjük, tekintse meg az AquaStim és az AirFx adatlapját.



5.9 Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Ez a rész a VisualEyes™ rendszerre vonatkozik mindenféle vizsgálószemüveggel.

Ez a berendezés alkalmas kórházi és klinikai használatra, kivéve az -aktív nagyfrekvenciás sebészeti berendezések környezetét és a mágneses rezonanciás képalkotó rendszerek rádiófrekvenciás- árnyékolt helyiségeit, ahol az elektromágneses zavarás intenzitása nagy.

MEGJEGYZÉS: A berendezés ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNYÉT a gyártó az alábbiak szerint határozta meg:

A berendezés nem rendelkezik ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNNYEL Az ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY hiánya vagy elvesztése nem vezethet elfogadhatatlan azonnali kockázathoz.

A végső diagnózisnak mindig klinikai tudáson kell alapulnia.

Kerülni kell a berendezés használatát, ha a közelében más berendezések vannak, hogy biztosítsuk a normál működését. Ha erre mégis szükség van, akkor ezt a berendezést és a másik berendezést is figyelni kell, hogy normálisan működnek-e.

Ha nem a berendezés gyártója által meghatározott vagy biztosított tartozékokat és kábeleket használ, azzal megnő a berendezés elektromágneses kibocsátása, vagy csökken az elektromágneses zavartűrése, és ez hibás működést eredményez. A tartozékok és kábelek listája ebben a részben található.

A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (beleértve a perifériákat, például antennakábeleket és külső antennákat) nem szabad 30 cm-nél közelebb használni a berendezés bármely részéhez, beleértve a gyártó által meghatározott kábeleket is. Ha ezen feltételek nem teljesülnek, a berendezés teljesítményének romlása nem megfelelő működést eredményezhet.

Ez a berendezés megfelel az IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020 szabvány, B kibocsátási osztálya 1. csoportjának.

MEGJEGYZÉS: Nincsenek eltérések a kiegészítő szabványtól és engedélyektől.

MEGJEGYZÉS: Az EMC megfelelés fenntartásához minden szükséges utasítás megtalálható a jelen útmutató általános karbantartási részében. Nincs szükség további lépésekre.

MEGJEGYZÉS: Ha nem orvosi elektronikus berendezéseket (jellemzően informatikai berendezéseket) csatlakoztatnak a készülékekhez, az üzemeltető felelőssége annak biztosítása, hogy ezek a berendezések megfeleljenek a vonatkozó szabványoknak, és a rendszer egésze megfeleljen az EMC-követelményeknek. Az információtechnológiai és hasonló berendezések EMC-vizsgálatára általánosan használt szabványok a következők¹:

Emissziós vizsgálat

EN 55032 (CISPR 32) Multimédiás berendezések elektromágneses összeférhetősége – kibocsátási követelmények

EN 61000.3.2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (csak váltakozó áramú hálózat, fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezés)

EN 61000.3.3 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – Határértékek – A feszültségváltozások, feszültségingadozás és villogás korlátozása közcélú kifeszültségű ellátórendszerekben (csak váltakozó áramú hálózat, fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezés)

Védettségvizsgálat

EN 55024 (CISPR 24) Informatikai berendezések – Zavartűrési jellemzők – Határértékek és mérési módszerek

¹ A termékek közé tartozik a személyi számítógép, számítógép, táblagép, laptop, notebook, mobilkészülék, PDA, Ethernet-elosztó, útválasztó, WiFi, számítógép-perifériák, billentyűzet, egér, nyomtató, plotter, USB-tároló, merevlemez-tároló, szilárdtestalapú tároló és még sok más .



Az IEC 60601-1-2 szabványban meghatározottak szerint, az EMC előírásoknak való megfelelés biztosításához kizárólag az alábbi tartozékok használata lényeges:

Tétel	Gyártó	Modell
Vizsgálószemüveg, 2-D VOGfw	Interacoustics	2D VOGfw
Vizsgálószemüveg, BG4.0USB	Interacoustics	BG4.0USB
Vizsgálószemüveg, USB2.1A	Interacoustics	USB2.1A
Vizsgálószemüveg, USB2.1P	Interacoustics	USB2.1P
Vészkapcsoló	Interacoustics	Vészkapcsoló
Vizsgálószemüveg, EyeSeeCam USB-kábel	Interacoustics	EyeSeeCam

Aki kiegészítő berendezést csatlakoztat a készülékekhez, felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-2 szabványnak.

Az IEC 60601-1-2 szabványban meghatározott EMC előírásoknak való megfelelés akkor biztosított, ha a kábeltípusok és kábelhosszak az alábbiak:

Leírás	Hosszúság	Árnyékolt (Igen/Nem)
Vizsgálószemüveg, 2-D VOGfw	4,5	Igen
Vizsgálószemüveg, BG4.0USB	1,8	Igen
Vizsgálószemüveg, USB2.1A	1,8	Igen
Vizsgálószemüveg, USB2.1P	1,8	Igen
Vizsgálószemüveg, EyeSeeCam USB-kábel	2,9	Igen
USB monokuláris vizsgálószemüveg Felnőtt maszk vagy gyermek maszk	1,8	Igen
Vészkapcsoló	4,4	Nem



Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátás

A **Készülék**et (Orion) az alább ismertetett elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A **Készülék** vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.

Emissziós vizsgálat	Megfelelőség	Elektromágneses környezet—Útmutató
Rádiófrekvenciás kibocsátások CISPR 11	1. csoport	A Készülék csak belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, így nem valószínű, hogy a közelben lévő elektromos eszközökben interferenciát okozhat.
Rádiófrekvenciás kibocsátások CISPR 11	B osztály	A Készülék készülék az összes kereskedelmi, ipari, üzleti és lakókörnyezetben való használatra alkalmas.
Harmonikus kibocsátások IEC 61000-3-2	Megfelel "A" osztályú kategória	
Feszültség-ingadozások/ flickeremissziók IEC 61000-3-3	Megfelel	

A **Készülék** (Orion) és a hordozható, valamint mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök kellő elválasztását biztosító javasolt izolációs távolságok.

A **Készülék**et (Orion) olyan elektromágneses környezetben való használatra tervezték, melyben a rádiófrekvenciás zavaró tényezők ellenőrzöttek. A **Készülék** (Orion) vásárlója illetve felhasználója kivédheti az elektromágneses interferencia létrejöttét, ha betartja a hordozható illetve mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök (jelkibocsátó eszközök) és a **Készülék** közötti alább ajánlott minimálisan szükséges távolságot—ami a kommunikációs eszköz maximális kimenő teljesítményének függvénye.

A jelkibocsátó névleges maximális kimenő teljesítménye [W]	Az izolációs távolság a jelkibocsátó frekvenciájának függvényében [m]		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,23\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Azon jelkibocsátó eszközök (transzmitterek) esetén, melyeknek a becsült maximális kimenő teljesítménye nem szerepel a táblázatban, az ajánlott izolációs távolság, d méterben (m), megbecsülhető az eszköz frekvenciájának függvényében a vonatkozó egyenlet révén, amelyben P a gyártó által megadott becsült maximális kimeneti teljesítmény watt-ban (W).

1. **megjegyzés:** 80 MHz és 800 MHz esetében a magasabb frekvenciatartományt vegyük figyelembe.

2. **megjegyzés:** Ezen irányelvek nem feltétlenül alkalmazhatók minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja a különböző szerkezetekről, tárgyokról és emberekről történő visszaverődés valamint az, hogy azok mennyire nyelik el a hullámokat.



Útmutató és a gyártó nyilatkozata—Elektromágneses védetség

A **Készülék** (Orion) az alább ismertetett elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A **Készülék** (Orion) vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.

Védetségvizsgálat	IEC 60601 vizsgálati szint	Megfelelőség	Elektromágneses környezet— Útmutató
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	+8 kV kontakt +15 kV levegő	+8 kV kontakt +15 kV levegő	Fa, beton, vagy kerámialap padlóburkolat ajánlott. Ha a padlóburkolat szintetikus anyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-osnak kell lennie.
A vezeték nélküli rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések közelségi mezőivel szembeni védetség IEC 61000-4-3	Spot frekvencia 385-5,785 MHz A szintek és a moduláció meghatározása a 9. táblázatban	A 9. táblázatban meghatározottak szerint	Ne használjon vezeték nélküli rádiófrekvenciás berendezést a Készülék (Orion) egyik része közelében sem.
Gyors transziens áramok/feszültségkitörések IEC61000-4-4	+2 kV tápvezetékeknél +1 kV be/kimeneti vezetékeknél	+2 kV tápvezetékeknél +1 kV be/kimeneti vezetékeknél	A hálózat minőségének meg kell felelnie a jellemző kisfogyasztói vagy lakókörnyezeti hálózati áramnak.
Nyomáslevegő IEC 61000-4-5	+1 kV kábeltől kábelig +2 kV kábeltől földig	+1 kV kábeltől kábelig +2 kV kábeltől földig	A hálózat minőségének meg kell felelnie a jellemző kisfogyasztói vagy lakókörnyezeti hálózati áramnak.
Feszültesesések, rövid időtartamú áramkimaradások és ingadozások az áramellátó rendszer bemenetein IEC 61000-4-11	0% UT (100% esés az UT-ben) 0,5 ciklus esetén, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 és 315° fokon 0% UT (100% esés az UT-ben) 1 ciklus esetén 40% UT (60% esés az UT-ben) 5 ciklus esetén 70% UT (30% esés az UT-ben) 25 ciklus esetén 0% UT (100% esés az UT-ben) 250 ciklus esetén	0% UT (100% esés az UT-ben) 0,5 ciklus esetén, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 és 315° fokon 0% UT (100% esés az UT-ben) 1 ciklus esetén 40% UT (60% esés az UT-ben) 5 ciklus esetén 70% UT (30% esés az UT-ben) 25 ciklus esetén 0% UT (100% esés az UT-ben) 250 ciklus esetén	A hálózat minőségének meg kell felelnie a jellemző kisfogyasztói vagy lakókörnyezeti hálózati áramnak. Ha a Készülék (Orion) felhasználója áramszünet esetén is folytatni kívánja a készülék használatát, akkor ajánlott a Készülék szünetmentes tápegységről vagy akkumulátorról történő üzemeltetése.
Tápfrekvencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	A hálózati frekvenciás mágneses terek jellemzői nem haladhatják meg a kisfogyasztói illetve lakókörnyezeti telepítés során észlelhető megszokott értékeket.
Közelen lévő sugárzott mezők — védelegési teszt IEC 61000-4-39	9 kHz – 13,56 MHz Frekvencia, szint és moduláció meghatározása a következő helyen: AMD 1: 2020, 11. táblázat	Az AMD1 11. táblázatban meghatározottak szerint: 2020	Ha a Készülék (Orion) mágnesességre érzékeny alkatrészeket vagy áramköröket tartalmaz, a közelben lévő mágneses mezők nem haladhatják meg a 11. táblázatban megadott vizsgálati szintekét
Megjegyzés: UT a tesztelés előtti váltakozó áramú hálózati feszültséget jelenti.			





Útmutató és a gyártó nyilatkozata — elektromágneses védetség

A **Készülék** (Orion) az alább ismertetett elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A **Készülék** vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.

Védetségvizsgálat	IEC / EN 60601 vizsgálati szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet—Útmutató
Vezetett rádiófrekvencia IEC / EN 61000-4-6	3 Vrms 150kHz – 80 MHz 6 Vrms ISM sávokban (amatőr rádiósávok otthoni egészségügyi környezetben.)	3 Vrms 6 Vrms	<p>A Készülék (Orion) bármely alkotóelemének—beleértve annak vezetékeit is—környezetében az előírt távolságon belül - mely a transzmitter frekvenciája alapján egy egyenlettel számítható ki - hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök használata nem ajánlott.</p> <p>Ajánlott izolációs távolság:</p> $d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$
Sugárzott rádiófrekvencia IEC / EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz Kizárólag otthoni egészségügyi környezetben	3 V/m 10 V/m (Otthoni egészségügyi környezetben)	

$$d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} - 800 \text{ MHz}$$

$$d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} - 2,7 \text{ GHz}$$

ahol a *P* a jelkibocsátó kimeneti teljesítménytartományának maximális értéke watt-ban (W), a transzmitter gyártójának adatszolgáltatása szerint, *d* pedig a javasolt izolációs távolság méterben (m).

Ahogy azt egy elektromágneses sugárzásnak kitett helyszíneket vizsgáló felmérés meghatározta,^a a rögzített rádiófrekvenciás jelkibocsátók által kibocsátott elektromágneses térerősség egyik frekvencia tartományban sem haladhatja meg a kívánt határértékeket.^b

A következő jellel ellátott eszközök környezetében interferencia kialakulására számíthatunk:



- MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz esetében a magasabb frekvenciátartományt vegyük figyelembe
- MEGJEGYZÉS: Ezen irányelvek nem feltétlenül alkalmazhatók minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja a különböző szerkezetekről, tárgyokról és emberekről történő visszaverődés valamint az, hogy azok mennyire nyelik el a hullámokat.

^a A mobiltelefon hálózat közvetítő állomásai, a földi szórású mozgó rádióállomások, az amatőr rádióállomások, az AM és FM rádió illetve TV közvetítő állomásai által létrehozott mezők hatása elméleti alapon nem jósolható meg kellő pontossággal. A rögzített helyzetű rádiófrekvenciás adók kibocsátotta elektromágneses tér feltérképezéséhez az elektromágneses sugárzás helyszíni felmérésére lehet szükség. Ha a mért ereje a **Készülék** (Orion) használatának helyszínén meghaladja a vonatkozó rádiófrekvenciás határértéket, gondosan ellenőrizzük, hogy a **Készülék** (Orion) mindenben az előírtaknak megfelelően működik-e. Hibás működés esetén további intézkedések válhatnak szükségessé, például a **Készülék** (Orion) elforgatása vagy áthelyezése.

^b A 150 kHz-től 80 MHz-ig terjedő frekvenciátartományban a mágneses tér ereje nem haladhatja meg a 3 V/m-t.



6 Visszaru eljárás

Ha a termék hibás vagy sérült, fontos, hogy ezt azonnal jelentse a helyi forgalmazónak a számlaszám és a sorozatszám megadásával. Amennyiben a készüléket vissza kell küldeni az Interacoustics-hoz, ki kell töltenie egy részletes jelentést a problémáról. A szállítási dobozban és a kézikönyv végén talál egy Visszaru jegyzőkönyvet, amelyben leírhatja a problémát.

Használja a Visszaru jegyzőkönyv űrlapot

Felhívjuk figyelmét, hogy fontos minél több releváns információt megadnia a problémáról a Visszaru jegyzőkönyvben, hogy a szerelő sikeresen elvégezhesse a javításokat.

Minden esetben ezt az eljárást kell követni, amikor egy készüléket visszaküld az Interacoustics-hoz.

Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: _____

Address: _____

Phone: _____

e-mail: _____

Address
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kolbaskowo
Poland

Mail:
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: _____ Date: _____

Following item is reported to be:

- returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other: _____
- defective as described below with request of assistance
- repaired locally as described below
- showing general problems as described below

Item: _____ **Type:** _____ **Quantity:** _____

Serial No.: _____ Supplied by: _____

Included parts: _____

Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : _____

Date : _____ Person : _____

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: _____

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user ¹

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.