

AD528

Le diagnostic **devient** plus simple

Un audiomètre en conduction aérienne, osseuse et champ libre, simple et bénéficiant d'une ergonomie supérieure.



*Et la science devient tout simplement plus facile


Interacoustics



Des diagnostics facilités

Un audiomètre pour les tests en conduction aérienne, osseuse et vocale, avec une ergonomie supérieure

Compact et simple à utiliser

L'AD528 est l'audiomètre parfait pour toute clinique, hôpital ou centre auditif, recherchant des diagnostics précis et rapides, adaptés à des besoins spécifiques. Notre solution AD528 vous offre des "diagnostics facilités" :

- **Démarrage en quelques secondes.** Idéal pour les centres ayant une activité importante ou pour les professionnels qui doivent effectuer plusieurs démarrages au cours de la journée
- **Simplicité d'utilisation.** Un nombre limité de boutons pour une prise en main rapide
- **Rapidité d'activation/désactivation du masquage.** Il suffit de tourner la molette droite pour activer ou désactiver le masquage

Batterie de tests flexible

L'AD528 offre une batterie de tests possibles. Deux tests de base sont inclus. Et votre AD528 s'adapte aux besoins du centre, en complétant avec des tests supplémentaires.


Une ergonomie exceptionnelle

L'ergonomie est l'un des atouts de l'AD528. L'angle du clavier et le positionnement pratique du commutateur de son et de la molette assurent une position de travail confortable. Cela évitera de mettre vos poignets à rude épreuve en rendant plus agréable la réalisation d'exams tout au long de la journée.

Disponible dans votre langue

Vous pouvez changer la langue d'affichage en chinois, tchèque, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol ou turc.

Vous pouvez également choisir une de ces langues pour le clavier de saisie : portugais brésilien, chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, russe, espagnol ou turc.



Fusionnez et configurez les entrées de différentes sources dans l'assistant d'impression.

Créez vos propres compte-rendus et imprimez-les

La suite logicielle en option comprend un assistant d'impression pour créer des rapports personnalisables et imprimables. Vous pouvez également imprimer directement avec une petite imprimante 3".



Idéal pour les déplacements

Son côté peu encombrant et son poids réduit de seulement 1,5 kg, combinés à la sacoche en option et au temps de démarrage rapide, font de l'AD528 le système idéal du professionnel mobile.

Intégration à de nombreux systèmes

Vous pouvez choisir une licence de synchronisation pour une intégration sous Noah, à des systèmes locaux EMR de bases de données ou à la base de données OtoAccess™ d'Interacoustics.



50 années d'évolution

Depuis 50 ans, Interacoustics développe des audiomètres toujours plus performants. Cela vous garantit une solution de qualité qui regroupe tous les avantages des précédents audiomètres pour répondre aux besoins cliniques et la sécurité d'un système fiable au quotidien pour accompagner une activité importante.

L'AD528 bénéficie de nos 50 ans d'expérience dans le développement d'audiomètres

Caractéristiques	AD528
Conduction aérienne, osseuse et champ libre	x
Vocale (CD, MP3, microphone ou Wave)	x
Stenger	x
Test de Hughson-Westlake modifié	x
ABLB	En option
SISI	En option
Langenbeck	En option
Békésy	En option
Weber	En option
Parole en milieu bruyant et test vocal binaural	En option
Licence de synchronisation pour une intégration sous NOAH, à des systèmes locaux EMR ou à la base de données OtoAccess®	En option



Science made smarter*

Interacoustics, bien plus que des solutions à la pointe de la technologie

Notre mission est claire. Nous voulons ouvrir la voie en matière d'audiologie et d'équilibre en traduisant la complexité en clarté :

- Des défis transformés en solutions claires
- Un savoir rendu concret
- Des pathologies invisibles qui deviennent tangibles et curables

Notre technologie avancée et nos solutions sophistiquées simplifient la vie des professionnels de santé.

Nous continuerons à ouvrir la voie à toute l'industrie. Pas seulement pour l'amour de la science, mais afin de permettre aux professionnels de fournir des traitements d'excellence à leurs millions de patients à travers le monde.

*La science devient tout simplement plus facile

Interacoustics.fr

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Rendez-vous
en ligne pour
explorer notre
gamme complète
de produits

Pour
compléter
la gamme



AT235
Tympanomètre



AD629
Audiomètre de diagnostic



Viot™
Vidéo-otoscope

Spécifications du produit

Toutes les spécifications techniques et matérielle relatives à nos produits peuvent être téléchargées à partir de notre site internet.



Interacoustics