

Plateformes portables Bertec® : versions Essentielle et Fonctionnelle

L'évaluation de
l'équilibre devient
simple

Outils efficaces
pour l'évaluation
et la rééducation
de l'équilibre



Balance Quest
by Interacoustics

*Et la science devient tout simplement plus facile



Bertec® Version Essentielle

Une batterie complète d'options d'évaluation et d'entraînement

Intégrez une batterie complète d'options d'évaluation et d'entraînement à un programme de traitement personnalisé pour les patients souffrant d'étourdissements, de problèmes d'équilibre et/ou de sensibilité aux mouvements. Évaluation objective de l'équilibre en comparaison avec des données normatives. Cinq évaluations et cinq menus d'entraînement. Des menus d'entraînement flexibles renfermant des centaines d'options. Une modification des paramètres en temps réel pour utiliser votre temps plus efficacement avec les patients. Des protocoles standardisés.

Évaluez l'équilibre et les limites de stabilité - à quel point tenons-nous sur nos pieds ?



Double équilibre breveté

Chez l'être humain, l'équilibre s'appuie sur un système de contrôle complexe. Le plateau à double équilibre Bertec Portable version Essentielle joue un rôle primordial pour identifier les mouvements les plus infimes et procéder à des mesures précises et objectives. Le plateau de force à double équilibre fournit des informations sur l'asymétrie des charges au niveau des pieds droit et gauche et permet de procéder à des évaluations plus polyvalentes.

Un design élégant et portable

Alimenté par USB, le plateau de force à double équilibre ultra-sensible Bertec unit ses forces avec un ordinateur portable pour devenir un élément crucial des activités quotidiennes de votre clinique. Léger, il vous aide à proposer des services en lien avec l'équilibre en dehors de la clinique et au sein des programmes de santé à domicile, au chevet des patients ou encore dans votre cabinet de ville.

Évaluations

- mCTSIB
- Limites de stabilité
- Squat avec poids
- Transfert de poids en rythme
- Posture unilatérale



Bertec® Version Fonctionnelle

Conçu en tant que passerelle vers la mobilité

Évaluez et entraînez votre patient à effectuer des tâches imitant la marche quotidienne, l'utilisation d'escaliers, les activités de passage en position debout et de transfert de poids sur un plateau de force à double équilibre plus long, mais portable, conçu pour servir de passerelle pour les évaluations de mobilité et les entraînements.

Des protocoles d'évaluation standardisés et des options d'entraînement étendues

Évaluez et entraînez votre patient à effectuer des tâches imitant les activités du quotidien. Protocoles d'évaluation standardisés avec données normatives. Dix évaluations et cinq menus d'entraînement. Des menus d'entraînement flexibles renfermant des centaines d'options. Une modification des paramètres en temps réel pour utiliser votre temps plus efficacement avec les patients. Menu d'exercices d'entraînement pour la formation fonctionnelle avec biofeedback visuel.

Un design innovant

Alimenté par un port USB et configuré à l'aide d'un ordinateur portable à écran tactile et d'une télécommande, le Bertec® Portable version Fonctionnelle est facile à transporter. Ce concept ultra-sensible fournit un accès facile à vos patients souffrant d'étourdissements, de problèmes d'équilibre et/ou de sensibilité aux mouvements.

Évaluations

- Limites de stabilité
- mCTSIB
- Squat avec poids
- Transfert de poids en rythme
- Posture unilatérale
- Position assise à position debout
- Pas en haut et par-dessus
- Pas, tour rapide
- Marche en tandem
- Traverser
- Fente avant



Identifiez les domaines problématiques et ciblez l'entraînement jusqu'à obtention du niveau requis pour les activités quotidiennes

Science made smarter*

Interacoustics, bien plus que des solutions à la pointe de la technologie

Notre mission est claire. Nous voulons ouvrir la voie en matière d'audiologie et d'équilibre en traduisant la complexité en clarté :

- Des défis transformés en solutions claires
- Un savoir rendu concret
- Des pathologies invisibles qui deviennent tangibles et curables

Notre technologie avancée et nos solutions sophistiquées simplifient la vie des professionnels de santé.

Nous continuerons à ouvrir la voie à toute l'industrie. Pas seulement pour l'amour de la science, mais afin de permettre aux professionnels de fournir des traitements d'excellence à leurs millions de patients à travers le monde.

*La science devient tout simplement plus facile

Interacoustics.fr

Interacoustics A/S


Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Rendez-vous
en ligne pour
explorer notre
gamme complète
de produits

Pour
compléter
la gamme



EyeSeeCam vHIT

Test vidéo d'impulsion de la tête



VisualEyes 505

Vidéo Frenzel



Bertec® CDP/IVR

Posturographie dynamique informatisée

Spécifications du produit

Toutes les spécifications techniques et matérielle relatives à nos produits peuvent être téléchargées à partir de notre site internet.


Interacoustics